

PHILIPS

sonicare

„Sonic“, elektrinis dantų šepetėlis su programėle

DiamondClean 9000

Paprastas prijungiamasis valymas

Integruotas spaudimo jutiklis

Išmanus šepetėlio galvutės atpažinimas

4 režimai, 3 intensyvumai



HX9911/27



Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą

Baltesni dantys vos per 1 dieną*

Geriausių balinimo rezultatų pasieksite naudodami dailų „Philips Sonicare“ elektrinį dantų šepetėlį. Pradėkite naudoti „Philips Sonicare“.

Enjoy a stylish and user-friendly design

- Paprasta įkrauti ir priderinti

DiamondClean users experience improved oral health

- Negailėstinga apnašoms, švelni dantenoms
- Pašalinkite iki 100 % daugiau dėmių* vos per 3 dienas
- Pašalina iki 10 kartų daugiau apnašų* ir giliai valo

Let the DiamondClean 9000 adapt to your needs

- Individualiems poreikiams pritaikytas valymas
- Leidžia suprasti, jei spaudžiate per stipriai
- „BrushSync“ automatiškai parenka jums tinkamiausią režimą
- Visada žinokite, kada reikia keisti šepetėlio galvutes

Stay on track with a personalized progress report

- Pradėkite ugdyti sveikus įpročius ir jų laikykitės


Ypatybės

Pašalinkite iki 5 k. daugiau dėmių***



Atsikratykite paviršinių dėmių ir mėgaukitės baltesne šypsena naudodami „W3 Premium White“ šepetėlio galvutę. Tankūs šepetėlio galvutės šereliai yra specialiai skirti dėmėms šalinti. Kliniškai įrodyta, kad vos per tris dienas pašalinama iki 100 % daugiau dėmių.***

Pašalina iki 10 kartų daugiau apnašų*




Žinokite, kad su „C3 Premium Plaque Control“ šepetėlio galvute išvalote kiek tik įmanoma giliausiai. Minkšti, lankstūs šereliai išsilenkia pagal dantų kontūrus, todėl sąlytis su paviršiumi yra 4 k. didesnis** ir sunkiai pasiekiamose vietose pašalinama iki 10 k. daugiau apnašų.

„C3 Premium Plaque Control“



„C3 Premium Plaque Control“ šepetėlio galvutė skirta išvalyti giliausiai. Minkšti, lankstūs šonai ir šereliai tobulai išlinksta pagal dantų kontūrus, todėl sąlytis su paviršiumi yra 4 k. didesnis ir lengviau išvalo sunkiai pasiekiamas vietas*.

Progreso ataskaita



„DiamondClean 9000“ teikia rekomendacijas, kaip pagerinti ir išlaikyti sveikus valymo įpročius tarp odontologinių patikrų. Integruoti išmanieji jutikliai praneša, kai per daug spaudžiate, o sujungus valymą su programėle „Sonicare“, asmeninė progreso ataskaita padeda nenukrypti ir pamatyti, kiek bėgant laikui patobulėjote.

4 režimai, 3 intensyvumai



„DiamondClean 9000“ komplektuojami su „Clean“, „White+“, „Gum Health“ ir „Deep Clean+“ režimais, kad būtų pasirūpinta valymo poreikiais. Režimas „Clean“ skirtas išskirtiniam kasdieniam valymui, „White+“ – dėmėms šalinti, „Gum Health“ valo danteną švelniai, tačiau veiksmingai, o „Deep Clean+“ išsiskiria gairiu, giliu valymu. Yra trys intensyvumo nustatymai, todėl galite rinktis nuo didesnio nustatymo, kad valymas būtų geresnis, iki žemesnio nustatymo jautresnei burnai.


„BrushSync“ funkcija



Su išmaniomis šepetėlių galvutėmis užtikrinama, kad naudosite tinkamą režimą ir intensyvumą, kad išvalytumėte kiek įmanoma geriausiai. Pvz., naudojate „W3 Premium White“ šepetėlio galvutę. Jūsų „DiamondClean

9000“ „BrushSync“ technologija automatiškai sinchronizuos šepetėlio galvutę su „White+“ režimu, kad būtų lengviau balinti dantis.

Integruotas spaudimo jutiklis



Galite nepastebėti, kad valote per stipriai, tačiau „DiamondClean 9000“ tai pastebės. Jei reikės sumažinti spaudimą valant, dantų šepetėlis skleis pulsuojančią garsą. Tai priklauso nuo galvutės, tad leiskite šepetėlio galvutei atlikti savo darbą. 7 iš 10 žmonių teigė, kad ši funkcija padėjo jiems geriau valyti dantis.

„BrushSync“ šepetėlio galvutės keitimo priminimas



Laikui bėgant visos šepetėlių galvutės susidėvi, todėl norėsite stebėti savąją, kad įsitikintumėte, jog ji vis dar puikiai valo. Mūsų „BrushSync“ technologija stebi, kiek laiko naudojate šepetėlio galvutę ir kaip stipriai valote. Ant rankenos esantis „BrushSync“ pakeitimo priminimas ir trumpas pyptelėjimas atkreipia dėmesį, kai ateina laikas pakeisti galvutę.

Ilgai veikianti baterija



Vieną kartą įkrovus ir reguliariai naudojant, „DiamondClean 9000“ veiks iki dviejų savaičių.

Specifikacijos

Prijungimo galimybė

„Bluetooth“[®] belaidė technologija: Valymo programa prisijungus

Maitinimas

Įtampa: 110–220 V

Techniniai duomenys

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio): 14 dienų^{***}

Baterijos tipas: Ličio jonų

Dizainas ir apdaila

Spalva: Balta

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Suderinamumas

Suderinamumas su „Android“: „Android“

telefonai, Planšetiniai kompiuteriai su

„Bluetooth 4.0“ funkcija

Suderinamumas su „iOS“: 3-ios kartos „iPad“

arba naujesnis, „iPhone 4S“ arba naujesnis, su „iOS7“ arba naujesne versija, su „iOS7“ operacine sistema

Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Rankenos suderinamumas: Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės

Pakeitimo priminimas: Kad visada užtikrintų geriausius rezultatus, užsidega priminimo piktograma

Pridėti priedai

Rankenėlė: 1 „DiamondClean 9000“

Šepetėlių galvutės: 1 „C3 Premium Plaque Control“

Kelioninis dėklas: USB įkroviklis–kelioninis dėklas

Stiklinis kroviklis: 1

Įkroviklio pagrindas: 1

Valymo veiksmingumas

„Performance“: Pašalina iki 10 kartų daugiau apnašų*

Laikmatis: „BrushPacer“ ir „SmarTimer“

Balinamoji nauda: Pabalina dantis per 1 dieną*
Atsakomoji reakcija į spaudimą: Naudotojas įspėjamas rankenėlės vibravimu

Režimai

„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien

3 intensyvumo nustatymai: Aukštas, Žemas, Vidutinis

„Deep Clean+“: Stiprinantis gilus valymas

„Gum Health“: Ypatingas dėmesys krūminiams dantims

„White+“: Paviršinėms dėmėms šalinti

Išmanioji jutiklinė technologija

„BrushSync“ keitimo priminimas: Visada žinokite, kada, keisti šepetėlio galvutes

Spaudimo jutiklis: Įspėja, kai valoma per stipriai

Technologija „BrushSync“: išmaniaja šepetėlio galvute, Sujungia išmaniają rankeną su

Programinės įrangos palaikymas

Programinės įrangos naujiniai: „Philips“ siūlo atitinkamus programinės įrangos naujinius 2 metų po pirkimo datos.

