

Philips Breast Pumps
Membrána pro odsávačky

Bílá
Membrána

CP1680/01



Pro získání podtlaku v odsávačce mateřského mléka

V sekci specifikace naleznete související výrobky

Tato membrána vytváří (společně s nástavcem) podtlak v manuální odsávačce mateřského mléka

PHILIPS

Specifikace

Vhodné pro následující typy výrobku

- SCD293/00: SCD293/00
- SCF330/11: SCF330/11
- SCF330/71: SCF330/71
- SCF330/40: SCF330/40
- SCF330/50: SCF330/50
- SCF330/13: SCF330/13
- SCF330/70: SCF330/70



Datum vydání 2023-10-06

Verze: 3.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com