

Philips Philips Avent
Diaphragme du tire-lait
électrique

Blanche
Tire-laits

CP1680/01



Crée le vide nécessaire pour tirer du lait

Vérifiez la compatibilité ci-dessous

Ce diaphragme en silicone crée le vide nécessaire pour tirer le lait maternel. À utiliser avec les tire-lait électriques.

PHILIPS

Caractéristiques

Adapté aux types de produits

- SCF330/11; SCF330



Date de publication
2023-10-18

Version: 3.3.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com