

Philips Philips Avent  
Membrana tiralatte  
elettrico singolo

**Bianco**  
Tiralatte

**CP1680/01**



## Crea il vuoto necessario per l'estrazione

Verificare la compatibilità di seguito

Il diaframma in silicone crea il vuoto necessario per estrarre il latte materno. Da utilizzare con tiralatte elettrici.

**PHILIPS**

# Specifiche

## Compatibile con i modelli

- SCF330/11; SCF330



Data di rilascio  
2023-10-19

Versione: 3.3.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)