

PHILIPS

sonicare

Sonický elektrický
zubní kartáček

2100 Series

Sonická technologie

Funkce QuadPacer a SmarTimer

Tenký ergonomický design

Životnost baterie 14 dnů



HX3651/12



Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.

Až 3x lepší odstranění zubního plaku

Sonická technologie v kombinaci s naší technikou čištění zubů šetrně odstraňuje zubní plak až 3x lépe* než manuální zubní kartáček.

Designed around you

- Díky ergonomickému provedení se kartáček snadno drží a používá
- Snižte svoji spotřebu a využívejte věci opakovaně
- Výdrž baterie 14 dní

Optimize your brushing

- Optimalizujte své čištění zubů pomocí funkcí SmarTimer a QuadPacer

Easy transition to Sonicare

- Program Easy-Start pro snadný začátek

Protects your gums

- Bezpečné a jemné použití

Provides superior clean

- Až 3x lepší odstranění plaku než při použití manuálního zubního kartáčku*
- Naše unikátní sonická technologie vám přináší efektivní a šetrné čištění


Přednosti

Pokročilá technologie Sonicare



Silné vibrace vláken vhánějí do mezizubních prostor a podél linie dásní mikrobublinky pro pocit osvěžení. Za pouhé 2 minuty získáte stejný účinek jako po dvouměsíčním čištění manuálním kartáčkem.** 31 000 pohybů kartáčku za minutu jemně čistí vaše zuby, odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné každodenní čištění.

Odstraňuje zubní plak 3x lépe*



Je klinicky prokázáno, že elektrický zubní kartáček Sonicare s inovativní sonickou technologií odstraňuje až 3x více plaku než manuální zubní kartáček. Odstraňuje plak ze zubů a dásní a přitom vaše dásně chrání.

Bezpečné a jemné použití



Sonický zubní kartáček vám nabízí důkladnou čistotu bez nepříjemného působení na zuby a dásně. Jemné a přesto dostatečně silné sonické vibrace zajišťují výjimečnou čistotu, přičemž je jemný k zubům a dásním.

Funkce SmarTimer a QuadPacer



2minutový časovač SmarTimer a 30sekundová funkce QuadPacer vám pomohou, abyste si zuby čistili doporučenou dobu a ve všech částech úst a dosáhli jste tak důkladného vyčištění.

Navrženo pro vás



Díky tenkému, lehkému a ergonomickému provedení se kartáček snadno drží a dokonale čistých zubů tak dosáhnete bez jakékoli námahy.

Dlouhá životnost baterie



Baterie vydrží až 14 dní a dlouhou dobu se tak obejdete bez nabíjení.

Program Easy-Start



Náš program Easy-Start Vám poskytuje možnost postupně, mírně zvyšovat čistící výkon v průběhu prvních 14 používání vašeho nového zubního kartáčku.

Rozlučte se s adaptérem. Přivítejte USB.



Napájecí adaptéry se sice mohou zdát malé, ale plasty ze všech z nich dohromady mají obrovský dopad na životní prostředí. Pouhým přechodem na USB nabíječku v naší řadě Philips Sonicare 1000–4000 můžeme každý rok spotřebovat až o 189 210 kg méně plastu. To je hodně, že?

Specifikace

Spotřeba

Napětí: DC 5 V

Technické údaje

Provozní doba (od plného nabití do vybití):

14 dní*****

Baterie: Nabíjecí

Typ baterie: Lithium-iontová

Design a provedení

Barva: Světle modrá

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

Snadné použití

Rukojeť: Tenký ergonomický design

Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav baterie

Systém kartáčkových hlavic: Zacvakávací hlavice kartáčku

Balení obsahuje

Rukojeť: 1 Řada 2100

Nabíječka: 1

Kartáčková hlavice: 1 ks C1 ProResults, standardní velikost

Výkon čištění

Výkon: Odstraňuje až 3x více plaku*

Frekvence: až 31 000 stěrů za minutu

Časovač: Quadpacer a SmarTimer

Režimy

Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

