

PHILIPS

sonicare

Электрическая зубная
щетка, для стоматологов

FlexCare Platinum

3 режима, 3 уровня интенсивности

2 чистящие насадки

С датчиком давления

Ультрафиолетовый дезинфектор



HX9142/32



Результат гарантирован вне зависимости от техники чистки

Наша первая зубная щетка с адаптивной технологией

В основе нашей адаптивной технологии лежат два компонента — инновационная чистящая насадка AdaptiveClean и удобный датчик давления на зубы. Эти функции помогут вашим пациентам эффективно чистить зубы, не оказывая на них излишнего давления.

Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Quadpacer
- SmartTimer
- Ультрафиолетовый дезинфектор

Создано для вас

- Чистящая насадка InterCare

Помогает следовать рекомендациям стоматолога

- Удобный датчик давления

Обеспечивает тщательное очищение

- Чистящая насадка AdaptiveClean
- Возможность выбора индивидуального режима чистки
- Патентованная технология чистки Sonicare

Позволяет создать свой режим чистки зубов

- Новый режим Deep Clean (Глубокая чистка): эффективная чистка труднодоступных участков без лишних усилий


Основные особенности

Чистящая насадка AdaptiveClean




Мягкие и гибкие прорезиненные ребра позволяют щетинкам подстраиваться под уникальную форму зубов и десен пациентов, обеспечивая до 4 раз больший охват поверхности зубов*. Гибкая чистящая насадка обеспечивает аккуратное перемещение щетинок вдоль линии десен и предотвращает избыточное давление. Увеличенная амплитуда движений щетинок обеспечивает превосходное качество чистки вдоль линии десен и в труднодоступных местах*. Доказано: удаляет в 10 раз больше налета в труднодоступных местах по сравнению с обычной ручной зубной щеткой*.

Чистящая насадка InterCare



Удлиненные плотные щетинки глубоко проникают между зубами, позволяя эффективнее удалить зубной налет* в межзубных промежутках. Идеально подходит для пациентов, страдающих от кровоточивости или воспаления десен.

Удобный датчик давления



При слишком сильном нажатии на зубы щетка слегка вибрирует, предупреждая пациентов, что они слишком сильно надавливают на зубы во время чистки, тем самым помогая выработать правильную технику чистки зубов. Исследования в США показали,


что 7 из 10 пациентов, которые ранее сильно надавливали на зубы во время чистки, значительно снизили давление благодаря датчику давления.

Режим Deep Clean (Глубокая чистка)



Новый режим Deep Clean (Глубокая чистка) обеспечивает превосходную чистку даже труднодоступных участков. Благодаря уникальным движениям насадки и увеличенному до трех минут времени чистки этот режим — отличный выбор, если вы хотите уделить особое внимание труднодоступным местам.

Индивидуальные режимы чистки



Три настройки интенсивности и три режима чистки обеспечивают максимальный комфорт и эффективность: возможность индивидуальной настройки обеспечивает лучший результат. Трехминутный режим Deep Clean (Глубокая чистка) обеспечивает превосходное очищение даже труднодоступных участков. Это идеальный режим для пациентов, которым требуется уделить особое внимание проблемным местам.

Ультрафиолетовый дезинфектор




Уничтожает до 99 % бактерий и вирусов*. В комплектации некоторых профессиональных моделей, распространяемых в стоматологических клиниках.

SmartTimer



Таймер на две минуты помогает соблюдать рекомендуемое стоматологами время чистки.

Quadpacer



Таймер с 30-секундным интервалом обеспечивает тщательную чистку всех участков полости рта.

Звуковая технология



Динамический поток жидкости проникает в межзубные промежутки и вдоль линии десен, обеспечивая эффективное и бережное очищение.

Характеристики

Дизайн и отделка

Цвет: Серебристый серый

Мощность

Напряжение: 110—220 В

Технические характеристики

Батарея: Перезарядка

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): До 3 недель**

Тип элемента питания: Литий-ионный

Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

Удобство использования

Ручка: Изящный эргономичный дизайн

Индикатор батареи: Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора

Система чистящих насадок: Удобные съемные насадки

Дисплей:

Дисплей с подсветкой

Время работы: До 3 недель***

В комплекте

Зарядное устройство: 1

Щетки: 1 FlexCare Platinum

Насадки: AdaptiveClean — 1 шт., 1 насадка InterCare стандартного размера

Дорожный футляр:

1

Ультрафиолетовый дезинфектор: 1

Качество чистки

Скорость: 62 000 выметающих движений в минуту

Высокое качество: Удаляет до 10 раз больше налета*

Польза для здоровья: Улучшает состояние десен всего за две недели

Датчик давления: Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

Таймер: Функции QuadPacer и SmartTimer

Эффект осветления: Помогает удалять налет естественным образом

Режимы

3 уровня интенсивности: Высокий, Низкий, Средняя

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

Белый: Удаление поверхностных потемнений эмали

Deep Clean (Глубокая чистка): Для эффективной тщательной чистки



* По сравнению с чистящей насадкой DiamondClean

* По сравнению с обычной ручной зубной щеткой

* Неопубликованные данные

* После однократного использования каждой зубной щетки по сравнению с Oral-B 3000/6000 CrossAction

*** при использовании дважды в день в течение двух минут