

Philips Breast Pumps
Membrana do laktatorów

Biały
Membrana

CP1680/01



Wytwarzanie podciśnienia w laktatorze

Znajdź pasujące produkty w karcie danych technicznych

Membrana (wraz z rdzeniem) wytwarza próżnię w ręcznym laktatorze

PHILIPS

Dane techniczne

Pasuje do produktów

- SCD293/00: SCD293/00
- SCF330/11: SCF330/11
- SCF330/71: SCF330/71
- SCF330/40: SCF330/40
- SCF330/50: SCF330/50
- SCF330/13: SCF330/13
- SCF330/70: SCF330/70



Data wydania 2023-10-11

Wersja: 3.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com