

Philips Philips Avent
Membrana laktatora
elektrycznego

Biały
Laktatory

CP1680/01



Tworzy podciśnienie niezbędne do odciągania pokarmu

Informacje na temat zgodności znajdują się poniżej

Silikonowa membrana wytwarza podciśnienie niezbędne do odciągania pokarmu z piersi.
Do stosowania z laktatorami elektrycznymi.

PHILIPS

Dane techniczne

Pasuje do produktów

- SCF330/11; SCF330



Data wydania 2023-11-07

Wersja: 3.3.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com