

# PHILIPS

## sonicare

Электрическая звуковая  
зубная щетка

ProtectiveClean 4500

Встроенный датчик давления

2 режима чистки

Функция BrushSync



HX6888/89



## Бережный уход за деснами

Десны на 100 % более здоровые, чем при использовании обычной щетки.

Почувствуйте разницу: бережная очистка благодаря датчику давления на щетку делает десны на 100 % более здоровыми, чем при использовании обычной зубной щетки.

### Создано для вас

- Следит за длительностью чистки

### Иновационная технология

- Мягкое давление для легкой чистки
- Пациенты получают все преимущества своих чистящих насадок
- Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок
- Улучшает состояние десен всего за 2 недели
- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

### Улучшает состояние полости рта пациентов

- Не беспокойтесь о пломбах, коронках и чувствительных участках.

### Повысьте эффективность чистки зубов

- Режим чистки и режим ухода за деснами

### Создано для ваших пациентов

- Отличный способ привыкнуть к новой зубной щетке


# Основные особенности

## Улучшает состояние десен



Насадка InterCare с удлинненными густыми щетинками из качественного материала удаляет зубной налет в межзубных промежутках. Клинически доказано, что насадка помогает уменьшить воспаление и кровоточивость десен всего за 2 недели.

## Режим чистки и режим ухода за деснами



Эта щетка оснащена двумя режимами для эффективного удаления налета и бережного ухода за деснами: режим Clean (Чистка) для качественной чистки и режим Gum Care (Уход за деснами) для мягкого массажа десен в течение одной минуты на более низкой скорости.

## Безопасно и бережно



Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.

## Технология Philips Sonicare



Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

## Вы слишком сильно давите на щетку?



Пациенты, возможно, не замечают, что слишком сильно давят на зубы, однако это отлично чувствует зубная щетка. При касании десен щетка издает звуковые сигналы, напоминая уменьшить давление.

## Технология BrushSync




Технология на базе микропроцессора распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются напоминания о замене насадки.

## Интеллектуальные напоминания о замене




Со временем чистящие насадки изнашиваются. Наша интеллектуальная технология отслеживает длительность и интенсивность использования насадки, поэтому когда придет время заменить насадку, загорится индикатор, а зубная щетка издаст короткий звуковой сигнал. Таким образом, вы всегда сможете максимально эффективно чистить зубы.

## Таймеры



Нужна электрическая зубная щетка с таймером? Благодаря QuadPacer вы будете знать, что затратили оптимальное время на чистку каждого участка полости рта, а Smartimer оповестит об истечении рекомендованных 2 минут.

## Функция Easy-start



Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. Поэтому с нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов в течение первых 14 сеансов.

# Характеристики

## Дизайн и отделка

**Цвет:** Белый и голубой

## Мощность

**Напряжение:** 110—220 В

## Технические характеристики

**Батарея:** Перезарядка

**Время работы (от полной зарядки до полной разрядки):** До 2 недель

**Тип элемента питания:** Литий-ионный

## Обслуживание

**Гарантия:** 2 года гарантии

## Удобство использования

**Ручка:** Изящный эргономичный дизайн

**Индикатор батареи:** Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора

**Совместимость ручки:** Удобные съемные насадки

**Время работы:** До 2 недель

## В комплекте

**Ручка:** ProtectiveClean, 1 шт.

**Зарядное устройство:** 1

**Насадки:** 1 компактная насадка ic InterCare

## Качество чистки

**Скорость:** 62 000 выметающих движений в минуту

**Польза для здоровья:** Снижает риск возникновения кариеса

**Таймер:** Функции Quadpacer и SmartTimer

**Оценка силы нажатия:** Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

## Режимы

**Clean (Чистка):** Для ежедневной тщательной чистки

**Gum Care (Уход за деснами):** Мягкий массаж десен

## Технология интеллектуального датчика

**Датчик давления:** Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы

**BrushSync: напоминания о замене:** Знает, когда нужно, заменить чистящую насадку

