

PHILIPS

sonicare

Звукова електрична зубна щітка з технологією SenseIQ

DiamondClean Prestige 9900

Наша найсучасніша зубна щітка

SenseIQ відчуває як ви чистите зуби

Універсальна насадка повного догляду

Додаток зі штучним інтелектом



HX9992/11



Винятковий догляд, налаштований персонально для вас із SenseIQ

Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 із технологією SenseIQ – це наша найдосконаліша потужна зубна щітка. Вона підсилює нашу ефективну звукову технологію за допомогою штучного інтелекту, що визначає і адаптує чищення для комплексного й завжди належного догляду.

Створено для вас

- Елегантна та компактна конструкція

Завжди робить усе правильно за допомогою SenseIQ

- Адаптується до вас у реальному часі, коли ви чистите надто інтенсивно
- Інтуїтивно піклується про зуби та ясна
- Звіти про перебіг чищення в реальному часі
- Технологія SenseIQ визначає, адаптується й піклується
- Визначає ваш стиль чищення

Персоналізоване чищення без компромісів

- Універсальна насадка для щітки для повного догляду
- Персоналізовані вказівки додатка Philips Sonicare
- Звукове чищення: майстер-клас з ефективного чищення

Високоякісні аксесуари

- Легке заряджання за допомогою підставки та платформи в мінімалістському стилі
- Престижний дорожній футляр із USB для будь-якого стилю

Основні особливості

Технологія SenseIQ



Під час чищення технологія SenseIQ визначає дані про натиск, рух, охоплення поверхні та інше до 100 разів на секунду. Потім вона адаптує інтенсивність, якщо ви тиснете надто сильно. Завдяки розумній технології SenseIQ не потрібно сумніватися у виборі режимів, тому ви можете з часом насолоджуватися легким доглядом і кращим чищенням.

Універсальна насадка для щітки Premium



Чистьте без компромісів за допомогою універсальної насадки для щітки A3 Premium. Наш завжди найкращий виріб має вигнуті щетинки для видалення до 20 разів більшої кількості нальоту навіть у важкодоступних місцях*. Трикутні кінчики видаляють до 100% більше плям менш ніж за два дні***. Довші щетинки глибоко чистять біля ясен, які у стають 15 разів здоровішими всього за два тижні**. І все це без зміни насадок для щітки. Чи відомо вам, що насадки для щітки стають менш ефективними через 3 місяці використання? Наша функція BrushSync™ може нагадати вам про необхідність заміни.

Піклується про вашу ротову порожнину



Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 створено для вас. Її сучасна технологія настільки гармонійна та легка в користуванні, що майже непомітна. На щастя, результати говорять самі за себе.

Персоналізовані вказівки



Додаток Philips Sonicare підтримується штучним інтелектом і працює у гармонії із зубною щіткою. Використовуйте його для чищення із вказівками щодо натиску, руху, охоплення поверхні, тривалості та частоти в реальному часі. Переглядайте звіти успішності за днем, тижнем, місяцем і роком. Отримуйте персоналізовані рекомендації та дієві кроки для кращого чищення. Функція автоматичної синхронізації забезпечує оновлення даних у додатку навіть тоді, коли ви не використовуєте його під час чищення.

Адаптується до вас у реальному часі



Під час чищення більшість із нас надто сильно тисне. Саме тому наша зубна щітка автоматично регулює інтенсивність, коли ви тиснете надто сильно. Завдяки безкоштовному додатку Philips Sonicare ви можете

користуватися спеціальними вказівками та персоналізованими порадами для переходу до нового рівня чищення.

Визначає ваш стиль чищення




За допомогою датчиків Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 визначає силу натиску, рухи та охоплення поверхні до 100 разів на секунду під час чищення. Датчики також стежать за тим, як довго й часто ви чистите зуби.

Визнане звукове чищення



Усувайте наліт за допомогою звукової технології – нашого еталона, що забезпечує ефективне й лагідне чищення. Під час чищення до 62 000 рухів щетинки та динамічний рух рідини допомагають почистити навіть важкодоступні ділянки, забезпечуючи виняткове відчуття свіжості й чистоти.

Зворотний зв'язок у режимі реального часу



Ви можете не помітити, що чистите надто сильно або починаєте терти, а зубна щітка це помітить. Світлове кільце на кінці ручки лагідно нагадуватиме вам, що потрібно зменшити натиск або тертя.

Специфікації

Підключення

Бездротова технологія Bluetooth®: Підключення до додатка для чищення

Потужність

Живлення: 110–220 В

Технічні характеристики

Батарея: Можна заряджати

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): 2+ тижні****

Тип батареї: Літій-іонна

Конструкція та покриття

Колір: Кремовий

Обслуговування

Гарантія: 2 роки гарантії

Сумісність

Сумісність з Android: Android OS 8.0 або новішої версії

Сумісність з iOS: iPhone iOS 13.0 або новішої версії

Простота у користуванні

Індикатор батареї: Індикатор піктограми з підсвіткою

Ручка: Елегантна та компактна конструкція, Суцільний сенсорний елемент керування

Сумісність ручки щітки: Прості знімні насадки для щітки

Дорожній футляр: Елегантний, компактний зарядний футляр, Штучна шкіра

Нагадування про заміну BrushSync: Піктограма нагадування світиться, для завжди найкращих результатів

Елементи в комплекті

Насадки для щітки: 1 універсальна A3 Premium

Ручка: 1 DiamondClean Prestige 9900

Престижний зарядний футляр із USB: 1

Зарядна платформа: 1

USB-кабель: 1

Ефективність чищення

Швидкість: До 62 000 рухів щітки/хв.

Переваги для здоров'я: До 15 разів здоровіше ясна**

Ефективність: Усуває до 20 разів більше нальоту*

Переваги відбілювання: До 100% менше поверхневих плям***

Таймер: BrushPacer та SmartTimer

Реакція на надмірний тиск: Кільце засвічується фіолетовим кольором, Ручка щітки вібрує, попереджаючи користувача

Звіт про тертя: Кільце засвічується жовтим кольором, Ручка щітки вібрує, попереджаючи користувача, Параметр увімкнення/вимкнення у додатку

Технологія SenseIQ

Датчик тиску: Сповіщає про надмірний тиск під час чищення

Датчик розташування: Відстежує охоплення поверхні, під час кожного сеансу чищення

Датчик тертя: Допомагає зменшити тертя

3D-карта рота: Виділення пропущених місць

Адаптивна інтенсивність: Регулює рівень інтенсивності, в разі надто сильного натиску

Штучний інтелект: Виявляє та синхронізує чищення

Додаток Sonicare зі штучним інтелектом

Вказівки в реальному часі: Персоналізовані рекомендації, Звіт успішності за днем/місяцем/роком

Регульовані режими: Чищення, Відбілювання+, Здоров'я ясен, Ретельне чищення, Чутливий режим

Підтримка програмного забезпечення

Оновлення програмного забезпечення: Philips пропонує оновлення програмного забезпечення строком на 2 роки з дати придбання.



* у порівнянні зі звичайною зубною щіткою

** у порівнянні зі звичайною зубною щіткою за 6 тижнів

*** на основі лабораторних тестувань у порівнянні зі звичайною зубною щіткою

**** у разі використання двічі на день протягом двох хвилин у стандартному режимі