

PHILIPS

sonicare

Szónikus elektromos fogkefe alkalmazással

DiamondClean Smart

Személyre szabott tanácsok

Intelligens kefefej-érzékelők

Intelligens kefefej-felismerés

5 üzemmód, 3 intenzitási beállítás



HX9944/13



Az eddigi legjobb fogkefénk a teljes körű szájpólishoz

A mindenre kiterjedő ápolás magabiztosságot nyújt

A DiamondClean Smart a legjobb fogkefénk a teljes körű szájpólishoz. A négy nagy teljesítményű fogkefe segítségével a szájpólishoz minden területre figyelmet fordíthat, az Intelligens érzékelőtechnológia pedig személyre szabott visszajelzést és tanácsokat nyújt.

Bizonyítottan javítja a száj egészségi állapotát

- Akár 10-szer annyi lepedéket távolít el* az alapos tisztításért
- Akár 7-szer egészségesebb fogíny* mindössze 2 hét után
- Élvezze a hosszan tartó, friss leheletet

Egyéni alkalmazáson belüli tanácsok a tökéletes kefehasználathoz

- Irányítja a fogmosást, és megmutatja a kihagyott területeket
- Visszavezet a kihagyott területekre a 100%-os lefedettségért
- Viselje jobban gondját a problémás területeknek
- Túl erős rányomás esetén figyelmeztet
- Rávezeti, hogyan csökkentse a dörzsölést

Optimalizálja a fogmosást

- A kefefejek automatikusan kiválasztják az optimális beállítást
- Hozza ki a kefefejből garantáltan a legjobbat
- 5 üzemmód és 3 intenzitási beállítás közül választhat

Fénypontok

Mondjon búcsút a lepedéknek




Illessze a fogkefére a C3 Premium Plaque Control kefejet a mindennél alaposabb tisztítás élményéért. A puha, rugalmas oldalú kefefej sörtéi pontosan követik az egyes fogak felületét, 4-szer nagyobb felületi érintkezést biztosítva***, és akár 10-szer több lepedéket távolítanak el még a nehezen elérhető helyekről is*.

Gondoskodás az ínyénekről



Illessze a fogkefére a G3 Premium Gum Care kefejet fogínyegészségének fokozására. Kisebb mérete és célzott ínyvonalmenti sörtéi gyengéd, mégis hatékony tisztítást nyújtanak az ínyvonalnak, ahol az ínybetegségek általában kezdődnek. Klinikailag igazoltan akár 100%-kal csökkenti az ínygyulladás esélyét*, és akár 7-szer egészségesebb fogínyt eredményez már két hét használat után.*


TongueCare+ nyelvtisztító kefe



Illessze a fogkefére a TongueCare+ nyelvtisztító kefét, és távolítsa el gyengéden a nyelv pórusaiból a kellemetlen szagért felelős


baktériumokat. 240 speciálisan kialakított MicroBristles mikrosörtéje bejut a nyelv minden barázdájába és mélyedésébe, és eltávolítja a rossz leheletet okozó baktériumokat és lerakódásokat. Az antibakteriális BreathRx nyelvtisztító sprayel párosítva az eredmény: kiváló tisztítás és szuperfriss lehelet.

Nincs több kihagyott rész!




A Philips Sonicare alkalmazás jelzi Önnek, hogy mikor érte el a teljes és alapos tisztítást, és útmutatásával tudatosabb, jobb fogmosóvá válhat.

TouchUp funkció




Ha kihagyta egy területet a fogmosás során, az alkalmazás TouchUp funkciója ezt megmutatja, így Ön még egyszer végigmehet a területen, és biztos lehessen afelől, hogy minden alkalommal teljes tisztaságot ér el.

Fókuszterületek és célkitűzések



Fogorvosra felhívta a figyelmét pár problémás területre? Mi kijelöljük azokat az alkalmazáson belüli 3D-s szájtérképen, és emlékeztetjük Önt arra, hogy fordítson rájuk különös figyelmet.

Túl nagy nyomás?



Lehet, hogy Ön nem veszi észre, ha túl erősen mos fogat, de a DiamondClean Smart észleli. Ha túl nagy nyomást fejt ki, a markolat végén lévő fénygyűrű villog, ami arra figyelmeztet, hogy csökkentse a nyomást, és engedje, hogy a fogkefeje végezze el a többit. 10 emberből 7 úgy találta, hogy ennek a funkciónak köszönhetően hatékonyabbá vált a fogmosásuk.

Könnyű munka



Az elektromos fogkefe használatakor a fogkefe végzi a munkát. A markolatba épített dörzsölés-érzékelő gyengéden figyelmezteti Önt a dörzsölés visszafogására. Így tovább javíthatja a technikáját a gyengédebb, hatékonyabb tisztításért.

Műszaki adatok

Csatlakoztathatóság

Bluetooth® vezeték nélküli technológia:
Fogmosási alkalmazás

Tápellátás

Feszültség: 110–220 V

Műszaki adatok

Működési idő (Telitől üresig): 14 nap*****
Akkumulátor: Újratölthető
Elem típusa: Lítium-ionos

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Kompatibilitás

Android-kompatibilis: Android telefonok,
Bluetooth 4.0-kompatibilis táblagépek
iOS-kompatibilis: 3. generációs iPad vagy
újabb, iPhone 4S vagy újabb, iOS7 vagy újabb
operációs rendszerrel

Egyszerű használat

Markolat kompatibilitás: Könnyen
rápattintható kefefejek
Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás
Töltöttségjelző: Világító ikon jelzi az
akkumulátor élettartamát
Kijelző: Világító kijelző
Kefefej-felismerés: Szinkronizálás az optimális
üzemmóddal

Csere-émlékeztető: Így mindig a legjobb
eredményt nyújthatja, az emlékeztető ikon
világítani kezd

Tartozékok

Kefefejek: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3
Premium Gum Care, 1 TongueCare+
nyelvtisztító kefe
Markolat: 1 DiamondClean Smart
Töltőalap: 1

Fogmosási teljesítmény

Sebesség: Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc
Egészségügyi előnyök: Akár 7-szer
egészségesebb fogíny****
Teljesítmény: Akár 10-szer annyi lepedéket
távolít el*
Időzítő: BrushPacer és SmarTimer
Nyomásvisszajelzés: Lilán világító gyűrű, A
markolat rezgésével figyelmezteti a használat
TouchUp: 100%-os lefedettséget nyújt

Módok

Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért
3 intenzitási szint: Magas, Közepes, Alacsony
Deep Clean+: Az élénkítő mélytisztításért
Egészséges ínny: Különös figyelemmel az
órlófogakra
TongueCare+: A hosszan tartó, tiszta leheletért
White+: A felületi lerakódások eltávolításáért

BrushSync mód párosítás

C3 Premium Plaque Control: A Clean (Tisztítás)
móddal párosítható
G3 Premium Gum Care kefefej: A Gum Health
móddal párosítható
W3 Premium White kefefej: A White+ móddal
párosítható
TongueCare+ nyelv tisztító kefe: A TongueCare
móddal párosítható

Intelligens érzékelő technológia

Nyomás érzékelő: Túl erős fogmosás esetén
figyelmeztet
Hely érzékelő: Nyomon követi és javítja a
lefedettséget
Dörzsölés-érzékelő: Rávezet a dörzsölés
csökkentésére
3D-s térkép a szájról: Kijelöli a problémás
területeket
TouchUp: A kihagyott területek kezelésére
Elhelyezkedés érzékelő: A kihagyott
területekhez irányít

Támogatott szoftverek

Szoftverfrissítések: A Philips a vásárlás
dátumától számított 2 évig kínál
szoftverfrissítéseket.



* Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi
fogkefe

** egy kézi fogkefe és egy piacvezető fehéritő fogkrém
együttes használatához képest

** a DiamondClean fogkefe fejéhez képest

**** Gum Health (Egészséges fogíny) módban, a kézi
fogkefékhez képest; 2 hét után

***** 3 napi White+ módban való használat után, a kézi
fogkeféhez képest

***** naponta kétszeri, kétperces fogmosást alapul véve,
standard üzemmódban