

PHILIPS

AVENT



Pompa ASI listrik ganda

Lebih banyak ASI dalam waktu singkat

Bantalan pijat lembut disertakan

Tas dan 2 botol



SCF334/31

Lebih nyaman, lebih banyak ASI, dalam waktu lebih singkat*

Pompa ASI elektrik ganda dengan bantalan pijat

Pompa ASI Ganda Ultra Nyaman cocok bagi Anda yang diburu waktu. Persingkat waktu memompa & duduklah dengan nyaman selama bantalan pijatnya yang lembut menstimulasi aliran ASI. Pompa ini hening & mudah disetel, dipersonalisasi, digunakan & dibersihkan.

Mudah disiapkan, dipompa, dan dibersihkan

- Sedikit bagian terpisah dan desain yang intuitif
- Sistem tertutup, dirancang untuk pemompaan yang higienis
- Termasuk botol dan dot Natural yang akan menempel alami pada mulut bayi

Pompanya hening untuk memompa kapan saja

- Dirancang agar Anda bisa memompa dengan tenang

1 mode stimulasi dan 3 setelan pompa

- Pilih pengaturan yang efektif & nyaman bagi Anda

Menstimulasi aliran susu dengan lembut

- Bantalan pijat lembut dengan kelopak pijat
- Lebih banyak ASI dalam waktu lebih singkat berkat 2 pompa

Tidak perlu mencondongkan badan ke depan

- Posisi pemompaan yang nyaman berkat desain yang unik

Kelebihan Utama

Posisi pemompaan yang santai



Pompa ASI ini berdesain unik, sehingga ASI mengalir langsung dari payudara ke botol atau wadah, walaupun Anda duduk tegak. Artinya, Anda dapat duduk dengan nyaman saat memompa: tak perlu mencondongkan tubuh ke depan untuk memastikan seluruh ASI masuk ke dalam botol. Duduk nyaman dan santai saat memompa akan membantu ASI mengalir lebih mudah.

Beberapa pengaturan sederhana yang bisa dipilih

Saat dinyalakan, pompa otomatis diawali dengan mode rangsangan lembut untuk mengalirkan ASI. Lalu pilihlah dari 3 setelan memompa untuk mengatur aliran ASI yang nyaman bagi Anda.

Bantalan pijat lembut



Bantalan pijat kami memiliki tekstur selembut beludru yang terasa hangat di kulit untuk merangsang aliran ASI dengan nyaman dan

lembut. Bantalan kelopak ikonik ini didesain untuk menirukan gerak mengisap bayi, dimaksudkan untuk membantu merangsang aliran ASI.

Lebih banyak susu dalam lebih sedikit waktu



Pompa ganda mempersingkat waktu memompa, dibandingkan dengan pompa tunggal.

Tidak ada ASI tumpah di dalam tabung



Tidak ada ASI tumpah di dalam tabung.

Mudah disiapkan, dipompa, dan dibersihkan



Sedikit bagian yang terpisah dengan desain intuitif. Mudah memompa susu untuk bayi Anda, kapan saja.

Termasuk botol Natural



Dot lebar seperti payudara memudahkan mulut bayi menempel secara alami seperti pada payudara, sehingga bayi mudah menggabungkan antara ASI dan susu botol.

Pompa hening

Dirancang untuk memompa dengan tenang, kapan saja.

Spesifikasi

Desain

Desain pompa ASI: Desain ringkas

Desain botol: Bentuk ergonomis, Leher lebar

Negara asal

Inggris

Bahan

Botol: Bebas BPA*, Polipropilena

Dot: Bebas BPA*, Silikon

Pompa ASI: Bebas BPA* (hanya bagian yang bersentuhan dengan makanan)

Item yang disertakan

Cakram penyegel untuk menyimpan susu: 2 pcs

Botol Natural 4oz: 2 pcs

Bodi pompa ASI: 2 pcs

Tas bepergian: 1 pcs

Unit alas termasuk selang: 1 pcs

Tutup bepergian: 2 pcs

Kemasan sampel bantalan payudara: 1 kemasan (2 buah)

Bantalan ukuran standar (19,5 mm): 2 buah (bantalan berukuran besar tersedia dan dijual terpisah)

Mudah digunakan

Penggunaan pompa ASI: Mudah dibersihkan, Rangkaian produk yang sepenuhnya kompatibel, Pemasangan intuitif

Fungsi

Tanpa harus membungkuk: Duduk dengan posisi nyaman

Bantalan pijat lembut: Rangsangan lembut

Pengaturan: 1 Mode stimulasi, 3 Pengaturan memompa

Tahap perkembangan

Tahap: 0 - 6 bulan



* 83% dari ibu menyusui setuju bahwa pompa ASI listrik Ganda Comfort Philips Avent Comfort nyaman digunakan – Uji penempatan di rumah 81 ibu di Amerika Serikat, Agustus 2012.

* ASI lebih banyak: Riset independen menyatakan bahwa mungkin ada kaitan antara tingkat kenyamanan yang lebih baik dan peningkatan produksi ASI. Lihat www.philips.com/AVENT

* Pompa ASI Bebas BPA: Hanya bagian menyangkut botol, dan bagian lain yang bersentuhan dengan ASI. Mematuhi peraturan EU, 10/2011