

PHILIPS

sonicare

Standard Sonic
fogkefefej

W3 Premium White

4 db-os csomag

Normál méretű

Rápattintható

BrushSync módpárosítás

HX9064/17



Fehéresebb, ragyogóbb mosoly

100%-kal több lerakódást távolít el, mindössze 3 nap alatt*

Az ételek és italok tompíthatják fogai ragyogását. A W3 Premium White kefejeink használatával fokozni tudja fogai fehérségét. A polírozósörték a felszíni elszíneződések eltávolításával mindössze 3 nap alatt láthatóan fehéresebbé teszik fogsorát, miközben rendkívül alaposan tisztítanak.

Innovatív technológia

- A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája
- Automatikusan kiválasztja az optimális módot a legjobb eredmények érdekében***

Optimális teljesítményre tervezve

- Rápattintható kialakítás a kefefej egyszerű cseréjéhez
- Mindig tudhatja, hogy mikor jött el a csere ideje. Mindig hatékony tisztítást érhet el.
- Szájának tökéletes egészsége érdekében tesztelve

A kiemelkedően fehéresebb fogakért


- Akár 100%-kal több felületi lerakódást távolít el, mindössze 3 nap alatt*

A Philips Sonicare alapos tisztítást nyújt

- A kézi fogkefékhez képest akár 10-szer hatékonyabb lepedékeltávolítás
- 4-szeres felületi érintkezés** a könnyű mélytisztításért


Fénypontok

Fehébb fogak, gyorsan



A Philips Sonicare Premium White kefefejben levő sűrű sörték keményen dolgoznak a lepedék és az ételek és italok okozta mindennapos felületi lerakódások eltávolításáért. A rugalmas oldalaknak köszönhetően a sörték követik a fogai és fogínye egyedi alakját, mélytisztítást biztosítva, és mindössze 3 nap alatt ragyogóbb mosolyhoz juttatva Önt.

Adaptív tisztítási technológia



Az adaptív tisztítási technológiáknak hála minden fogmosás egyben személyre szabott tisztítás is. A kefefej puha, rugalmas oldalai miatt a Premium White alkalmazkodik a szája egyéni körvonalaihoz. A sörték követik a fogínye és fogai vonalát, ami a hagyományos fogkefejeknél 4-szer nagyobb felületi érintkezést biztosít** a mélytisztítás érdekében, még a nehezen elérhető helyeken is. Az adaptív tisztítási technológia segítségével a sörték finoman követik az íny vonalát, elnyelik az erős rányomásból fakadó túlzott nyomást is, a továbbfejlesztett tisztító mozdulatok pedig egyedülálló érzetet nyújtanak a szájbán, és kiváló tisztítást biztosítanak.

Mondjon búcsút a lepedéknek



A Premium White kivételes tisztítást és napi szintű fehéritést nyújt. Rugalmas kivételének köszönhetően akár 10-szer több lepedéket**** távolít el a fogai közül és a fogínye mentén, mélytisztítást és látható-tapintható tisztaságot nyújtva Önnek.

Philips Sonicare technológia



A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája vizet juttat a fogközökbe, a fogkefe tisztítómozdulatai pedig fellazítják és eltávolítják a lepedéket a kivételes mindennapos tisztaságért.

Intelligens kefejecseré



A kefejekek 3 hónapos használatot követően veszítenek a hatékonyságukból, de a BrushSync™ segítségével értesülhet, mielőtt ez bekövetkezne. Az intelligens fogkefe nyomon követi a fogmosásai gyakoriságát és intenzitását, és emlékezteti, ha eljött a fejcsere ideje. Nincs intelligens Philips Sonicare fogkefeje? Csak figyelje a cserekefék kék sörtéit, és ha azok színe fehérre vált, tudja, hogy itt az új kefejek ideje.

Fogmosás teljes lelki nyugalom mellett




Valamennyi Philips Sonicare kefefej biztonságos és gyengéd a fogaihoz és ínyéhez. A tesztek során a kefejekeknek fel kell venniük az iramot annak érdekében, hogy Önnek kivételes tartósságot és élményt biztosítsanak minden fogmosás alkalmával.

Egyszerű rápattintható kivitel



Az Ön Premium White kefejei tökéletesen illeszkednek minden Philips Sonicare fogkefe markolatára, kivéve a PowerUp Battery és Essence típusokat. A csere és a tisztítás csak egyszerű pattintást igényel.

BrushSync™ módparosítás



A lehető legnagyobb tisztaság eléréséhez BrushSync™ módparosítási funkciónk is hozzájárul***. A Philips Sonicare W3 Premium White kefefej szinkronizálódik BrushSync™-támogatású Philips Sonicare fogkefeje markolatával****, és a kivételes fehéritéshez optimális tisztítási módot és intenzitást választja ki. Önnek csak hozzá kell látnia a fogmosáshoz.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

Érezhetően kemény sörték: Közepesen puha

Szín: Fehér

Intelligens kefefej-felismerés

Kefefej anyaga: Gumiból készült puha, rugalmas oldalak

Emlékeztető sörték: A sörték kék színe elhalványul

Méret: Standard

Kompatibilitás

Fogkefefej rendszer: Rápattintható

A következő típusokhoz:: 2-es sorozatú lepedékeltávolító, 2-es sorozatú védelem a lepedék ellen, 3-as sorozatú fogínyápoló, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, gyermekek számára, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp

Tartozékok

Kefefejek: 4 W3 Premium White

Minőség és teljesítmény

Csere: 3 havonta

Tesztelve: optimális használatra

Egészségügyi előnyök

Lepedék eltávolítás: 10-szer több lepedéket távolít el****

Fehérités: 100%-kal több lerakódást távolít el*



* White+ módban, piacvezető fehéritő fogkrém használata mellett, a kézi fogkefékhez képest

** A BrushSync™ módpárosítás csak a Philips Sonicare BrushSync™-támogatású fogkefemarkolataival kompatibilis

** a DiamondClean kefefejhez képest

**** a kézi fogkefékhez képest