

PHILIPS

sonicare

Szónikus
elektromos fogkefe

ProtectiveClean
4500

Beépített nyomásérzékelő

2 tisztítási mód

1 BrushSync funkció



HX6830/44



Fehéresebb fogak. Kíméletesen.

Fehéresebbé teszi a fogakat mindössze 1 héten belül.

Tapasztalja meg az igazán kíméletes tisztítást a nyomásérzékelő segítségével, miközben 1 hét alatt fehéresebbé teszi a fogait.

Bizonyítottan javítja a száj egészségi állapotát

- Gyengéd és biztonságos az érzékeny területeken, illetve fogszabályzó és fogászati kezeléseknél is
- Fehéresebbé teszi a fogakat mindössze egy héten belül

Az Ön igényeihez tervezve

- Alapos fogmosásra ösztönöz
- Nagyszerű módszer arra, hogy megszokja új fogkeféjét

Innovatív technológia

- Mindig tudni fogja, mikor cserélje ki a fogkeféjét
- A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája
- Túl erős rányomás esetén figyelmeztet
- Összeköti az intelligens fogkefemarkolatot és az intelligens keféfejeket

Optimalizálja a fogmosást

- Clean és White üzemmód

Fénypontok

Természetesen fehérebb fogak



Illessze a fogkefére a W2 Optimal White kefejét a felületi lerakódások eltávolításához és a fehérebb mosolyhoz. Klinikai tesztekkel bizonyított, hogy a sűrűn elhelyezkedő sörték alkotta középső fölteltávolító betét révén mindössze egy héten belül fehérebbé teszi a fogakat.

Clean és White üzemmód




Akár a lepedék eltávolítása a cél, akár ragyogó fogfelületre törekszik, ez a fehéritő elektromos fogkefe mindre tudja a megoldást: A Clean (Tisztítás) mód a hatékony tisztításhoz megfelelő, a White (Fehérités) mód pedig ideális a felületi lerakódások eltávolításához.

Gyengéd és biztonságos



Biztos lehet abban, hogy biztonságos a fogmosás: szónikus technológiánk alkalmazható fogszabályzó, tömés, korona és héj esetén is, emellett elősegíti a fogszuvasodás megelőzését és a fogíny egészségének megőrzését.

Túl nagy nyomás?



Lehet, hogy Ön nem veszi észre, ha túl erősen mos fogat, de nyomásérzékelővel ellátott elektromos fogkeféje igen. Ha túl nagy nyomást fejt ki az ínyre, a fogkefe pulzáló hangot ad, mely arra figyelmezteti, hogy csökkentse a nyomást.

BrushSync technológia



A Philips Sonicare 4500 mikrochip technológiája észleli és szinkronizálja az intelligens kefejét az intelligens markolattal. Az intelligens markolat és az intelligens kefefej tökéletes párost alkot, lehetővé teszi az intelligens csere-émlékeztetőt.

BrushSync csere-émlékeztető



Minden fogkefe elhasználódik egy idő után. Azonban a BrushSync technológiánk nyomon követi, hogy mennyi ideje használja a fogkefejét, és hogy milyen erős nyomást fejt ki. Ha itt az idő a cserére, a markolaton egy jelzőfény, illetve egy rövid hangjelzés figyelmeztet erre. Így biztos lehet abban, hogy fogkeféje jó munkát végez.

Hasznos időzítők



Szeretne egy időzítővel rendelkező elektromos fogkefét? A QuadPacer jelez, amikor optimális időt töltött a szája egy adott részének tisztításával, a SmartTimer pedig jelzi, hogy mikor telt le a fogmosáshoz ajánlott két perc.

Philips Sonicare technológia



A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája vizet juttat a fogközökbe, a fogkefe tisztítómozdulatai pedig fellazítják és eltávolítják a lepedéket a kivételes mindennapos tisztaságért.

Egyszerű bevezető program



Amikor valami újba fogunk, eltarthat egy kis ideig, amíg hozzászokunk. Bevezető programunk segítségével új Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 fogkeféje első 14 használata során lehetősége van fokozatosan és gyengéd lépésekben növelni a fogkefe tisztítóerejét.

Műszaki adatok

Tápellátás

Feszültség: 110–220 V

Műszaki adatok

Működési idő (Telitől üresig): Akár 2 hét

Akkumulátor: Újratölthető

Elem típusa: Lítium-ionos

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Fekete, szürke

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Egyszerű használat

Markolat kompatibilitás: Könnyen

rápattintható kefefejek

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Töltöttségjelző: A jelzőfény jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát

Fogmosási idő: Akár 2 hét

Csere-émlékeztető: Így mindig a legjobb eredményt nyújthatja, az emlékeztető ikon világítani kezd

Tartozékok

Töltő: 1

Kefefejek: 1 W2 Optimal White

Markolat: 1 ProtectiveClean

Fogmosási teljesítmény

Sebesség: Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc

Egészségügyi előnyök: Segíti a fogszuvasodás csökkentését

Időzítő: Quadpacer vezető és SmarTimer időzítő

Fehérítő hatás: Fehérebbé teszi a fogakat 1 héten belül

Nyomásvisszajelzés: A markolat rezgésével figyelmezteti a használat

Módok

Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért

White: eltávolítja a felületi lerakódásokat

Intelligens érzékelőtechnológia

BrushSync csere-émlékeztető: Mindig tudni fogja, mikor cserélje ki a kefefejeket

Nyomásérzékelő: Túl erős fogmosás esetén figyelmeztet

