




Philips
Lampu infra merah

150W

Untuk perawatan bertarget
Sudut dapat diubah



PR3110/00

Pereda rasa sakit bebas obat yang efektif*

Teknologi yang terbukti secara klinis*

Teknologi kami yang terbukti secara klinis meredakan rasa sakit pada otot dan sendi tanpa menggunakan obat-obatan. Sirkulasi darah setempat akan diperlancar dan suplai oksigen setempat juga akan ditingkatkan untuk memberikan relaksasi pada area yang cedera.

Manfaat kesehatan yang terbukti

- Terbukti secara klinis
- Perangkat medis terklasifikasi

Perawatan bertarget

- Pereda nyeri lokal

Pereda rasa sakit yang efektif

- Pereda rasa sakit dengan mobilitas yang lebih baik
- Membantu tubuh memulihkan diri secara alami

PHILIPS

Lampu infra merah
150W Untuk perawatan bertarget, Sudut dapat diubah

Spesifikasi

Pengobatan menurut zona

- Area pengobatan: diameter 20 cm
- Lampu pijar PAR38: 150W

Spesifikasi teknis

- Daya: 150 W
- Panjang kabel: 250 m
- Voltase: 220-240 volt
- Frekuensi: 50-60 Hz
- Penyekat: Kelas II (isolasi ganda)
- Masa pakai lampu: 300 jam

Berat dan dimensi

- Berat produk: 1 kg
- Dimensi produk: 21,2 x 16,0 x 21,5 cm
- Dimensi F-box: 16,3 x 22,4 x 22,0 cm

Data logistik

- Negara asal: Hungaria

Pengaman

- Bersertifikasi IEC: IEC 60601-1, edisi ke-3
- mati otomatis setelah 30 menit

Mudah digunakan

- Dapat disesuaikan: 0-40 derajat (ke belakang)
- 1 pegangan
- Timer mekanis

Peralatan medis

- Aturan Perangkat Medis: 2007/47/EC, MDD 93/42/EEC

PR3110/00

Kelebihan Utama

Pereda rasa sakit yang efektif

InfraCare PR3110 memberikan perawatan terfokus dan bertarget yang efektif dengan meningkatkan sirkulasi darah setempat untuk memobilisasi tubuh Anda melawan rasa sakit. Saat otot Anda ditenangkan, otot akan otomatis mengendur dan relaks. Karena ini membuat jaringan lebih lunak, rasa hangatnya juga mengurangi kekakuan dan membuat sendi lebih fleksibel.

Kehangatan inframerah terfokus

InfraCare memungkinkan tubuh memulihkan diri secara alami. Perangkat PR3110 InfraCare membantu memberikan pereda rasa sakit dengan perawatan terfokus, yang membantu dalam mobilitas yang sudah terbukti ditingkatkan.

Terbukti secara klinis

Teknologi tepercaya yang digunakan para profesional. Secara klinis terbukti dengan objektif menghasilkan peningkatan pada sendi fungsional*. InfraCare telah terbukti menyebabkan berkurangnya rasa sakit secara signifikan sebesar 71% pada pasien rematik arthritis dan 72% pada pasien sakit punggung bawah*.

Perangkat medis terklasifikasi

Cara yang aman dan efektif untuk menangani rasa sakit Anda. InfraCare sesuai dengan IEC 60601-1 edisi ke-3 untuk perangkat medis.

Sudut dapat diubah

Lampu 150W InfraCare dapat dengan mudah diposisikan dari 0-40 derajat untuk meredakan rasa sakit dengan nyaman dan efektif di area yang sempit seperti pinggul, lengan, dan lutut.



Tanggal dikeluarkan
2024-04-20

Versi: 2.0.2

EAN: 87 10103 79744 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

* W. Siems, et al (2010): "Pain and mobility improvement and MDA plasma levels in degenerative osteoarthritis, low back pain, and rheumatoid arthritis after infrared A-irradiation", Acta Biochimica Polonica 57(3), 313-319