

PHILIPS

sonicare

Sonic elektrisk
tannbørste

ProtectiveClean
5100

Innebygd trykksensor

Tre modi

1x BrushSync-funksjon

Reiseveske



HX6850/47



Hvitere tenner. På en skånsom måte.

Gir hvitere tenner på bare én uke.

Føl forskjellen fra en skånsom tannpuss med trykksensor som gir deg hvitere tenner på én uke.

Bevist at den forbedrer munnhygiene

- Sikker og skånsom på sensitive områder, tannarbeid og ortodontiske implantater
- Hvitere tenner på bare én uke

Designed around you

- Oppmuntrer deg til å børste grundig
- Gjør reisen enklere for deg
- Få alltid beskjed når det er på tide å bytte børstehode

Nyskapende teknologi

- Sier fra når du trykker for hardt
- Philips Sonicares avanserte soniske teknologi
- Kobler smarthåndtak med smartbørstehoder

Optimaliser tannpussen

- Velg mellom tre modi


Høydepunkter

Naturlig hvitere tenner



Klikk på W DiamondClean-børstehodet for å fjerne misfarging og få et hvitere smil. Det er klinisk bevist at de tettpakkede, sentralt plasserte børstehårene for flekkfjerning gjør tennene hvitere på bare én uke.

Overvåker børstetrykket




Hvis du pusser for hardt, kan det skade tennene og tannkjøttet. For å forhindre dette avgir Philips Sonicare ProtectiveClean en svak pulserende lyd som minner deg om å lette trykket.

Nyttige tidtakere



Trenger du en elektrisk tannbørste med tidtaker? QuadPacer varsler deg når du har brukt god nok tid på hver del i munnen, og Smartimer varsler deg når du har pusset tennene i to minutter, som er den anbefalte pussetiden.

Tre modi



Med denne tannbørsten kan du tilpasse pussingen etter egne behov, med tre modi å velge mellom. Clean-modus er standard for overlegen rengjøring. White-modus er ideelt for fjerning av overflatefarger. I tillegg gir Gum Care-modus deg et ekstra minutt med redusert effekt, slik at du kan massere tannkjøttet forsiktig.

BrushSync-teknologi



Teknologi med mikrobrikke registrerer og synkroniserer smartbørstehodet med smarthåndtaket. Smarthåndtaket og smartbørstehodet fungerer godt sammen og gir deg smart byttepåminnelse.

Philips Sonicare-teknologi



Philips Sonicares avanserte soniske teknologi pulserer vann mellom tennene, mens børsten bryter opp plakk og børster den bort for å gi deg en svært god daglig tannpuss.

Sikker og skånsom



Vær trygg på at du får en sikker pusseopplevelse: Den soniske teknologien vår gjør at den kan brukes på tannreguleringer, fyllinger, kroner og skallfasetter. Den forhindrer også hull og gir sunnere tannkjøtt.

Byttepåminnelse med BrushSync



Alle børstehoder slites ut over tid. Men BrushSync-teknologien vet nøyaktig hvor lenge du har brukt børstehodet, og hvor hardt du har pusset. Når det er på tide å bytte børstehode, kommer det et lite lys på håndtaket, og du hører en kort pipelyd. Dermed kan du være trygg på at børstehodet gjør en god jobb.

Praktisk reiseveske og lader



Med det førsteklasses reiseetuiet kan du oppbevare tannbørsten på en hygienisk måte, mens den kompakte USB-ladebasen vår holder deg oppladet når du er på farten. Du får to ukers vanlig bruk fra én enkelt full opplading, mens laderen er løsningen for lengre turer.

Spesifikasjoner

Drift

Spenning: 110–220 V

Tekniske spesifikasjoner

Driftstid (full til tom): Opptil to uker

Batteri: Oppladbar

Batteritype: Litium-ION

Utforming og utseende

Farge: Svart/grå

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Brukervennlighet

Batteriindikator: Lyset viser batteristatusen

Håndtakets kompatibilitet: Børstehoder som klikkes enkelt på plass

Håndtak: Slank, ergonomisk form

Børstetid: Opptil to uker

Byttepåminnelse: Sikrer alltid best mulige resultater, påminnelsesikonet lyser opp

Deler som medfølger

Børstehoder: 2 W2 Optimal White standard

Håndtak: 1 ProtectiveClean

Lader: 1

Reiseetui: 1

Rengjøring

Hastighet: Opptil 62 000

børstebevegelser/min

Helsefordeler: Bidrar til å redusere hull

Hvitere tenner: Gir hvitere tenner på én uke

Tidsbryter: Quadpacer og SmarTimer

Tilbakemelding om pussetrykk: Vibrering i håndtaket for å varsle brukeren

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

Hvit: Fjerner misfarging

Gum Care: Masserer tannkjøttet forsiktig

Teknologi med Smart-sensor

Byttepåminnelse med BrushSync: Få alltid

beskjed når du bør, bytte børstehode

Trykksensor: Sier ifra når du børster for hardt

