

PHILIPS

sonicare

Batteridrevet
Sonicare-tannbørste

Essence

Én modus

Ett børstehode

HX5551/02



Bedre rekkevidde for bedre pussing

Den eneste vinklede, soniske børsten som gir deg bedre rekkevidde for bedre pussing. Med Sonicares unike dynamiske pussebevegelser kommer du til dypt mellom tennene og inn i områder som er vanskelige å komme til. Samtidig masserer den tannkjøttet for en unik pusseopplevelse.

Hjelper deg med å følge anbefalinger for børsting

- SmarTimer oppfordrer til to minutters pussing

Tilleggsfunksjoner

- Børstehodeholder
- Det høres et signal når det er på tide å lade batteriet

Bedre rekkevidde for bedre pussing

- Sofistikert børstehode

Kom gradvis inn i Sonicare-opplevelsen

- Easy-start slik at du blir vant til Sonicare

Dynamisk pussebevegelse

- Patentert sonisk teknologi

Høydepunkter


Patentert sonisk teknologi

Sonicare's patenterte soniske teknologi kombinerer børste med formede konturer og brede børstebevegelser med høyhastighets pussing (31 000 børstebevegelser i minuttet) for å gi en dynamisk pussebevegelse. Dette gir deg en pusseopplevelse som er unik for alle andre. Det er også klinisk bevist at Sonicare-tannbørsten reduserer tannkjøttbetennelse, gjør tannkjøttet sunnere og reduserer flekker fra kaffe, te og tobakk betydelig, for naturlig hvitere tenner.

Sofistikert børstehode

Børstehode med en slank, vinklet hals og avrundede børstetupper. Det er utformet for å passe konturene på tennene for forbedret bevegelighet.

Easy-Start®



Øker forsiktig effekten i løpet av de første 12 øktene, for å komme gradvis inn i Sonicare-opplevelsen

SmarTimer



En 2-minutters timer sørger for at du børster så lenge som tannlegene anbefaler

Quadpacer®



Quadpacer® 30-sekunders intervalltimer oppfordrer til jevn pussing

Ladeindikator



Det høres et signal når det er på tide å lade batteriet. Batteri med lang levetid gir opptil to uker med børsting, to ganger om dagen, mellom hver lading.

Børstehodeholder

Praktisk oppbevaring av et ekstra børstehode.

Spesifikasjoner

Drift

Spenning: 110–220 V

Tekniske spesifikasjoner

Driftstid (full til tom): Opptil to uker

Batteri: Oppladbar

Batteritype: NiMH

Utforming og utseende

Farge: Hvit

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Brukervennlighet

Børstehodesystem: Børstehoder som enkelt kan skrus på

Batteriindikator: Lyset viser batteristatusen

Håndtak: Ergonomisk design, Gummihåndtak for enkel håndtering

Børstetid: Opptil to uker

Deler som medfølger

Børstehoder: 1 e-serien standard

Lader: 1

Reiseetui: 1

Håndtak: 1 Essence

Rengjøring

Ytelse: Opptil dobbelt så mye plakkfjerning*

Hastighet: Opptil 62 000

børstebevegelser/min, Opptil 31 000

børstebevegelser/min

Helsefordeler: Gjør tannkjøttet sunnere

Hvitere tenner: Bidrar til å fjerne flekker på en naturlig måte

Tidsbryter: Quadpacer og SmarTimer

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

