

PHILIPS

sonicare



Sonic elektrisk
tannbørste

ProtectiveClean 5100

Innebygd trykksensor

Tre modi

1x BrushSync-funksjon

Reiseetui



HX6851/53

Hvitere tenner. På en skånsom måte.

Gir hvitere tenner på bare én uke.

Føl forskjellen fra en skånsom tannpuss med trykksensor som gir deg hvitere tenner på én uke.

Bevist at den forbedrer munnhygien

- Sikker og skånsom på sensitive områder, tannarbeid og ortodontiske implantater
- Hvitere tenner på bare én uke
- Velg mellom tre modi

Designed around you

- Oppmuntret deg til å børste grundig
- Gjør reisen enklere for deg

Nyskapende teknologi

- Få alltid beskjed når det er på tide å bytte børstehode
- Philips Sonicares avanserte soniske teknologi
- Kobler smarthåndtak med smartbørstehoder
- Sier ifra når du trykker for hardt

Høydepunkter

Naturlig hvitere tenner



Klikk på W2 Optimal White-børstehodet for å fjerne misfarging og få et hvitere smil. Det er klinisk bevist at de tett pakkede, sentralt plasserte børstehårene for flekkfjerning gjør tennene hvitere på bare én uke.

Tre modi


Med denne tannbørsten kan du tilpasse pussingen med tre forskjellige moduser og tre intensiteter. Rengjøringsmodusen er standard for overlegen pussing. Hvit-modusen er den ideelle modusen for fjerning av overflatefarger. I tillegg gir Gum Care-modusen deg et ekstra minutt med redusert effekt, slik at du kan massere tannkjøttet forsiktig. Tre intensiteter gjør at du kan endre rekkefølgen høyere og lavere for å tilpasse intensiteten fra venstre mot høyre.

Sikker og skånsom



Vær trygg på at du får en sikker pusseopplevelse: Den soniske teknologien vår gjør at den kan brukes på tannreguleringer, fyllinger, kroner og skallfasetter. Den forhindrer også hull og gir sunnere tannkjøtt.

Trykker du for hardt?



Det er ikke alltid du merker at du pusser for hardt, men den elektriske tannbørsten din gjør det. Hvis du trykker for hardt mot tannkjøttet, lager tannbørsten en pulserende lyd. Dette er en påminnelse om å pusse mer forsiktig.

BrushSync-teknologi



Teknologi med mikrobrikke registrerer og synkroniserer smartbørstehodet med smarthåndtaket. Smarthåndtaket og smartbørstehodet fungerer godt sammen og gir deg smart byttepåminnelse.


Byttepåminnelse med BrushSync



Alle børstehoder slites ut over tid. Men BrushSync-teknologien vet nøyaktig hvor lenge du har brukt børstehodet, og hvor hardt du har

pusset. Når det er på tide å bytte børstehode, kommer det et lite lys på håndtaket, og du hører en kort pipelyd. Dermed kan du være trygg på at børstehodet gjør en god jobb.

Nyttige tidtakere



QuadPacer varsler deg når du har brukt god nok tid på hver del i munnen, og Smartimer varsler deg når du har pusset tennene i to minutter, som er den anbefalte pussetiden.

Philips Sonicare-teknologi



Philips Sonicares avanserte soniske teknologi pulserer vann mellom tennene, mens børsten bryter opp plakk og børster den bort for å gi deg en svært god daglig tannpuss.

Praktisk reiseveske og lader

Med det førsteklasses reiseetuiet kan du oppbevare tannbørsten på en hygienisk måte, mens den kompakte USB-ladebasen vår holder deg oppladet når du er på farten. Du får to ukers vanlig bruk fra én enkelt full opplading, mens laderen er løsningen for lengre turer.

ProtectiveClean 5100

Sonic elektrisk tannbørste

HX6851/53

Spesifikasjoner

Drift

Spenning: 110–220 V

Tekniske spesifikasjoner

Batteri: Oppladbar

Driftstid (full til tom): 14 dager**

Batteritype: Litium-ION

Strømforbruk: Standby uten skjerm <0,5 W

Utforming og utseende

Farge: Marineblå

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Brukervennlighet

Håndtak: Slang, ergonomisk form

Batteriindikator: Lyset viser batteristatusen

Håndtakets kompatibilitet: Børstehoder som klikkes enkelt på plass

Deler som medfølger

Håndtak: 1 ProtectiveClean

Børstehoder: 1 W2 Optimal White

Reiseetui: 1

Lader: 1

Rengjøring

Helsefordeler: Bidrar til å redusere hull

Tidsbryter: Quadpacer og SmarTimer

Hastighet: Opptil 62 000 børstebevegelser/min

Hvitere tenner: Gir hvitere tenner på én uke

Tilbakemelding om pussetrykk: Vibrering i håndtaket for å varsle brukeren

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

Hvit: Fjerner misfarging

Gum Care: Masserer tannkjøttet forsiktig

Teknologi med Smart-sensor

Trykksensor: Sier ifra når du børster for hardt

Byttepåminnelse med BrushSync: Få alltid beskjed når du bør, bytte børstehode

