

# PHILIPS

## sonicare

Sonisk, elektrisk  
tannbørste med app

DiamondClean  
9000

Tilkoblet børsting i en fei

Innebygd trykksensor

Anerkjent smart børstehode

Fire moduser og tre  
intensitetsnivåer



HX9914/57



## Hvitere og sunnere tenner for livet

Hvitere tenner på bare én dag\*

Få den ultimate rengjøringen med DiamondClean 9000. Opplev bedre tannhelse med overlegen rengjøring og tannbleking og tilbakemelding i sanntid.

### Stilig og brukervennlig design

- Elegant utseende og enkel å lade

### DiamondClean-brukere opplever bedre tannhelse

- Fjerner opptil 10 ganger mer plakk\* for en grundigere tannpuss
- Den unike teknologien vår gir deg en kraftig, men skånsom tannpuss

### La DiamondClean 9000 tilpasse seg etter dine behov

- Egendefinert pusseopplevelse
- Sier fra når du trykker for hardt
- BrushSync velger automatisk den beste modusen for deg
- Få alltid beskjed når det er på tide å bytte børstehode

### Følg rutinen din med en personlig fremdriftsrapport

- Begynn og oppretthold sunne vaner

# Høydepunkter

## Fjerner opptil 10 ganger mer plakk\*




Få den grundigste tannpussen med C3 Premium Plaque Control-børstehodet. De myke, fleksible børstehårene er utformet for å bøye seg etter formen på tennene, noe som gir deg en fire ganger større kontaktflate\*\* og opptil ti ganger mer fjerning av plakk fra steder som er vanskelige å komme til

## Philips Sonicare-teknologi



Kraftige soniske vibrasjoner pisker opp tannkremen til bobler som bekjemper plakken og driver dem dypt mellom tennene og langs tannkjøttet. Slik får du en måneds manuell tannpuss på bare to minutter.

## Innebygd trykksensor



Det er ikke alltid du merker at du pusser for hardt, men DiamondClean 9000 merker det. Hvis du trykker for hardt, lager tannbørsten en pulserende lyd. Dette er en påminnelse om å lette på trykket og la børstehodet gjøre jobben. Syv av ti personer synes at denne funksjonen har hjulpet dem med å pusse tennene bedre.

## Fire moduser og tre intensitetsnivåer



DiamondClean 9000 leveres med Clean, White+, Gum Health og Deep Clean+ for å oppfylle børstebehovene dine. Clean-modusen brukes til grundig tannpuss hver dag, White+ brukes til å fjerne misfarging, Gum Health gir en skånsom, men effektiv tannpuss av tannkjøttet, og Deep Clean+ gir deg en oppkvikkende og svært grundig tannpuss. Tre intensitetsnivåer gjør at du kan velge mellom en høyere innstilling for å få en grundigere rengjøring og en lavere innstilling til de som har mer sensitive tenner.

## Paring i BrushSync-modus




Smarte børstehoder sikrer at du bruker riktig modus og intensitet for å få den beste tannpussen. Hvis du for eksempel bruker W3 Premium White-børstehodet, synkroniserer DiamondClean 9000-teknologien børstehodet med tannkjøttmodusen automatisk for å hjelpe deg med å opprettholde et sunt tannkjøtt.

## Byttepåminnelse med BrushSync



Alle børstehoder slites ut over tid, så du bør følge med for å være sikker på at du fortsatt får en god tannpuss. BrushSync-teknologien vår sporer hvor lenge du har brukt børstehodet, og hvor hardt du har børstet. BrushSync-byttepåminnelsen på håndtaket og et kort pip varsler deg når det er på tide å bytte ut børstehodet.

## Fremgangsrapport



DiamondClean 9000 gir deg rådene du trenger for å forbedre og opprettholde sunne pussevaner mellom tannlegebesøk. Innebygde smartsensorer gir deg beskjed når du bruker for mye kraft, og ved å koble pusseopplevelsen din til Sonicare-appen får du en personlig fremgangsrapport som hjelper deg med å følge rutinen din for å se hvor mye du har forbedret deg over tid.

## Batteri med lang levetid



DiamondClean 9000 varer i opptil to uker per opplading med vanlig bruk.

# Spesifikasjoner

## Tilkoblingsmuligheter

Trådløs Bluetooth®-teknologi: Børsteapp tilkoblet

## Drift

Spenning: 110–220 V

## Tekniske spesifikasjoner

Driftstid (full til tom): 14 dager\*\*\*

Batteri: Oppladbar

Batteritype: Litium-ION

## Utforming og utseende

Farge: Svart og roséfarget gull

## Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

## Kompatibilitet

**Android-kompatibilitet:** Android-telefoner, Bluetooth 4.0-aktiverede nettbrett

**iOS-kompatibilitet:** Tredjegerasjons iPad eller nyere, iPhone 4S eller nyere, med iOS7 eller nyere, med iOS7-operativsystem

## Brukervennlighet

**Håndtakets kompatibilitet:** Børstehoder som klikkes enkelt på plass

**Håndtak:** Slank, ergonomisk form

**Byttepåminnelse:** Sikrer alltid best mulige resultater, påminnesikonet lyser opp

## Deler som medfølger

**Børstehoder:** 2 C3 Premium Plaque Defense

**Håndtak:** 2 DiamondClean 9000

**Oppladende glass:** 1

**Ladebase:** 2

## Rengjøring

**Hastighet:** Opptil 62 000

børstebevegelser/min

**Ytelse:** Fjerner opptil 10 ganger mer plakk\*

**Tidsbryter:** BrushPacer og SmarTimer

**Tilbakemelding om pussetrykk:** Vibrering i håndtaket for å varsle brukeren

## Moduser

**Tre intensiteter:** Høy, Middels stor, Lav

**Deep Clean+:** En grundig og oppfriskende rengjøring

**For sunt tannkjøtt:** Gir en skånsom og effektiv rengjøring av tannkjøttet

**White+:** For flekkfjerning

**Clean-modus:** For enestående hverdagsrengjøring

## Teknologi med Smart-sensor

**Byttepåminnelse med BrushSync:** Få alltid beskjed når du bør, bytte børstehode

**Trykksensor:** Sier ifra når du børster for hardt

**BrushSync-teknologi:** Kobler til

smarthåndtaket og, smart børstehode

## Programvarestøtte

**Programvareoppdateringer:** Philips tilbyr relevante programvareoppdateringer i to år etter kjøpsdatoen.

