

# PHILIPS

## sonicare

Sonisk eltandbørste  
med app

DiamondClean  
9000

Nem tilsluttet tandbørstning

Indbygget tryksensor

Smart børstehovedsgenkendelse

4 indstillinger, 3 intensiteter



HX9914/57



## Hvidere og sundere tænder resten af livet Hvidere tænder på blot 1 dag\*

Opnå den ultimative børstning med DiamondClean 9000. Oplev forbedret mundhygiejne med overlegen rengøring og blegning og feedback i realtid.

### Enjoy a stylish and user-friendly design

- Nem at oplade og helt igennem stilfuld

### DiamondClean users experience improved oral health

- Fjerner op til 10 gange mere plak\* og giver en dybderens
- Vores unikke teknologi giver dig en effektiv, men nænsom rensning

### Let the DiamondClean 9000 adapt to your needs

- Personlig børsteoplevelse
- Giver dig besked, hvis du trykker for hårdt med børsten
- BrushSync vælger automatisk den bedste tilstand for dig
- Hav altid styr på, hvornår dine børstehoveder skal udskiftes

### Stay on track with a personalized progress report

- Kom i gang, og hold fast i de sunde vaner

# Vigtigste nyheder

## Fjerner op til 10 gange mere plak\*




Du kan være sikker på, at du får den dybest mulige rengøring med C3 Premium Plaque Control-børstehovedet. De bløde, fleksible børstehår er designet til at bøje rundt om tændernes konturer, hvilket giver 4x større overfladekontakt\*\* og fjerner op til 10x mere plak fra svært tilgængelige steder

## Philips Sonicare-teknologi



Kraftige soniske vibrationer forvandler tandpastaen til plakbekæmpende bobler og fordeler dem dybt ind mellem tænderne og langs tandkøds-kanten. Du får, hvad der svarer til én måneds manuel børstning, på bare 2 minutter.

## Indbygget tryksensor



Du bemærker måske ikke, hvis du børster for hårdt, men din DiamondClean 9000 gør. Hvis du børster for hårdt, udsender håndtaget en pulserende lyd. Dette er en påmindelse om at lette på trykket og lade dit børstehoved gøre

arbejdet. 7 ud af 10 personer syntes, at denne funktion har hjulpet dem med at blive bedre til tandbørstningen.

## 4 indstillinger, 3 intensiteter



DiamondClean 9000 leveres med Clean, White+, Gum Health og Deep Clean+, så du kan opnå den korrekte tandbørstning. Clean-indstillingen er til effektiv daglig rengøring, White+ fjerner misfarvninger, Gum Health giver en nænsom, men effektiv rengøring af tandkødet, og Deep Clean+ giver dig en forfriskende, grundig rengøring. Tre intensiteter giver dig mulighed for at vælge mellem en højere indstilling for at give din rengøring et boost og en lavere indstilling til mere følsomme munde.

## BrushSync-indstillingsparring




Smarte børstehoveder sikrer, at du bruger den rigtige tilstand og intensitet, så du får den bedst mulige rengøring. Hvis du f.eks. bruger W3 Premium-børstehovedet, synkroniserer DiamondClean 9000's BrushSync-teknologi automatisk dit børstehoved med White+-tilstanden, så dine tænder bliver hvidere.

## Påmindelse om at udskifte BrushSync



Alle børstehoveder slides med tiden, så du skal holde øje med dem for at sikre, at du stadig får en effektiv rengøring. Vores BrushSync-teknologi registrerer, hvor længe du har brugt børstehovedet, og hvor hårdt du har børstet. BrushSync-påmindelsesfunktionen på håndtaget og kort bip giver dig besked, når det er tid til at udskifte det.

## Statusrapport



DiamondClean 9000 giver dig den vejledning, du har brug for til at forbedre og fastholde sunde børstevaner mellem dine tandlægebesøg. Indbyggede, smarte sensorer giver dig besked, når du trykker for hårdt med børsten, og ved at tilslutte din børsteoplevelse til Sonicare-appen hjælper en personlig statusrapport dig med at holde dig på rette spor, så du kan følge med i, hvor meget du har forbedret dig over tid.

## Langtidsholdbart batteri



Din DiamondClean 9000 holder i op til to uger på en enkelt opladning ved regelmæssig brug.

# Specifikationer

## Tilslutningsmuligheder

Trådløs Bluetooth®-teknologi: App Forbundet tandbørstning

## Strøm

Spænding: 110-220 V

## Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

Brugstid (fuldt opladet til tom): 14 dage\*\*\*

Batteritype: Litiumion

## Design og finish

Farve: Sort og rosaguld

## Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

## Kompatibilitet

**Android-kompatibilitet:** Android-telefoner, Bluetooth 4.0-aktiverede tablets

**iOS-kompatibilitet:** iPad 3. generation eller nyere, iPhone 4S eller nyere, med iOS7 eller højere, med iOS7-operativsystem

## Brugervenlig

**Håndtagskompatibilitet:** Børstehoveder, der nemt klikkes på

**Håndgreb:** Slankt, ergonomisk design

**Udskiftningspåmindelse:** Sørger altid for de bedste resultater, Påmindelsesikonet tændes

## Medfølgende dele

**Børstehoveder:** 2 C3 Premium Plaque Defence

**Håndgreb:** 2 DiamondClean 9000

**Glasoplader:** 1

**Opladningsenhed:** 2

## Rensydelse

**Hastighed:** Op til 62.000

børstebevægelser/min.

**Performance:** Fjerner op til 10 gange mere plak\*

**Timer:** BrushPacer og SmarTimer

**Trykfeedback:** Håndtaget vibrerer for at alarmere brugeren

## Indstillinger

**3 intensiteter:** Høj, Mellem, Lav

**Deep Clean+:** Giver dig en forfriskende dybdegående rensning

**Gum Health:** Giver en nænsom, men effektiv rengøring af tandkødet

**White+:** Fjerner misfarvninger

**Clean-indstilling:** Giver en uovertruffen rensning hver dag

## Smart sensorteknologi

**Tryksensor:** Udsender en alarm, hvis du trykker for hårdt med børsten

**Påmindelse om at udskifte BrushSync:** Hav altid styr på, hvornår, børstehoveder skal udskiftes

**BrushSync-teknologi:** Opretter forbindelse mellem smart håndtag og, smart børstehoved

## Softwaresupport

**Softwareopdateringer:** Philips tilbyder relevante softwareopdateringer i en periode på 2 år efter købsdatoen.

