

# PHILIPS

Sonická elektrická zubná kefka s aplikáciou

ExpertClean 7500

Intelig. a jednoduché čistenie zubov

Zabudovaný senzor tlaku

Inteligentné rozpoznávanie hlavice

4 režimy, 3 stupne intenzity



HX9631/16



## Všetko, čo potrebujete pre dokonalú ústnu hygienu

Odstraňuje až 10krát viac povlaku

Udržať si správne návyky čistenia zubov je náročné. ExpertClean vás bude sprevádzať medzi prehliadkami u zubára. Vďaka zabudovaným inteligentným snímačom vie, ako prispôsobiť tlak pri čistení a používa hlásenia o pokroku z aplikácie, čím pomáha dodržiavať správnu rutinu ústnej hygieny.

### Enjoy a stylish and user-friendly design

- Jednoduché a štýlové nabíjanie
- Zjednodušuje cestovanie

### ExpertClean users experience improved oral health

- Najhlbšie čistenie a zároveň ochrana citlivých ďasien
- Až 7x zdravšie ďasná\* už za 2 týždne
- Odstráni až 10x viac povlaku\* pre hĺbkové čistenie
- Nekompromisná k zubnému povlaku, mimoriadne jemná k ďasnám

### Let ExpertClean adapt to your needs


- Čistenie zubov prispôbené na mieru
- Upozorní vás, ak pri čistení príliš zatlačíte na zuby
- Majte vždy prehľad o potrebe výmeny kefkových nástavcov
- BrushSync automaticky zvolí najlepší režim pre vás

### Stay on track with personalized guidance

- Pokyny na vytváranie a udržiavanie zdravých návykov


# Hlavné prvky

## Odstraňuje až 10krát viac povlaku\*



Vďaka elektrickému kefkovému nástavcu C3 Premium Plaque Defence, ktorý odstraňuje zubný povlak, si môžete byť istí, že dosiahnete najhlbšiu možnú čistotu. Mäkké, flexibilné štetiny sú navrhnuté tak, aby sa ohýbali okolo obrysov zubov, vďaka čomu poskytujú až 4-krát viac kontaktu s povrchom zubov\*\* a až 10-krát väčšiu mieru odstránenia povlaku aj z ťažko dostupných miest.

## Až 7-krát zdravšie ďasná\*



Zamerajte sa na zlepšenie zdravia ďasien s kefkovým nástavcom G3 Premium Gum Care. Vďaka menším rozmerom a štetinám zameraným na líniu ďasien poskytuje ideálny spôsob, ako túto oblasť udržať bez ochorení ďasien. Ľudia, ktorí používajú tento kefkový nástavec, majú až o 100 % menej zápalov ďasien\* a až 7-krát zdravšie ďasná už za dva týždne.\*

## Kefkový nástavec C3 Premium Plaque Defense



Kefkový nástavec C3 Premium Plaque Defence je navrhnutý tak, aby sa mäkké, flexibilné štetiny dokonale ohýbali okolo obrysov zubov,


čo vám poskytne až 4-krát viac kontaktu s povrchom zubov a pomôže vám čistiť aj ťažko dostupné miesta\*.

## Kefkový nástavec G3 Premium Gum Care



Kefkový nástavec G3 Premium Gum Care je navrhnutý tak, aby vám pomohol zlepšiť zdravie ďasien. Jeho menšie rozmery a štetiny zamerané na líniu ďasien jemne a účinne čistia líniu ďasien, kde sa bežne začínajú ochorenia ďasien.

## Správa o pokroku



ExpertClean vám poskytuje pokyny potrebné na zlepšenie a udržiavanie zdravých návykov pri čistení zubov medzi preventívnymi vyšetreniami u zubára. Vstavané inteligentné senzory vás informujú, ak si čistíte zuby s príliš veľkým tlakom. Po prepojení vášho zariadenia z čistenia zubov s aplikáciou Sonicare vás prispôbená správa o pokroku pomáha udržať na správnej ceste a ukazuje vám, ako ste sa v priebehu času zlepšili.

## 4 režimy, 3 stupne intenzity



ExpertClean disponuje režimami Clean, White+, Gum Health a Deep Clean+ na splnenie všetkých vašich potrieb čistenia

zubov. Režim Clean sa mimoriadne hodí pre každodenné čistenie, White+ odstraňuje škvrny, Gum Health poskytuje jemné, ale efektívne čistenie ďasien a režim Deep Clean+ vám ponúka osviežujúce hĺbkové čistenie. Tri stupne intenzity vám umožňujú vybrať si medzi vyšším nastavením na zvýšenie čistoty a nižším pre citlivejšie ústa.

## Zabudovaný senzor tlaku



Nemusíte si všimnúť, že pri čistení používate príliš veľkú silu, ale vaša kefka ExpertClean si to určite všimne. Pri použití príliš veľkého tlaku začne táto inteligentná kefka jemne pulzovať. Upozorní vás, aby ste znížili tlak na zuby a nechali kefkový nástavec robiť si svoju prácu. 7 z 10 ľudí si vďaka tejto funkcii zlepšilo techniku čistenia zubov.

## Inteligentné rozpoznávanie hlavice



Inteligentné kefkové nástavce zabezpečujú, že používate správny režim a intenzitu na čo najlepšie čistenie zubov. Napríklad, povedzme, že používate kefkový nástavec G3 Premium Gum Care. Technológia BrushSync vášho ExpertClean automaticky zosynchronizuje kefkový nástavec s režimom Gum Health, čím vám pomôže vyčistiť ďasná.

# Technické údaje

## Pripojiteľnosť

**Bezdrôtová technológia Bluetooth®:** Pripojená čistiaca aplikácia

## Príkon

**Napätie:** 110 – 220 V

## Technické špecifikácie

**Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné vybitie):** 14 dní\*\*\*

**Batéria:** Nabíjateľná

**Typ batérie:** Litium-iónová

## Dizajn a povrchová úprava

**Farba:** Čierna

## Servis

**Záruka:** 2-ročná obmedzená záruka

## Kompatibilita

**Kompatibilita so systémom Android:** Telefóny so systémom Android, Tablety s podporou technológie Bluetooth 4.0

**Kompatibilita so systémom iOS:** iPad 3. generácie alebo novší, iPhone 4S alebo novší, so systémom iOS7 alebo novším, s operačným systémom iOS7

## Jednoduché použitie

**Telo:** Štíhly ergonomický tvar

**Kompatibilita rúčky:** Kefkové nástavce s jednoduchým nadsadením

**Pripomenutie výmeny:** Na zaručenie najlepších výsledkov, rozsvieti sa ikona pripomenky

## Príbalené príslušenstvo

**Kefkové nástavce:** 1 kefkový nástavec Premium Gum Care G3, 1 kefkový nástavec C3 Premium Plaque Defense

**Telo:** 1 ExpertClean

**Cestovné puzdro:** Cestovné puzdro s nabíjaním cez USB

**Nabíjacia jednotka:** 1

## Výsledky čistenia

**Prínosy pre zdravie:** Až 7-krát zdravšie dasná\*

**Frekvencia:** Až 62 000 pohybov kefky za minútu

**Charakteristika:** Odstraňuje až 10krát viac povlaku\*

**Časovač:** BrushPacer a Smartimer

**Spätná väzba na použitý tlak:** Rukoväť zavibruje, aby upozornila používateľa

## Režimy

**3 stupne intenzity:** Nízka, Stredná, Vysoká

**Deep Clean+:** Poskytuje osviežujúce hĺbkové čistenie

**Gum Health:** Poskytuje jemné, no účinné čistenie ďasien

**White+:** Na odstraňovanie škvŕn

**Režim čistenia Clean:** Na každodenné výnimočné čistenie

## Párovanie režimov BrushSync

**Kefkový nástavec C3 Premium Plaque**

**Defense:** Párovanie s režimom Clean

**Kefkový nástavec G3 Premium Gum Care:**

Párovanie s režimom Gum Health

## Technológia inteligentných senzorov

**Senzor tlaku:** Upozornenie pri príliš silnom čistení

**Pripomenutie výmeny s funkciou BrushSync:**

Majte vždy prehľad o potrebe, výmeny kefkových nástavcov

**Technológia BrushSync:** Prepája inteligentnú rúčku s, inteligentný kefkový nástavec

## Softvérová podpora

**Aktualizácie softvéru:** Spoločnosť Philips ponúka príslušné aktualizácie softvéru po dobu 2 rokov od dátumu zakúpenia.

