



Philips Sonicare Power
Flosser 7000
Воден флосър за зъби

Технология Quad Stream

Дизайн с тиха работа
Импулсните вълни ви насочват



HX3911/40

Премахва до 99,9% от плаката в третираните области*

Почистването със зъбен душ е преоткрито за превъзходно здраве на венците

С отличителни характеристики, които предоставят на пациентите почистване от следващо поколение и насърчават трайно спазване, новият Philips Sonicare Power Flosser е следващата вълна в почистването със зъбен душ.

New level clean

- 4 режима за почистване със зъбен душ, 10 степени на интензивност
- Лесен за пълнене 600 мл резервоар
- Компактен калъф за накрайник
- Лесна магнитна докинг станция с автоматично изключване
- F1 стандартен накрайник за редовно почистване
- F3 накрайник Quad Stream за максимално покритие
- Quad Stream за пълно почистване
- Технологията Pulse Wave насочва от зъб към зъб
- Тих като шепот дизайн


PHILIPS
sonicare

Акценти

За пълно почистване

Уникален накрайник с кръстовидна форма създава четири широки потока за цялостно почистване между зъбите и по венците.

Насочва от зъб към зъб



Кратките паузи в почистващите пулсации подтикват пациентите ви да плъзгат накрайника до следващото междузъбно пространство, за да осигурят чистота на цялата уста.

Дизайн с тиха работа



Проектиран за дискретно почистване, така че вашите пациенти получават страхотни резултати, без да безпокоят другите.

4 режима, 10 степени на интензивност



Радвайте се на чистота, съобразена с нуждите Ви. Режимът „Clean“ използва


непрекъснат воден поток, подходящ за ежедневно почистване. Режимът „Deep Clean“ използва отделни импулси, които осигуряват по-дълбоко почистване. Режимът „Sensitive“ осигурява нежна грижа за чувствителни венци. Режимът „Massage“ успокоява венците. Можете да регулирате интензивността за своя комфорт, използвайки LED светлинен дисплей за индикация.

F3 накрайник Quad Stream



За максимално покритие и изключително щателно почистване използвайте дюзата Quad Stream, за да концентрирате водата в четири широки потока между зъбите и по линията на венците. Водачът от мека гума е нежен към венците и всяка дюза просто се прикрепя и премахва чрез щракване.

F1 стандартен накрайник



Стандартен накрайник за мощно почистване между зъбите за отстраняване на плаката и остатъците от храна

Лесна магнитна докинг станция



Когато пациентът приключи, може просто да върне дръжката в лесната магнитна докинг станция. Дръжката автоматично превключва от режим на пауза в изключен.

600 мл резервоар



Резервоарът от 600 мл с лесен обръщач се капак задържа достатъчно вода за едно почистване. За да допълните, просто извадете, допълнете и вкарайте обратно с щракване.

Компактен калъф за накрайник

Пациентите могат да съхраняват допълнителни накрайници хигиенично в компактен и стилиен калъф за накрайници.

Спецификации

Захранване

- Напрежение: Мултистандартно зарядно устройство

Сервиз

- Гаранция: 2 години ограничена гаранция

Лесна употреба

- Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн
- Накрайник: Лесно поставяне и сваляне с щракване

Включени в комплекта

- F1 стандартен накрайник: 2
- F3 накрайник Quad Stream: 2

- Power Flosser: 1
- Калъф за съхранение на накрайник: 1

Работни показатели при почистване

- Работни характеристики: Премахва до 99,9% от плаката*

Режими

- Clean: За изключително ежедневно почистване
- Deep Clean+: За освежаващо дълбоко почистване
- Степени на интензивност: 10
- Масаж: Освежаващ масаж
- Sensitive: Нежно почистване на зъбите и венците



Дата на издаване
2023-12-12

Версия: 2.2.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* До 99,9% отстраняване на плаката в третираните зони в лабораторно проучване. Реалните резултати могат да варират.