

# PHILIPS

## sonicare

Elektrische  
Schallzahnbürste

DailyClean 3200

1 Putzprogramm

1 Bürstenkopf

HX6221/55



## Weißere und gesündere Zähne für ein strahlenderes Lächeln

\* im Vergleich zu einer Handzahnbürste

Bietet hervorragende Plaque-Entfernung auf Knopfdruck

### Für eine gute Mundgesundheit

- Philips Sonicare Schallzahnbürste für weiße Zähne
- Mit der Philips Sonicare Technologie wird Ihr Lächeln noch strahlender

### Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Easy-Start-Programm entwickelt Ihre Philips Sonicare-Routine
- Timer motivieren zu gründlichem Zähneputzen über 2 Minuten

### Innovative Technologie

- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie

### Weltweit von Zahnärzten empfohlen

- Bessere Plaque-Entfernung zur Reduzierung von Karies

# Besonderheiten

## Für weiße Zähne



Diese elektrische Philips Sonicare Zahnbürste entfernt bzw. reduziert Zahnverfärbungen – für ein strahlenderes Lächeln.

## Verringert Kariesbildung



Ermöglicht eine gründlichere Plaque-Entfernung und macht die hinteren Backenzähne leichter erreichbar; zweimal tägliches Zähneputzen mit dieser Bürste kann dabei helfen, Karies zu verringern.

## Starten Sie einfach Ihre neue Routine



Etwas Neues zu beginnen, kann etwas gewöhnungsbedürftig sein. Unser Easy-Start-Programm bietet Ihnen die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung für die ersten 14 Anwendungen Ihrer neuen Zahnbürste.

## 2-Minuten-Timer und 4-Quadranten-Timer



Es dauert nur 2 Minuten, um Ihre Zähne gründlich zu putzen. Unser 4-Quadranten-Timer informiert Sie, wenn Sie jeden Teil Ihres Mundes lange genug geputzt haben, während unser 2-Minuten-Timer signalisiert, wann Ihre Gesamtzeit abgelaufen ist. Gemeinsam helfen sie Ihnen dabei, immer die empfohlene Putzdauer zu erreichen.

## Sanfte tägliche Zahnaufhellung



Natürlich weiße Zähne mit unserer einzigartigen Schalltechnologie. Mit diesem Bürstenkopf werden alltägliche Verfärbungen von Lebensmitteln und Getränken entfernt, sodass Sie bei jedem Putzen Ihr Lächeln schonend aufhellen können.

## Philips Sonicare-Technologie



Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

# Daten

## Design und Materialausführung

**Farbe:** Graublau

## Leistung

**Stromspannung:** 110 bis 220 V

## Technische Daten

**Batterie:** Wiederaufladbar

**Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):** Bis zu 2 Wochen

**Batterietyp:** NiMH

## Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte Garantie

## Benutzerfreundlichkeit

**Bürstenkopfsystem:** Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

**Handstück:** Schlankes, ergonomisches Design

**Akkuanzeige:** Anzeige zeigt Akkustatus an

**Reinigungsdauer:** Bis zu 2 Wochen

## Artikel enthalten

**Ladegerät:** 1

**Bürstenköpfe:** 1 W2 Optimal White

**Handstück:** 1 DailyClean 3200

## Reinigungsleistung

**Vorteile für die Gesundheit:** Verringert Kariesbildung

**Geschwindigkeit:** Bis zu

31.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.

**Weißer Zähne:** Hilft, Verfärbungen auf natürliche Weise zu entfernen

**Timer:** 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

## Programme

**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

