

PHILIPS

sonicare

Sonische, elektrische tandenborstel - Zwart

3100 series

Poetsdruksensor

2 minuten timer

Verwijdert tot wel 3x zo veel tandplak

14 dagen batterijduur



HX3671/14



Vergeet uw handtandenborstel. Poets met sonische technologie.

Tot 3 keer betere tandplakverwijdering*

Sonische technologie in combinatie met de werking van onze borstels verwijderd 3 keer meer* tandplak dan een handtandenborstel.

Designed around you

- Gebruik minder. Hergebruik meer
- Batterij met een lange levensduur van 14 dagen
- Het ergonomische ontwerp zorgt ervoor dat de tandenborstel gemakkelijk vast te houden en te gebruiken is
- Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen

Optimaliseer het poetsen

- Optimaliseer uw poetsbeurt met Smartimer en QuadPacer

Stap eenvoudig over naar Sonicare

- Easy-Start om de overgang te vergemakkelijken

Bescherm uw tandvlees

- Ingebouwde druksensor beschermt uw tanden en tandvlees

Biedt superieure reiniging

- Verwijdert tot wel 7x zo veel tandplak als een gewone tandenborstel*
- Onze unieke technologie biedt u een krachtige en toch zachte reiniging


Kenmerken

Geavanceerde sonische technologie




Krachtige borstelhaartrillingen drijven microbellen diep tussen uw tanden en langs uw tandvleesrand aan voor een verfrissende ervaring. U krijgt twee maanden aan handmatig poetsen in slechts 2 minuten.** Elke dag maken 31000 borstelbewegingen per minuut uw tanden zachtjes schoon, wordt tandplak opengemaakt en verwijderd voor een uitzonderlijke reiniging.

Verwijdert tandplak 3x beter*



Het is klinisch bewezen dat de Sonicare elektrische tandenborstel met geavanceerde sonische technologie tot 3x beter tandplak verwijdert dan een gewone tandenborstel. Hij verwijdert tandplak van uw tanden en langs de tandvleesrand en beschermt tegelijkertijd uw tandvlees.

Bescherm uw tandvlees



De ingebouwde druksensor detecteert automatisch de druk die u uitoefent, waarschuwt u en vermindert automatisch de trillingen van de tandenborstel om uw tandvlees te beschermen. De tandenborstel maakt een pulserend geluid om u eraan te

herinneren dat u minder hard moet drukken. Deze functie heeft 7 op de 10 mensen geholpen hun tanden beter te poetsen.

Smartimer en QuadPacer



Met de Smartimer van 2 minuten en de QuadPacer van 30 seconden poetst u alle gebieden van uw mond gedurende de aanbevolen tijd voor een volledige reiniging.

Ontworpen voor u



Het slanke, lichte en ergonomische ontwerp zorgt ervoor dat de tandenborstel gemakkelijk vast te houden en te gebruiken is, zodat u een geweldige reiniging krijgt zonder dat u druk hoeft te zetten.

BrushSync-vervangingsherinnering



Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Het is daarom goed om ook die van u in de gaten te houden, zodat u zeker weet dat uw gebit nog steeds goed gereinigd wordt. Onze BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u uw opzetborstel al hebt gebruikt en hoe hard u hebt gepoetst. De BrushSync-

vervangingsherinnering op uw handvat en een korte pieptoon laten u weten wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen.

Easy-start



Ons Easy-Start-programma biedt u de mogelijkheid om de eerste 14 keer dat u uw nieuwe tandenborstel gebruikt geleidelijk de poetskracht te verhogen.

Accu met lange levensduur



De levensduur van de batterij is maximaal 14 dagen, zodat u lange perioden kunt poetsen zonder tussendoor op te laden.

Geen adapter meer. Hallo USB.



Voedingsadapters lijken misschien klein, maar als ze bij elkaar worden opgeteld, hebben ze een enorme impact op het milieu. Door alleen al in onze Philips Sonicare 1000-4000-serie over te stappen op een USB-oplader, kunnen we elk jaar tot 189,210 kg minder plastic gebruiken. Dat is krachtig, toch?

Specificaties

Vermogen

Spanning: DC 5 V

Technische specificaties

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): 14 dagen*****

Batterij: Oplaadbaar

Batterijtype: Lithium-ion

Ontwerp en afwerking

Kleur: Zwart

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

Handvat: Slang, ergonomisch design

Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

Batterij-indicator: Het lampje geeft de batterijstatus aan

BrushSync-ervangingsherinnering: Vervangingsherinnering, Weet altijd wanneer u de, opzetborstel moet vervangen, Herinneringsicoon gaat branden, om altijd de beste resultaten te garanderen

Meegeleverde artikelen

Handvat: 1 3100-serie

Docking station: 1

Opzetborstel: 1 C1 ProResults-standaardborstels

Reinigingsprestaties

Prestaties: Verwijdert tot 3 keer meer tandplak*

Snelheid: Tot wel 31.000 poetsbewegingen per minuut

Timer: Quadpacer en SmarTimer

Feedback bij te veel druk: Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Slimme sensortechnologie

BrushSync-ervangingsherinnering: Weet altijd wanneer u de, opzetborstel moet vervangen

Poetsdruksensor: Waarschuwt wanneer u te hard poetst

