

# PHILIPS

## sonicare

Elektrisk tandbørste  
med SenseIQ

DiamondClean  
Prestige

Vores mest avancerede  
tandbørste

SenseIQ føler, tilpasser, plejer

Alt-i-ét-børstehoved

AI-drevet Sonicare-app



HX9992/11



## Effektiv pleje skræddersyet til dig med SenseIQ

Sonicare 9900 Prestige med SenseIQ-teknologi er vores mest avancerede elektriske tandbørste. Den forbedrer vores gennemprøvede soniske teknologi med intelligens, registrering og tilpasning for at opnå holistisk pleje, så du altid får det ønskede resultat.

### Designet til dig

- Slankt og kompakt design

### Always get it right with SenseIQ

- Tilpasser sig til dig i realtid, når du børster for hårdt
- Passer intuitivt på tænder og tandkød
- Feedback om din tandbørstning i realtid
- SenseIQ-teknologi registrerer, tilpasser og plejer
- Registrerer din børstestil

### Personalized clean without compromise

- Alt-i-et børstehoved til komplet pleje
- Personlig vejledning fra Philips Sonicare-appen
- Sonisk tandbørstning: effektiv tandbørstning i mesterklasse

### Premium accessories

- Nem opladning med minimalistisk holder og bund
- Prestige-rejsetui med USB, så du kan tage den med overalt


## Vigtigste nyheder

### SenseIQ-teknologi



Når du børster, registrerer SenseIQ-teknologien tryk, bevægelse, dækningsområde og mere op til 100 gange i sekundet. Den tilpasser derefter intensiteten, hvis du presser for hårdt. SenseIQ er intelligent og gør, at børstetilstanden ikke baseres på gætteri, og du kan derfor opleve problemfri pleje og bedre børstning over tid.

### Premium All-in-One-børstehoved



Med A3 Premium All-in-One-børstehovedet kan du børste tænder uden at gå på kompromis. Vores absolut bedste tandbørste har vinklede børstehår, der kan fjerne op til 20 gange mere plak, selv på svært tilgængelige steder\*. De trekantede spidser fjerner op til 100 % flere pletter på mindre end to dage\*\*\*. Længere børstehår renser dybt og giver tandkød, der er op til 15 gange sundere, på bare to uger\*\*. Alt dette uden nogensinde at skifte børstehoved. Vidste du, at børstehovederne bliver mindre effektive efter 3 måneders brug? Vores BrushSync™-funktion minder dig om, at det snart er tid til udskiftning.

### Plejer din mundhygiejne



Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 er designet omkring dig. Dens avancerede teknologi er i harmoni med dig og er så nem at bruge, at du knap nok lægger mærke til, at den er der. Heldigvis siger resultaterne det hele.

### Personlig vejledning



Philips Sonicare-appen drives af kunstig intelligens og fungerer i perfekt harmoni med tandbørsten. Brug den til at børste med vejledning i realtid om tryk, bevægelse, dækningsområde, varighed og hyppighed. Se statusrapporter pr. dag, uge, måned og år. Få personlige anbefalinger og handlingstrin for bedre børstning. Samtidig holder automatisk synkronisering dine børstedata opdaterede i appen, selv når du ikke børster med appen ved siden af dig.

### Tilpasser sig til dig i realtid



De fleste af os påfører for hårdt et tryk, når vi børster tænder. Derfor justerer vores tandbørste automatisk intensiteten, når du trykker for hårdt. Med den gratis Philips Sonicare-app kan du opleve skræddersyet

vejledning og personlige anbefalinger, der bringer din tandbørstning op på et højere niveau.

### Registrerer din børstestil




Mens du børster, bruger Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 sensorer til at registrere det tryk, du påfører, børstebevægelsen og dækningsområdet – op til 100 gange i sekundet. Sensorerne registrerer også, hvor længe og hvor ofte du børster.

### Gennemprøvet sonisk tandbørstning



Børst plak væk med sonisk teknologi – vores standard inden for effektiv og skånsom rensning. Mens du børster, hjælper op til 62.000 børstebevægelser og den dynamiske effekt med at rense selv svært tilgængelige områder, så din mund føles usædvanligt frisk og ren.

### Feedback i realtid



Du bemærker måske ikke, at du børster for hårdt eller begynder at skrubbe, men det gør din tandbørste. Lysringen for enden af grebet minder dig forsigtigt om, at du skal lette trykket eller skrubbebevægelsen.

# Specifikationer

## Tilslutningsmuligheder

Trådløs Bluetooth®-teknologi: App Forbundet tandbørstning

## Strøm

Strømforsyning: 110 - 220 V

## Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

Brugstid (fuldt opladet til tom): 2+ uger\*\*\*\*

Batteritype: Litiumion

## Design og finish

Farve: Champagne

## Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

## Kompatibilitet

Android-kompatibilitet: Android OS 8.0 eller nyere

iOS-kompatibilitet: iPhones på iOS 13.0 eller nyere

## Brugervenlig

Batteriindikator: Oplyst ikonindikator

Håndtagskompatibilitet: Børstehoveder, der nemt klikkes på

Håndgreb: Slankt og kompakt design, Problemfri berøringsbetjening

Rejseetui: Elegant og kompakt opladeretui, Veganer-venligt læder

Påmindelse om at udskifte BrushSync:

Påmindelsesikonet tændes, for altid at sikre de bedste resultater

## Medfølgende dele

Håndgreb: 1 DiamondClean Prestige 9900

Børstehoveder: 1 A3 Premium All-in-One

Prestige-USB-opladeretui: 1

Opladningsenhed: 1

USB-kabel: 1

## Rensedydelse

Hastighed: Op til 62.000 børstebevægelser/min.

Sundhedsmæssige fordele: Op til 15 gange sundere tandkød\*\*

Performance: Fjerner op til 20 gange mere plak\*

Timer: BrushPacer og SmarTimer

Hvidere tænder: Op til 100 % færre misfarvninger\*\*\*

Trykfeedback: Ringen lyser lilla, Håndtaget vibrerer for at alarmere brugeren

Skrubbefeedback: Ringen lyser gult, Håndtaget vibrerer for at alarmere brugeren, Mulighed for at slå til/fra i appen

## SenseIQ-teknologi

Tryksensor: Udsender en alarm, hvis du trykker for hårdt med børsten

Skrubbesensor: Medvirker til at mindske skrubning

Positionsføler: Registrerer dækningsområdet, for hver tandbørstning

3D-mundkort: Fremhæver manglende områder

Adaptiv intensitet: Justerer

intensitetsniveauet, når der påføres for meget tryk

Kunstig intelligens: Registrerer og synkroniserer børstningen

## Sonicare-app med A.I.

Vejledning i realtid: Personlige anbefalinger, Statusrapport pr. dag/måned/år

Brugertilpassede tilstande: Clean, White+, Sundt tandkød, Rengøring i dybden, Sensitive

## Softwaresupport

Softwareopdateringer: Philips tilbyder relevante softwareopdateringer i en periode på 2 år efter købsdatoen.



\* sammenlignet med en almindelig tandbørste

\*\* sammenlignet med en almindelig tandbørste efter 6 uger

\*\*\* i laboratorietest sammenlignet med en manuel tandbørste

\*\*\*\* baseret på to perioder med to minutters børstetid om dagen i standardindstilling