

Philips Sonicare
AirFloss Ultra -
interdentale reiniger

2 spuitkoppen

HX8438/03



Gezonder tandvlees in 2 weken*

Ontwikkeld voor onregelmatige flossers

Voor degenen die niet consequent flossen, is AirFloss Pro/Ultra**** de gemakkelijkste manier om goed tussen de tanden te reinigen. AirFloss Pro/Ultra kan worden gebruikt in combinatie met mondwater of water en is volgens klinische tests net zo effectief als flossen voor gezond tandvlees.**

Verbeterd de mondhygiëne

- Het is klinisch bewezen dat deze even effectief is voor de gezondheid van het tandvlees als flossen**
- Verwijdert tot 99,9% tandplak***
- Helpt gaatjes tussen de tanden te voorkomen

Superieure technologie

- Technologie met lucht en microdruppels
- Hoogwaardige spuitkop
- Instellingen voor aanpasbare drievoudige burst


De makkelijkste manier voor effectieve reiniging tussen de tanden

- Het duurt maar 60 seconden: richt, druk, reinig!
- Elke dag verzekerd zijn van een frisse en schone mond
- Een eenvoudige manier om een gezonde gewoonte te starten

PHILIPS
sonicare

Kenmerken

Verwijdert tot 99,9% tandplak




AirFloss Ultra verwijdert tot 99,9% tandplak van behandelde delen.**

Microdruppeltechnologie



Onze klinisch bewezen resultaten zijn mogelijk door onze unieke technologie waarin lucht en mondwater of water met elkaar worden gecombineerd om krachtig en veilig tussen de tanden en langs het tandvlees te kunnen reinigen.

Start met gemak een gezonde gewoonte



Interproximaal reinigen is heel belangrijk voor de totale gezondheid van uw mond. AirFloss Ultra is een gemakkelijke manier om dieper tussen tanden schoon te maken en helpt u een gezonde gewoonte te beginnen.

Gezonder tandvlees



Van de Philips Sonicare AirFloss Ultra is klinisch bewezen dat deze de gezondheid van het tandvlees net zo verbetert als flossen.** Binnen twee weken gezonder tandvlees.

Reinigt in slechts 60 seconden



Met de AirFloss Ultra duurt het reinigen van uw hele mond minder dan 60 seconden per dag. Selecteer eenvoudig uw burst-frequentie (één, twee of drie), en houd de activeringsknop ingedrukt voor continue automatische stoten of druk een keer voor de handmatige burst-modus.

Fris en schoon met mondspoeling



Vul het reservoir op het handvat met mondspoeling of water, richt het apparaat en druk op de knop. Gebruik met mondspoeling

voor een ultiem fris gevoel en antibacteriële werking.

Helpt gaatjes te voorkomen



De Philips Sonicare AirFloss Ultra spoelt tandplak dat na het poetsen is blijven zitten voorzichtig weg en helpt zo gaatjes in de ruimte tussen de tanden te voorkomen.

Hoogwaardige spuitkop



Door de nieuwe hoogwaardige AirFloss Ultra-spuitkop wordt de kracht van onze lucht- en microdruppeltechnologie versterkt zodat deze nog effectiever en efficiënter werkt.

Aanpassing via drievoudige burst



De krachtige spray van de AirFloss Ultra kan iedere keer dat u op de startknop drukt via enkele, dubbele of drievoudige bursts naar wens worden aangepast.

Specificaties

Vermogen

- Spanning: Oplader voor verschillende voltages

Technische specificaties

- Batterij: Oplaadbaar
- Batterijtype: Lithium-ion
- Laadtijd: 24 uur om volledig op te laden

Consumer Trade Item

- Height: 23.5
- Width: 8.4
- Length: 13.6
- Net Weight: 0.302
- Gross Weight: 0.405
- GTIN: 8710103928584
- Country of origin: RO
- Harmonized system code: 85098000

Omdoos

- Height: 15.7
- Width: 24.91
- Length: 26.8
- Net Weight: 0.906
- Gross Weight: 1.425
- GTIN: 18710103928581

Ontwerp en afwerking

- Kleur: Zwart

Service

- Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

- Handvat: Slang, ergonomisch design
- Batterij-indicator: LED-lampjes in het handvat geven het accuniveau weer
- Spuitkophulpstuk: Eenvoudig te plaatsen en verwijderen
- Levensduur accu: 1-3 weken****

Meegelerde artikelen

- Docking station: 1
- AirFloss Ultra-handvat: 1
- AirFloss Ultra-spuitkop: 2

Reinigingsprestaties

- Prestaties: Verwijdert tot wel 99,9% tandplak**
- Gezondheidsvoordelen: Reinigt de hele mond in 60 seconden, Maakt het tandvlees in 2 weken gezonder*
- Klinisch bewezen resultaten: Even effectief als flossen, gezonder tandvlees, vermindering van tandplak, minder bloedend tandvlees
- Aanpasbare instellingen: Automatische of handmatige burst, Enkele/dubbele/drievoudige burst***
- Voor de beste resultaten: Vervang de spuitkop iedere 6 maanden



Publicatiedatum
2023-11-14

Versie: 2.0.1

EAN: 87 10103 92858 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* of uw geld terug

** indien gebruikt met een handborstel en antibacterieel mondwater bij patiënten met lichte tot matige tandvleesontsteking; AirFloss is ontwikkeld om onregelmatige flossers te helpen een gezonde routine te ontwikkelen om dagelijks tussen de tanden te reinigen. Ga naar V&A op het tabblad Ondersteuning voor meer informatie.
*** Van de behandelde gebieden; in een laboratoriumonderzoek, de werkelijke resultaten in de mond kunnen variëren
**** AirFloss Ultra en Pro zijn hetzelfde apparaat, maar de naam kan verschillen afhankelijk van het land en verkoopkanaal.
***** afhankelijk van de gebruikte burst-instelling