


Philips Sonicare AirFloss
Pro/Ultra
Interdentale reiniger

met DiamondClean 9000
met 1 spuitkop en 1 opzetborstel
Oplaadglas, reisetui



HX8494/03

Gezonder tandvlees binnen 2 weken*

Ontwikkeld voor onregelmatige flossers

Voor degenen die niet consequent flossen, is AirFloss Ultra de gemakkelijkste manier om goed tussen de tanden te reinigen. AirFloss Ultra kan worden gebruikt in combinatie met mondwater of water en is volgens klinische tests net zo effectief als flossen voor gezond tandvlees.**

Verbeterd de mondhygiëne

- Het is klinisch bewezen dat deze even effectief is voor de gezondheid van het tandvlees als flossen**
- Verwijdert tot 99,9% tandplak***
- Helpt gaatjes tussen de tanden te voorkomen

Provides a superior clean

- Verwijdert tot wel 10x meer tandplak* voor een grondige reiniging
- Gepersonaliseerde poetservaring
- Onze unieke technologie biedt u een krachtige en toch zachte reiniging

Superieure technologie

- Hoogwaardige spuitkop
- Technologie met lucht en microdruppels

De makkelijkste manier voor effectieve reiniging tussen de tanden

- Een eenvoudige manier om een gezonde gewoonte te starten
- Het duurt maar 60 seconden: richt, druk, reinig!

PHILIPS
sonicare

Kenmerken

Verwijdert tot 99,9% tandplak




AirFloss Ultra verwijdert tot 99,9% tandplak van behandelde delen.**

Microdruppeltechnologie



Onze klinisch bewezen resultaten zijn mogelijk door onze unieke technologie waarin lucht en mondwater of water met elkaar worden gecombineerd om krachtig en veilig tussen de tanden en langs het tandvlees te kunnen reinigen.

Start met gemak een gezonde gewoonte



Interproximaal reinigen is heel belangrijk voor de totale gezondheid van uw mond. AirFloss is een gemakkelijke manier om dieper tussen tanden schoon te maken en helpt u een gezonde gewoonte te beginnen.

Gezonder tandvlees



Van de Philips Sonicare AirFloss Ultra is klinisch bewezen dat deze de gezondheid van het tandvlees net zo verbetert als flossen.** Binnen twee weken gezonder tandvlees.

Helpt gaatjes te voorkomen



De Philips Sonicare AirFloss Ultra spoelt tandplak dat na het poetsen is blijven zitten voorzichtig weg en helpt zo gaatjes in de ruimte tussen de tanden te voorkomen.

Hoogwaardige spuitkop



Door de nieuwe hoogwaardige AirFloss Ultra-spuitkop wordt de kracht van onze lucht- en microdruppeltechnologie versterkt zodat deze nog effectiever en efficiënter werkt.

Reinigt in slechts 60 seconden



Met de AirFloss Ultra duurt het reinigen van uw hele mond minder dan 60 seconden per dag. Selecteer eenvoudig uw burst-frequentie (één, twee of drie), en houd de activeringsknop ingedrukt voor continue automatische stoten of druk een keer voor de handmatige burst-modus.

4 poetsstanden, 3 sterktes



De DiamondClean 9000 heeft de standen Clean, White+, Gum Health en Deep Clean+ voor al uw poetsbehoeften. De Clean-poetsstand is bedoeld voor buitengewone dagelijkse reiniging, White+ is voor het verwijderen van tanaanslag, Gum Health reinigt het tandvlees voorzichtig maar effectief, en Deep Clean+ geeft u een verfrissende, grondige reiniging. De tandenborstel heeft drie sterktes, zodat u kunt kiezen voor een sterkere reiniging of een mildere voor een gevoelige mond.

Specificaties

Vermogen

- Spanning: Oplader voor verschillende voltages

Technische specificaties

- Batterij: Oplaadbaar
- Batterijtype: Lithium-ion
- Laadtijd: 24 uur om volledig op te laden

Ontwerp en afwerking

- Kleur: Zwart

Service

- Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

- Batterij-indicator: LED-lampjes in het handvat geven het accuniveau weer
- Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk opklapbare opzetborstels
- Handvat: Slang, ergonomisch design
- Display: Verlicht display
- Spuitkophulpstuk: Eenvoudig te plaatsen en verwijderen

Meegeleverde artikelen

- Opzetborstels: 1 C3 Premium Plaque Defence
- Handvat: 1 DiamondClean 9000
- Docking station: 1

- Reisetui: USB-reisoplader
- Oplaadglas: 1
- AirFloss Ultra-handvat: 1
- Spuitkop: 1

Reinigingsprestaties

- Prestaties: Verwijdert tot wel 99,9% tandplak**
- Gezondheidsvoordelen: Reinigt de hele mond in 60 seconden, Maakt het tandvlees in 2 weken gezonder*
- Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min
- Klinisch bewezen resultaten: Even effectief als flossen, gezonder tandvlees, vermindering van tandplak, minder bloedend tandvlees
- Aanpasbare instellingen: Automatische of handmatige burst, Enkele/dubbele/drievoudige burst***
- Timer: Quadpacer en SmarTimer
- Voor de beste resultaten: Vervang de spuitkop iedere 6 maanden
- Wittere tanden: Maakt uw tanden dubbel zo wit*

Poetsstanden

- Clean: Buitengewoon schoon, elke dag
- Deep Clean+: Voor een verkwikkend grondige reiniging
- Gum Health: Speciale aandacht voor kiezen
- White+: Verwijdert oppervlaktevlekken



Publicatiedatum
2023-05-03

Versie: 2.0.3

EAN: 87 10103 94116 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* of uw geld terug

** indien gebruikt met een handborstel en antibacterieel mondwater bij patiënten met lichte tot matige tandvleesontsteking; AirFloss is ontwikkeld om onregelmatige flossers te helpen een gezonde routine te ontwikkelen om dagelijks tussen de tanden te reinigen. Ga naar V&A op het tabblad Ondersteuning voor meer informatie.

*** Van de behandelde gebieden; in een laboratoriumonderzoek, de werkelijke resultaten in de mond kunnen variëren