

PHILIPS

sonicare

Стандартни глави за
звукова четка за зъби

S Sensitive

опаковка – 2 бр.

Стандартен размер

Поставяне с щракване

За чувствителни зъби и венци

HX6052/07



Изключително чувствително почистване. Изключително мек комфорт.

Превъзходно почистване за чувствителни зъби и венци

Главата на четката за зъби Sonicare S Sensitive на Philips е идеална за тези, които търсят облекчение на болезнената чувствителност на зъбите и венците. Получавате ефективно и щадящо почистване на венците.

Една лесна добавка към вашата обичайна грижа за устата

- Всеки ден получавате най-ефективното отстраняване на плаката

Innovative technology

- Подобрена звукова технология на Philips Sonicare
- Иновативният дизайн на косъмчетата нежно изчетква плаката

Designed to optimize performance

- Дизайн за поставяне с щракване за лесна замяна на главата за четка

An unrivaled deep clean

- Премахва повече плака от ръчна четка за зъби

Акценти

Кажете сбогом на плаката



Клинично доказано е, че плътно подредените, висококачествени снопчета отстраняват повече плака, отколкото ръчната четка

Леко изчетква плаката



Тази глава за четка Sonicare Sensitive на Philips има изключително меки снопчета за нежно, ефективно почистване. А контурираната повърхност на снопчетата приляга на формата на зъбите за изключително нежно изживяване на четкане. Предлага се и в по-малък, компактен размер за прецизно почистване.

Лесно поставяне с щракване



Главата за вашата четка Sensitive се съчетава перфектно с всяка дръжка на четка за зъби Philips Sonicare, с изключение на PowerUp Battery и Essence. Просто поставяте и изваждате с щракване за лесна смяна и почистване.

Напомнящи косъмчета



Ефективността на главите за четка намалява след употреба от 3 месеца, но ние ще ви напомним преди това да се случи. Просто следете сините снопчета, напомнящи за смяна, и когато те избледнеят, ще знаете, че е време за нова глава за четка.

Технология Philips Sonicare



Подобрената звукова технология на Philips Sonicare изтласква вода между зъбите, а движенията на четката разтварят плаката и я отстраняват за изключително ежедневно почистване.

Спецификации

Дизайн и покритие

Усецане на твърдост на косъмчетата:

Изключително меки

Цвят: Бяло

Напомнящи косъмчета: Избледняване на цвета на сините косъмчета

Размер: Стандартна форма

Съвместимост

Система на главата за четка: Поставяне с щракване
Подходяща за следните модели: 2 серия за контрол на плаката, 3 серия за здраве на венците, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, за децата, HealthyWhite, HealthyWhite+, ProtectiveClean

Включени в комплекта

Глави за четка: 2 S Sensitive стандартна

Качество и производителност

Резервни части: На всеки 3 месеца

Тествана: за оптимална употреба

Лечебен ефект

Отстраняване на плаката: Помага за отстраняване на плаката

