

PHILIPS

AVENT

Tube pour
diaphragme

Breast Pumps

Blanche

CP9285/97



Assure la puissance d'aspiration de votre tire-lait manuel

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Le tube et le diaphragme en silicone créent l'aspiration nécessaire pour tirer manuellement votre lait maternel

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adaptée aux types de produits :: SCF430/01, SCF430/10, SCF430/13, SCF430/15, SCF430/16, SCF441/01, SCF430/30

