

# PHILIPS

## sonicare

Elektrische sonische tandenborstel met app

DiamondClean Smart

Persoonlijke begeleiding

Smart-opzetborstelsensoren

Slimme herkenning van opzetborstels

4 poetsstanden, 3 sterktes



HX9903/03



## Onze beste tandenborstel ooit, voor een complete mondverzorging

100% verzorging: voel u zelfverzekerd

De DiamondClean Smart is onze beste tandenborstel, voor complete verzorging. Vier hoogwaardige opzetborstels zorgen voor een volledige mondhygiëne. Onze Smart Sensor-technologie geeft u persoonlijke feedback en coaching op maat.

### Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Verwijdert tot wel 10x meer tandplak\* voor een grondige reiniging
- Tot wel 7x gezonder tandvlees\* in slechts 2 weken
- Verwijdert tot wel 100% meer tandaanslag\*\* in slechts 3 dagen

### Persoonlijke in-app coaching voor beter tandenpoetsen

- U wordt begeleid bij het poetsen en ziet gemiste gebieden
- Leidt u terug naar de overgeslagen plekken voor een 100% schoon gebit
- Vergeet uw probleemgebieden niet
- Waarschuwt u wanneer u te hard drukt
- Helpt u om minder te 'schrobben'

### Optimaliseer het poetsen

- Opzetborstels selecteren automatisch de optimale instellingen
- Zorg dat u de opzetborstel optimaal gebruikt
- Kies uit 4 poetsstanden en 3 intensiteitsniveaus
- Premium oplaadglas en reisetui


# Kenmerken

## Tandplak behoort tot het verleden



Klik de C3 Premium Plaque Control-opzetborstel op het handvat voor onze meest grondige reiniging. Door de zachte, buigzame zijkanalen volgen de borstelharen het oppervlak van elke tand waardoor de borstel de tand 4x beter raakt\*\*\* en er tot 10x meer tandplak op moeilijk bereikbare plaatsen wordt verwijderd\*.

## Zorg voor uw tandvlees




Klik de G3 Premium Gum Care-opzetborstel op het handvat voor een gezonder tandvlees. Het kleinere formaat en de tandvleesborstels reinigen zacht maar effectief langs de tandvleesrand waar het tandvlees het eerst ontstoken raakt. Het is klinisch bewezen dat met deze opzetborstel er 100% minder kans is op ontstoken tandvlees en het tandvlees binnen twee weken tot 7 keer gezonder is.\*

## Snel wittere tanden




Klik de W3 Premium White-opzetborstel op het handvat om tandaanslag te verwijderen en uw stralende glimlach terug te toveren. Het is klinisch bewezen dat de dicht op elkaar geplaatste borstelharen binnen 3 dagen 100% meer tandaanslag verwijderen.\*\*

## Sla nooit meer een plekje over




De Philips Sonicare-app geeft u een seintje als u uw gebit grondig hebt gereinigd en helpt u om beter en aandachtiger te poetsen.

## Poetscorrectie-functie




Als u tijdens het poetsen van uw tanden een plekje overslaat, wordt dit door de Poetscorrectie-functie van de app aangegeven. Geef dat gedeelte nu uw aandacht en u weet zeker dat u elke keer uw gebit 100% poetst.

## Aandachtsgebieden en doelen stellen



Heeft uw tandarts aangegeven waar u beter moet poetsen? Dat wordt ook aangegeven op de 3D-mondkaart in de app en u krijgt handige herinneringen.

## Poetst u te hard?



U merkt wellicht niet dat u te hard poetst maar uw DiamondClean Smart ontgaat dat niet. Als u te hard drukt, gaat de ring aan het einde van het handvat knipperen en weet u dat u minder hard moet poetsen. Laat de borstel het werk doen. 7 van de 10 personen vonden deze functie handig en gingen daardoor beter hun tanden poetsen.

## Eenvoudiger wordt het niet



Bij een elektrische tandenborstel doet de borstel het werk. In het handvat zit een poetsensor die aangeeft dat u minder moet 'schrobben'. Op die manier gaat u niet alleen beter maar ook zachter en effectiever uw tanden poetsen.

# Specificaties

## Connectiviteit

**Draadloze Bluetooth®-technologie:** Verbonden tandenpoetsapp

## Vermogen

**Spanning:** 110-220 V

## Technische specificaties

**Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):** 14 dagen\*\*\*\*\*

**Batterij:** Oplaadbaar

**Batterijtype:** Lithium-ion

## Ontwerp en afwerking

**Kleur:** Wit

## Service

**Garantie:** 2 jaar beperkte garantie

## Compatibiliteit

**Compatibiliteit met Android:** Android-telefoons, Tablets met Bluetooth 4.0

**Compatibel met iOS:** iPad 3e generatie of hoger, iPhone 4S of hoger, met iOS7 of hoger

## Gebruiksgemak

**Batterij-indicator:** Brandend lampje geeft de levensduur van de batterij aan

**Handvat:** Slank, ergonomisch design

**Compatibel met handvat:** Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

**Display:** Verlicht display

**Herkenning van opzetborstel:** Synchroniseert met de optimale poetsstand

**Vervangingsherinnering:** Altijd de beste resultaten, herinneringsicoon gaat branden

## Meegeleverde artikelen

**Opzetborstels:** 1 C3 Premium Plaque Defence, 1 Premium Gum Care, 1 Premium White

**Handvat:** 1 DiamondClean Smart

**Reisetui:** Premium reisetui

**Oplaadglas:** 1

## Reinigingsprestaties

**Gezondheidsvoordelen:** Tot 7x gezonder tandvlees\*\*\*\*

**Prestaties:** Verwijdert tot wel 10 keer meer tandplak\*

**Snelheid:** Tot 62.000 poetsbewegingen/min

**Timer:** BrushPacer en SmartTimer

**Wittere tanden:** Tot 100% minder aanslag\*\*\*\*\*

**Feedback bij te veel druk:** Ring gaat paars branden, Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

**Poetscorrectie:** Zorgt voor een 100% schoon gebit

## Poetsstanden

**3 sterktes:** Hoog, Medium, Laag

**Clean:** Buitengewoon schoon, elke dag

**Deep Clean+:** Voor een verkwikkend grondige

reiniging

**Gum Health:** Speciale aandacht voor kiezen

**White+:** Verwijdert oppervlaktevlekken

## BrushSync-koppeling van poetsstanden

**C3 Premium Plaque Defence:** Koppelt met de Clean-poetsstand

**G3 Premium Gum Care-opzetborstel:** Koppelt met de Gum Health-poetsstand

**W3 Premium White-opzetborstel:** Koppelt met de White+-poetsstand

## Slimme sensortechnologie

**Poetsdruksensor:** Waarschuwt wanneer u te hard poetst

**Locatiesensor:** Volgt het poetsen en zorgt voor een schoon gebit

**Schrobsensor:** Waarschuwt wanneer er te hard wordt geschrobd

**3D-mondkaart:** Geeft probleemgebieden aan

**Poetscorrectie:** Voor het poetsen van overgeslagen tanden en kiezen

**Positiesensor:** Helpt u de gebieden te vinden die u hebt gemist

## Software-ondersteuning

**Software-updates:** Philips biedt relevante software-updates aan gedurende 2 jaar na de aankoopdatum.



\* Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel

\*\* vergeleken met een handtandenborstel met een goede tandpasta voor wittere tanden

\*\*\* vergeleken met DiamondClean

\*\*\*\* in de Gum Health-poetsstand vergeleken met een handtandenborstel gedurende 2 weken

\*\*\*\*\* na 3 dagen White+-poetsstand vergeleken met een handtandenborstel

\*\*\*\*\* op basis van twee poetsbeurten van twee minuten per dag in de standaardpoetsstand