


Philips Sonicare
DiamondClean Smart
鑽石靚白智能音波震動
牙刷

三大智能感應科技 X 潔牙 APP

5 種模式 (清潔、亮白、護齦、
深層清潔、舌苔清潔)

4 款智能刷頭 X 智慧型刷頭感
應器

3 段強度



HX9954/52

更乾淨、更潔白的牙齒，宛如天天微洗牙

全球牙醫第一推薦音波電動牙刷品牌*

飛利浦 Sonicare 電動牙刷兼具高雅設計與「音波流體潔力技術」，每分鐘音波震動 62,000 次，同時溫和不刺激，達到天天微洗牙效果。DiamondClean Smart 獨家的「三大智能感應科技」搭配專屬潔牙 APP，能提供個人化的回饋訊息和指導，清潔各種潔牙盲區，給您最完善的口腔照護。具備 5 種潔牙模式，以及 3 段強度，能隨心所欲調整潔牙力道，4 款智能刷頭則能貼合牙齒、牙齦，有效清除 10 倍牙菌斑，同時提升 7 倍護齦力，減少牙齦發炎與出血，而緊密的亮白刷毛則能 5 倍去除牙漬，3 天讓牙齒有感亮白！

Proven to improve oral health

- 牙菌斑清除效果高達 10 倍*
- 2 週擁有 7 倍更健康的牙齦*
- 5 倍去除牙漬，3 天有感亮白*
- 清除舌苔，享受更持久的清新口氣

Personalized in-app coaching to perfect brushing

- 帶您回到任何遺漏之處，確保 100% 的清潔範圍
- 「智能力道感應」避免潔牙力道過大
- 針對較麻煩的區域加強護理
- 「智能定位感應」引導您刷牙，避免遺漏的區域
- 「智能動作感應」引導刷牙動作，潔牙更輕鬆

PHILIPS
sonicare

鑽石靚白智能音波震動牙刷

三大智能感應科技 X 潔牙 APP 5 種模式 (清潔、亮白、護齦、深層清潔、舌苔清潔), 4 款智能刷頭 X 智慧型刷頭感應器, 3 段強度

焦點

和牙菌斑說再見



裝上 C3 Premium Plaque Control 牙菌斑防禦刷頭，體驗最深度的清潔效果。柔軟彈性的刷頭側緣，讓刷毛可以貼合每顆牙齒的表面形狀，提供高達 4 倍以上的表面接觸***，搭配音波流體潔力技術，即使是難以處理的部位，也能展現 10 倍牙菌斑清除效果*。

愛護您的牙齦



裝上 G3 Premium Gum Care 牙齦護理刷頭，讓牙齦更加健康。較小的刷頭尺寸可精確對準牙齦邊緣，精緻的超長刷毛設計，更貼合牙齦線，有效針對疾病易發生處進行清潔。柔軟刷毛提供優異又溫和的清潔效果，防止磨損、牙齦萎縮、牙齦流血，經臨床實證可在 2 週內擁有 7 倍更健康的牙齦*。

快速美白牙齒



裝上 W3 Premium White 潔白刷頭，密集分布的中央除垢刷毛可發揮強效，輕鬆去除


表面齒垢，經臨床實證，只要 3 天，就能去除 5 倍牙漬*，實現有感亮白，展現自信笑容！

TongueCare+ 潔舌刷



裝上 TongueCare+ 潔舌刷，特殊設計的 240 根 MicroBristles 可深層清潔，溫和地清除舌頭上引起異味的食物殘渣、細菌和舌苔，給你潔淨口腔和清新迷人的氣息。

注重的區域及目標設定



牙醫認為您需要特別注意的麻煩區域嗎？我們可在手機應用程式內的 3D 口腔圖像中強調這些區塊，提醒您加強處理難刷的部位。

絕不漏掉任何地方



三大智能感應科技之一的「智能定位感應」，能智慧偵測口腔內所有區域，搭配專屬潔牙 APP，讓您知道何時已完成全口腔清潔，並即時指導需要再加強的部位，避免遺漏任何區域。


HX9954/52

遊刃有餘




不須您費力刷動，只需讓音波流體潔力和刷頭完成工作即可。我們在握把內置入了刷動感應器，可溫和地提醒您減少 " 左右橫刷 " 次數。如此一來，不僅能擁有更好的刷牙技巧，更能溫柔又有效率地清潔口腔。

BrushSync 模式配對



不確定該使用哪種模式與強度等級嗎？不用擔心，當您更換刷頭時，刷頭內的微晶片會向 DiamondClean Smart 傳達您正在使用的刷頭，刷柄即會自動轉換成最適當的潔牙模式與強度，提供你最佳潔牙效果。

智慧型配件更換提醒



刷頭會隨著時間逐漸磨損，變得無法再有效清除牙菌斑。透過智慧型刷頭感應功能，您絕對不會錯過更換刷頭的時機。牙刷會根據個人刷牙習慣，追蹤您的每種刷頭已使用的時間與強度，並在該更換刷頭時提醒您。您也可以在此飛利浦 Sonicare 應用程式中監控刷頭的使用壽命，以便提早準備替換刷頭。

鑽石靚白智能音波震動牙刷

三大智能感應科技 X 潔牙 APP 5 種模式 (清潔、亮白、護齦、深層清潔、舌苔清潔), 4 款智能刷頭 X 智慧型刷頭感應器, 3 段強度

規格

連線能力

- Bluetooth® 無線科技: 已連線刷牙手機應用程式

功率

- 電壓: 110-220 V

技術規格

- 電池續航力 (從電力充滿到沒電): 14 天 *****
- 電池: 充電式
- 電池類型: 鋰離子

設計與外型

- 色彩: 藍色

客戶服務

- 保固: 2 年有限保固

相容性

- 與 Android 相容: Android 手機, 具備藍牙 4.0 的平板電腦
- 與 iOS 相容: iPad 第 3 代或更高版本, iPhone 4S 或更高版本, iOS7 或更高版本

使用簡單

- 電量指示燈: 發光式圖示顯示電池壽命
- 握把: 纖巧的人體工學設計
- 顯示器: 背光螢幕
- 握把相容性: 方便的一按即用刷頭
- 刷頭感應: 搭配最佳模式
- 更換提醒: 永保最佳效果, 提醒圖示亮起

內附配件

- 刷頭放置架: 1
- 握把: 1 支 DiamondClean Smart
- 刷頭: 1 支 C3 Premium Plaque Control 牙菌斑防禦刷頭, 1 支 G3 Premium Gum Care 牙齦護理刷頭, 1 支 W3 Premium White 潔白刷頭, 1 支

TongueCare+ 潔舌刷

- 旅行盒: USB 旅行充電盒
- 玻璃充電座: 1

清潔效能

- 效能: 牙菌斑清除效果提高達 10 倍 *
- 速度: 每分鐘可刷 62000 次
- 對健康有益: 牙齦潔淨效果高達 7 倍 ****
- 美白效果: 減少高達 100% 的牙垢 *****
- 計時器: BrushPacer 和智慧型計時器
- 壓力回饋: 環狀指示燈亮紫燈, 震動握把發出警示
- TouchUp: 確保 100% 的範圍

模式

- 清潔: 實現優異的每日清潔效果
- 3 種強度: 高, 中, 低
- 深層清潔+: 實現活力深層清潔
- 牙齦保健: 特別注意白齒
- TongueCare+: 持久的清新口氣
- 亮白+: 清除表面牙垢

BrushSync 模式配對

- C3 Premium Plaque Control 牙菌斑防禦刷頭: 搭配「乾淨」模式
- G3 Premium Gum Care 牙齦護理刷頭: 搭配「牙齦保健」模式
- W3 Premium White 潔白刷頭: 搭配「亮白+」模式
- TongueCare+ 潔舌刷: 搭配「舌頭護理」模式

智慧型感應器技術

- 壓力感測器: 刷牙力道過強時警示
- 位置感應器: 追蹤及改善範圍
- 刷動感應器: 指引減少刷動
- 3D 口腔圖像: 強調重點區域
- TouchUp: 顯示遺漏的區域



發行日期 2025-02-26

版本: 2.1.3

EAN: 87 10103 80229 7

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

** 來自獨立市場研究公司, 針對全球市場份額加總達 72% 的 10 個國家, 向 1800 多位牙科專業人士調查之結果。
* 出自飛利浦實驗室報告, 與手動牙刷相比, 實際效果因人而異。
** 相較於 DiamondClean
*** 使用「牙齦保健」模式 2 週後與手動牙刷比較
**** 使用「亮白+」模式 3 天與手動牙刷比較
***** 根據每天以標準模式刷牙兩次, 每次兩分鐘計算