

PHILIPS

sonicare

Hlavice na čištění
jazyka 2 ks bílá

TongueCare+

2 ks v balení

Nasazovací

Bez latexu

Párování režimů BrushSync

HX8072/01



Philips Sonicare, hlavice na čištění jazyka

Jediná hlavice na čištění jazyka s technologií Sonicare

Přeměňte kartáček na zuby Philips Sonicare na kartáček k čištění jazyka se sonickou technologií. Díky speciálně vyvinutým vláknům MicroBristles čistí hlavice TongueCare+ v kombinaci se sprejem Philips Sonicare BreathRx jazyk do hloubky.

An easy addition to your oral care routine

- Z kartáčku na zuby na kartáček na čištění jazyka jedním nasazením
- Snadný přístup ke všem částem jazyka

Innovative technology

- 240 vláken MicroBristles pro šetrné hloubkové vyčištění
- Philips Sonicare, hlavice k čištění jazyka
- Automatické spárování s tělem zubního kartáčku


Přednosti

Snadné nasazení




Hlavice na čištění jazyka TongueCare+ rychle změní váš kartáček na zuby Philips Sonicare na kartáček na čištění jazyka se sonickou technologií. Jednotlivé kartáčky na čištění jazyka se nasadí na tělo kartáčku Philips Sonicare, jako běžná kartáčková hlavice. Tyto inovativní hlavice na čištění jazyka se snadno používají, mění a čistí a můžete je kombinovat se všemi těly kartáčku Philips Sonicare. Začlenit čištění jazyka do každodenní péče o ústní dutinu tak nebylo nikdy snadnější. Kompatibilní se všemi sonickými zubními kartáčky Philips Sonicare s výjimkou: PowerUp Battery a Essence.

Dokonalé čištění jazyka




Pokud si chcete dokonale vyčistit jazyk, musíte se dostat všude. Díky ergonomickému tvaru hlavice na čištění jazyka TongueCare+ to není problém. S malou a flexibilní hlavicí kartáčku snadno odstraníte bakterie způsobující nepříjemný dech.

Inteligentní párování režimů



Uvnitř hlavice na čištění jazyka TongueCare+ je mikročip, který komunikuje s tělem vašeho kartáčku na zuby. Jakmile hlavici nasadíte, tělo jí automaticky rozezná a zvolí příslušný režim a intenzitu pro optimální čištění jazyka. Jediné, co musíte udělat, je zapnout Váš kartáček.

Vlákna MicroBristles



S 240 gumovými vlákny MicroBristles je hlavice na čištění jazyka TongueCare+ určena k čištění měkkého a pórovitého povrchu jazyka. Flexibilní vlákna MicroBristles kopírují a jemně čistí okolí vyvýšenin a rýh, odstraňují nánosy bakterií a absorbují hlouběji sprej Philips Sonicare BreathRx, který zneškodní bakterie na jazyku.

Sonická technologie



TongueCare+ je jediná hlavice na čištění jazyka s účinností Philips Sonicare, která odstraňuje bakterie způsobující nepříjemný dech při každém tahu. Díky 31 000 vibracím za minutu účinně odstraňuje nečistoty z jazyka i bakterie způsobující nepříjemný dech. Budete mít pocit čistšího jazyka a déle svěžího dechu.

Specifikace

Design a provedení

Barva: Bílá

Inteligentní rozpoznávání hlavice kartáčku

Materiál

Elastomer: Bez latexu

Kompatibilita

Systém kartáčkových hlavic: Nasazovací

Vhodné pro tyto modely: Řada 2 Series pro předcházení zubního plaku, Řada 2 Series na ochranu před zubním plakem, Řada 3 péče o dásně, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+,

HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, Série 1100, Řada 2100, Série 3100, Prestige 9900, DiamondClean 9000, ProtectiveClean

Balení obsahuje

Kartáčkové hlavice: 2 hlavice na čištění jazyka
TongueCare+

