



Philips Sonicare G3  
Premium Gum Care  
標準型音波震動牙刷刷頭

3 組  
標準型  
一按即用  
BrushSync 模式配對

HX9053/67

## 更健康的牙齦創造更健康的笑容

只要 2 週 \* 即能擁有更健康的牙齦，清潔效果提高 7 倍

使用 G3 Premium Gum Care 刷頭，幫助病患擁有更健康的牙齦，並保護其笑容。柔軟的刷頭側緣會順著牙齦輪廓彎折和移動，提供高達 2 倍的表面接觸 \*，可有效去除牙齦邊緣的牙菌斑。

### Innovative technology

- 飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術
- 握把會自動選擇最佳模式與強度 \*

### Designed to optimize performance

- 經測試以符合您的口腔健康需求
- 每一天都能感受最有效的清潔能力
- 適用於任何飛利浦 Sonicare 一按即用牙刷

### 牙齦護理效果優異

- 減少高達 100% 的牙齦發炎機率 \*

### 深層清潔無可匹敵

- 高達 2 倍以上的表面接觸 \*，輕鬆實現深層清潔效果
- 牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 10 倍

**PHILIPS**  
**sonicare**

# 焦點

## 專注維護牙齦健康




使用 Premium Gum Care 刷頭，即使是最深層的清潔也能溫和不傷牙齦。刷頭沿著牙齦移動時，即使病患刷牙力道過大，其彈性側緣與刷毛可吸收多餘的壓力，進而保護牙齦。圓滑外型讓刷毛能平均清潔，同時溫和對待牙齦。超軟刷毛可沿著牙齦給予溫和觸感，且有效清潔牙齦疾病的病灶。刷頭的尺寸較小，即使在難以觸及的區域也能輕鬆操控。

## 超效清潔技術



我們的超效清潔技術，讓病患每次刷牙時都能享受個人化的清潔體驗。柔軟有彈性的橡膠側邊，讓 Premium Gum Care 刷頭能夠完美順應口腔的獨特輪廓。刷毛可配合病患的牙齦與齒列，深入清潔時提供高達 DiamondClean 刷頭 2 倍以上的表面接觸，就連口腔死角也能徹底清潔。超效清潔技術亦可：溫和地循著牙齦曲線移動、吸收過大的刷牙力道，且能搭配強化刷洗動作，提供無比舒適的口腔感受與卓越的清潔效果。

## 強力的牙菌斑清除效果



Premium Gum Care 牙齦護理刷頭的彈性設計，經證實可較手動牙刷移除高達 10 倍以上的牙菌斑。它強化了我們獨特的飛利浦 Sonicare 清潔技術，無論病患怎麼刷，都能親身感受超乎想像的潔淨，且眼見為憑。

## BrushSync 模式配對



我們的 BrushSync 模式配對功能讓病患每次都享有最佳潔牙體驗。Premium Gum Care 牙齦護理刷頭內的晶片可與銜接的飛利浦 Sonicare 牙刷握把同步連結，指示握把自動選擇最佳的刷牙模式與強度等級，達到優異的牙齦健康效果。病患只需要刷牙，其他一切都不必費心。

## 飛利浦 Sonicare 技術



飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術在齒間製造震動水波，刷動動作可瓦解並清除牙菌斑，每天都能實現卓越清潔效果。

## 智能刷頭更換



在正常使用三個月後，刷頭會開始疲乏且刷毛出現磨損。飛利浦 Sonicare 智慧牙刷會根據病患的刷牙頻率及施力狀況，提供準確的刷頭更換提醒。對於不使用智慧型牙刷的人，Premium Gum Care 牙齦護理刷頭的藍色提醒刷毛會褪為白色，讓病患知道該換刷頭了。

## 輕輕鬆鬆，一按即用



Premium Gum Care 刷頭只需輕輕一按即可從飛利浦 Sonicare 牙刷握把上拆裝，不僅能夠緊密貼合，並可輕鬆維護與清潔。Premium Gum Care 刷頭適用於所有飛利浦 Sonicare 牙刷握把，除了 PowerUp 電池和 Essence 以外。

## 放心刷牙



所有的飛利浦 Sonicare 刷頭不僅安全，對牙齒和牙齦更是溫和。各款刷頭皆以使用時的速度進行測試，確保您能在每次刷牙時獲得超乎想像的效能，並且擁有耐用持久的牙刷。

# 規格

## 設計與外型

- 硬式刷毛：柔軟
- 色彩：白色
- 提示型刷毛：藍色刷毛褪色
- 刷頭材質：柔軟有彈性的橡膠側邊
- 尺寸：標準型
- Smart Brush Head Recognition: 是

## 相容性

- 刷頭設計：一按即用
- 適用於以下型號：2 系列牙菌斑防禦，2 系列牙菌斑防護，3 系列牙齦健康，DiamondClean 鑽石靚白系列，DiamondClean Smart，EasyClean 簡易清潔系列，Essence+，FlexCare 頂級保養系列，FlexCare 白金系列，FlexCare 連線白金系列，

FlexCare+ 頂級保養系列，兒童專用，  
HealthyWhite 健康靚白系列，HealthyWhite+ 健康靚白系列，PowerUp

## 內附配件

- 刷頭：3 支 G3 Premium Gum Care 牙齦護理刷頭

## 品質與功效兼具

- 替換：每 3 個月
- 經品質測試：最佳使用狀況

## 對健康有益

- 牙齦健康：牙齦潔淨效果高達 7 倍 \*
- 清除牙菌斑：牙菌斑清除效果提高 10 倍以上

\*\*\*\*\*



發行日期 2025-04-15

版本：2.0.1

EAN: 87 10103 84877 6

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \* 使用「牙齦護理」模式與手動牙刷比較，由 GBI 評測

\* \* 相較於 DiamondClean 鑽石靚白刷頭

\* \*\* 使用「牙齦護理」模式與手動牙刷比較，由 GBI 評測

\* \*\*\* BrushSync™ 模式配對僅相容於具備飛利浦 Sonicare

BrushSync™ 功能的牙刷握把

\* \*\*\*\*\* 相較於手動牙刷