



Philips Sonicare AirFloss
Trysky pro mezizubní
hygienu 2 ks

se 2 tryskami

HX8012/07

Nečistíte si mezizubní prostory? Pak používejte AirFloss.

Odstraňuje plak, který běžné čištění zubů odstranit nedokáže

Pro ty, kteří si nečistí mezizubní prostory pravidelně, nabízí přístroj AirFloss snadný způsob, jak je začít čistit. Směs vzduchu a mikrokapiček vody rozrušuje a odstraňuje zubní plak podél linie dásní a z mezizubních prostor. Pro čištění můžete zvolit čistou vodu nebo antimikrobiální ústní vodu

Snadné použití

- Technologie mikrokapiček vody a vzduchu
- Vodicí koncovka zajišťuje správné umístění
- Tryska navržena pro snadný přístup do nejskrytějších oblastí

Pomáhá vybudovat zdravé návyky

- Snadná cesta ke zlepšení čištění mezizubních prostor

PHILIPS
sonicare

Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks
se 2 tryskami

Specifikace

Snadné použití

- Nástavec trysky: Snadné nasazení a sejmutí

Balení obsahuje

- Hubice AirFloss: 2


Výkon čištění

- Hubice: Pro nejlepší výsledky vyměňujte každých 6 měsíců

HX8012/07

Přednosti

Snadný začátek



Čištění mezizubních prostor je velmi důležité pro celkové zdraví ústní dutiny. Přístroj AirFloss představuje snadný způsob čištění mezi zuby a pomáhá vybudovat zdravé návyky. Po třech měsících používání přístroj AirFloss pokračovalo 96 % osob, které dříve používaly mezizubní nit nedůsledně, v používání přístroje AirFloss čtyři nebo více dní týdně.

Vzduchová technologie a technologie mikrokapek



Technologie mikrokapiček vody a vzduchu

Vodící koncovka



Tenká zahnutá tryska a vodící koncovka usnadňují správné umístění. Stačí sjet po povrchu zubu blízko dásně, dokud koncovka nezapadne do prostoru mezi zuby.

Tenká zahnutá tryska

Tenká zahnutá tryska pro snadný přístup do nejskrytějších oblastí



Datum vydání 2022-03-17

Verze: 2.0.1

EAN: 08 71010 36231 68

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* než samotné čištění manuálním zubním kartáčkem