

Philips Sonicare Cordless
Power Flosser 3000
Oral Irrigator

Quad Stream-teknologi
Pulskurver guider dig undervejs



HX3806/31

Tandrensning på en helt ny måde med QuadStream-teknologi

Fjerner op til 99,9 % af plak* i de behandlede områder

Nem og grundig rengøring mellem tænderne for at forbedre tandkødets sundhed. Unik QuadStream-spids renser nemt et større område for mere effektiv rengøring mellem tænderne.

Easy and convenient

- 250 ml beholder, der er nem at fylde op
- Nem teknik
- Standardspids til pletrensning
- Hurtig, universel opladning med USB-C-kabel

Faster, more effective flossing

- to tandtrådstilstande, tre intensiteter
- Komplet rensning på 60 sekunder
- Pulse Wave-teknologi guider dig fra tand til tand
- Quad Stream-teknologi for hurtigere og mere effektiv brug af tandtråd

PHILIPS
sonicare

Vigtigste nyheder

Quad Stream-teknologi



Den unikke X-formede Quad Stream-spids adskiller vandet i 4 stråler, så den dækker et større område mellem tænderne og langs tandkødsranden. Få en hurtigere og dybere rengøring uden besværet med tandtråd.

Bølgeteknologi med impulser



Blide vandstråler holder dig i gang og guider dig fra tand til tand i Deep Clean-tilstand – så du gør det korrekt hver gang.

2 indstillinger, 3 intensiteter



Vælg den rengøring, der passer til dit smil. Clean-funktionen giver et kontinuerligt flow til effektiv daglig rengøring. Deep Clean-stråler giver en mere grundig rengøring. Justerbart

intensitetsniveau tilpasser sig for at øge oplevelsen.

Komplet rengøring på 60 sekunder




Dysen kan drejes 360 grader, så du kan bruge enheden i alle retninger. Få en grundig 360° rengøring på kun 60 sekunder fra start til slut. Enheden når også vanskelig tilgængelige områder uden problemer.

USB-C-opladning




Praktisk opladning med et USB-C-kabel, hvilket er samme forbindelse som de fleste mobiltelefoner eller tablets bruger. Få op til 14 dages rengøring med en enkelt opladning.

250 ml vandtank




Beholderkapacitet på 250 ml rummer nok vand til en anbefalet 60-sekunders rengøring. Du skal blot dreje og fjerne eller bruge sidedækslet til nem genopfyldning.

Nem teknik



Du skal blot pege, trykke og rengøre for at få mere rengøring mellem tænderne. Hold spidsen mellem tænderne og langs tandkødsranden – og lad den gøre alt arbejdet for dig!

Standardspids til pletrensning



En standardspids med en enkelt stråle øger trykket til pletrensning og fjernelse af madrester, når du har brug for det.

Specifikationer

Strøm

- Spænding: Oplader til flere spændingstyper

Service

- Garanti: 2 års begrænset garanti

Brugervenlig

- Håndgreb: Slankt, ergonomisk design
- Dysetilbehør: Klikker nemt af og på

Performance

- Rengøring: Rengør hele munden på 60-90 sek

Medfølgende dele

- Power Flosser uden ledning: 1
- F1 standarddyse: 1

- F3 Quad Stream-dyse: 1
- Rejsetaske: 1
- USB-opladningskabel: 1
- USB-vægadapter: 1

Indstillinger

- Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag
- Deep Clean+: Giver en forfriskende dybderens
- Intensiteter: 3

Sundhedsmæssige fordele

- Fjernelse af plak: Fjerner op til 99 % af plakken fra de behandlede områder*

Design og finish

- Farve: Hvid



Udgivelsesdato
2023-08-30

Version: 14.14.1

EAN: 87 10103 99178 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* I en in-vitro-undersøgelse. De faktiske resultater kan variere.