

Philips Sonicare Cordless  
Power Flosser 3000  
Hammasvälisuihku

Quad Stream -tekniikka  
Pulse Wave -tekniikka ohjaa  
puhdistusta



HX3806/33

## Uudenlaista hammasvälien puhdistusta QuadStream-tekniikalla

Poistaa jopa 99,9 % plakista\* käsitellyiltä alueilta

Vaivattoman perusteellinen puhdistus hampaiden välissä parantaa ikenien terveyttä. Ainutlaatuinen Quad Stream -kärki puhdistaa suuremman alueen vähemmällä vaivalla ja tekee hammasvälien puhdistamisesta helppoa.

### Helpot ja mukavat

- Helposti täytettävä 250 ml:n vesisäiliö
- Vaivatonta tekniikkaa
- Tavallinen kärki kohdistettuun puhdistukseen
- Erilaisten laitteiden nopeaan lataamiseen USB-C-kaapelilla

### Nopeampaa ja tehokkaampaa hammasvälien puhdistusta

- 2 hammasvälien puhdistustilaa, 3 tehoa
- Puhtaaksi 60 sekunnissa
- Pulse Wave -tekniikan ansiosta kaikki hammasvälit on helpompi käydä läpi
- Quad Stream -tekniikka entistä nopeampaan ja tehokkaampaan hammasvälien puhdistukseen

**PHILIPS**  
sonicare


## Kohokohdat

### Quad Stream -tekniikka



Ainutlaatuinen ristikkäinen Quad Stream -kärki jakaa virtauksen neljään vesisuihkuun, joten se puhdistaa laajemmin ienrajan ja hammasvälit. Puhdistaa nopeammin ja paremmin ilman, että hammaslangalle on tarvetta.

### Pulse Wave -tekniikka



Vesi ohjautuu hammasväleihin hellävaraisin sykäyksin syväpuhdistustilassa, joten puhdistus onnistuu joka kerta.

### 2 harjaustilaa, 3 tehoa



Valitse hymyllesi sopiva puhdistus. Puhdistustila on hyvä vaihtoehto päivittäiseen puhdistukseen, ja siinä vesi virtaa yhtäjaksoisesti. Syväpuhdistustilaa kannattaa käyttää perusteellisempaan puhdistukseen, ja

siinä vesi ohjautuu hampaisiin sykäyksittäin. Säädä tehoa tarpeen mukaan ja valitse itsellesi sopiva käyttömukavuustaso.

### Puhtaaksi 60 sekunnissa



Pääset myös hankalasti puhdistettaviin kohtiin, koska laite kääntyy haluamaasi kulmaan 360 astetta kääntyvän suuttimen ansiosta. Kaikki hampaat tulevat puhdistetuksi vain 60 sekunnissa.

### USB-C-lataus




USB-C-kaapelilla voit ladata kätevästi saman liitännän kautta kuin useimmat puhelimet ja tabletit. Yhdellä latauksella saat jopa 14 päivän akunkeston.

### Vesisäiliö 250 ml



Säiliön 250 ml:n tilavuus riittää suositeltuun 60 sekunnin puhdistukseen. Irrota säiliö kiertämällä tai käytä sivussa olevaa vedentäyttöaukkoa helppoon täyttöön.

### Vaivatonta tekniikkaa



Puhdista entistä tehokkaammin osoittamalla ja painamalla. Aseta kärki hammasväleihin ja kuljeta sitä ienrajaa pitkin, niin puhdistus onnistuu vaivattomasti!

### Tavallinen kärki kohdistettuun puhdistukseen



Tavallinen yhden suihkun kärki antaa sopivan paineen kohdistettuun puhdistukseen ja poistaa ruuantähteet.

# Tekniset tiedot

## Virta

- Jännite: Monijännitteinen laturi

## Huolto

- Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

## Helppokäyttöinen

- Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite
- Suutinlisäosa: Helppo kiinnittää ja irrottaa

## Suorituskyky

- Puhdistaminen: Puhdistaa koko suun 60–90 sekunnissa

## Pakkauksen sisältö

- Langaton hammasvälisuutin: 1
- F1-vakiosuutin: 1

- F3 Quad Stream -suutin: 1
- Suojapussi: 1
- USB-latauskaapeli: 1
- USB-seinäsovitin: 1

## Tilat

- Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus
- Deep Clean+: Perusteellinen syväpuhdistus
- Tehotasot: 3

## Terveysedut

- Plakin poisto: Poistaa jopa 99 % plakista käsitellyiltä alueilta\*

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta



Julkaisupäivä 2024-04-07

Versio: 11.10.1

EAN: 87 10103 99143 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* In vitro -tutkimuksessa. Tulokset voivat vaihdella.