


Philips Sonicare Duo bucal
fără fir Power Flosser 3000
Duo bucal

Tehnologie QuadStream și
Pulsewave
1x capăt de curățare Standard F1,
1x capăt de curățare QuadStream
F3
"1x husă de călătorie, 1x cablu de
încărcare USB, 1x adaptor USB de
perete"



HX3806/31

Curățare interdentară reinventată cu tehnologia QuadStream

Elimină până la 99,9 % din placa bacteriană* în zonele tratate

Curățare interdentară temeinică și fără efort pentru îmbunătățirea sănătății gingiilor. Capătul unic Quad Stream curăță o suprafață mai mare cu mai puțin efort, pentru o curățare interdentară mai eficientă de fiecare dată, care îți permite să deprinzi ușor tehnica corectă.

Ușoare și comode

- Rezervor de 250 ml ușor de umplut
- Tehnică fără efort
- Capete standard pentru o curățare eficientă
- Încărcare rapidă, universală, cu cablu USB-C

Curățare interdentară mai rapidă și mai eficientă

- 2 moduri de curățare interdentară, 3 niveluri de intensitate
- Curățare completă în 60 de secunde
- Tehnologia Pulse Wave oferă ghidare de la un dinte la altul
- Tehnologie Quad Stream pentru o curățare interdentară mai rapidă și mai eficientă

PHILIPS
sonicare

Du? bucal

2 moduri de curățare, 3 nivele de intensitate Tehnologie QuadStream și Pulsewave, 1x capăt de curățare Standard F1, 1x capăt de curățare QuadStream F3, 1x husă de călătorie, 1x


Repere

Tehnologie Quad Stream



Capul unic Quad Stream în formă de X separă debitul în 4 jeturi de apă, care acoperă o zonă mai mare între dinți și de-a lungul liniei gingiilor. Obține o curățare mai rapidă și mai profundă fără complicațiile aței dentare.

Tehnologie Pulse Wave




Jeturile delicate de apă curăță și te ghidează de la un dinte la altul în modul Deep Clean, pentru o curățare perfectă de fiecare dată.

2 moduri, 3 intensități



Alege curățarea care se potrivește zămbetului tău. Modul Clean asigură un jet continuu pentru o curățare zilnică eficientă. Jeturile Deep Clean oferă o curățare mai temeinică. Nivelul reglabil de intensitate se adaptează pentru confort.

Curățare completă în 60 de secunde




Cu capul de curățare care se rotește la 360 de grade poți să ajungi în zonele greu accesibile și poți utiliza dispozitivul în orice orientare. Obține o curățare temeinică la 360° în doar 60 de secunde.

Încărcare prin USB-C



Încărcarea comodă cu un cablu USB-C utilizează aceeași conexiune ca majoritatea telefoanelor mobile sau tabletelor. Obține până la 14 zile de curățare la o singură încărcare.

Rezervor de 250 ml




Capacitatea rezervorului de apă de 250 ml este suficientă pentru o curățare recomandată de 60 de secunde. Răsuțește și scoate sau

HX3806/31

folosește capacul lateral de umplere pentru reumplere ușoară.

Tehnică fără efort



Doar orientează, apasă și curăță pentru o curățare interdentală mai eficientă. Îndreaptă capul de curățare pe zonele dintre dinți și de-a lungul liniei gingiilor – și lasă-l să facă toată treaba pentru tine!

Capete standard pentru o curățare eficientă



Un cap de curățare standard cu un singur jet crește presiunea pentru curățare eficientă și îndepărtarea resturilor alimentare atunci când ai nevoie.

Du? bucal

2 moduri de curățare, 3 nivele de intensitate Tehnologie QuadStream și Pulsewave, 1x capăt de curățare Standard F1, 1x capăt de curățare QuadStream F3, "1x husă de călătorie, 1x

Specificații

Alimentare

- Tensiune: Încărcător tensiune multiplă

Service

- Garanție: 2 ani garanție limitată

Ușor de utilizat

- Mâner: Design ergonomic subțire
- Atașarea capului: Se fixează și detașează ușor

Performanță

- Curățare: Curăță întreaga cavitate bucală în 60-90 de secunde

Articole incluse

- Aparat de curățare interdentală fără fir: 1
- Cap de curățare standard F1: 1

- Cap de curățare Quad Stream F3: 1
- Husă de călătorie: 1
- Cablu de încărcare USB: 1
- Adaptor USB de perete: 1

Moduri

- Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă
- Deep Clean+: Pentru o curățare profundă și revigorantă
- Niveluri de intensitate: 3

Beneficii pentru sănătate

- Îndepărtarea plăcii bacteriene: Elimină până la 99 % din placa bacteriană în zonele tratate*

Design și finisaj

- Culoare: Alb



Data apariției 2023-08-30

Versiune: 12.0.7

EAN: 87 10103 99421 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Într-un studiu in vitro. Rezultatele reale pot varia.