

PHILIPS

AVENT

Nibukaitse

Võimaldab nahk-naha kontakti

Kaitseb valutavaid nibusid

Keskmine (21 mm)

2 tk



SCF153/03



Aitab teil rinnaga kauem ja mugavamalt toita*

Kerge kinni haarata ja õrn teie naha jaoks*

Nibukaitsmed aitavad imetada, kui teil on probleeme nibudega või beebil on keeruline kinni haarata. Nibukaitsmete üliõhuke liblikakuju võimaldab beebidel tunda nahk-naha kontakti ja saada osa imetamisest tekkivast turvatundest.

Hügieeniline karp

- Kergesti puhastatav tänu hügieenilisele hoiukarbile

Beebil lihtne haarata*

- Loodud emadele, kelle beebidel on raskusi nibust haaramisega

Toote omadused


- Sobib kõigile
- Kujundatud nii, et beebil on võimalik nahaga kontaktis olla

Millal tuleks nibukaitset kasutada

- Rinna ja pudeliga toitmise kombineerimine
- Beebid saavad juua enda tempos
- Loodud tundlikele, ärritunud või valulikele nibudele


Esiletõstetud tooted

Ainulaadne liblikakuju




Meie nibukaitsete üliõhuke liblikakuju võimaldab pakkuda beebile nahk-naha kontakti. Tänu kaitseme kujule saab beebi nii oma nina kui ka põse vastu rinda panna ja tunda oma ema lõhna. Lihtsalt asetage kaitse üle nibu keskosa ning veenduge, et teie beebi saaks haarata kogu nibuosast. Nautige oma beebi lähedust, kaitstes samal ajal oma nibusid.

Võimaldab beebidel nibust haarata



Meie nibukaitsemed võimaldavad emadel aidata oma beebidel nibust paremini kinni haarata ja rinnaga kauem toita*. Nibukaitse aitab emasid, kel on sissetõmbunud või lamedad nibud, ning beebisid, kel on raskusi imemisega või muud oraalsed anomaaliad. Nibukaitse muudab nibu kuju, et sellest oleks kergem kinni haarata, hoides ja säilitades väljapoole suunatud kuju ka siis, kui beebi söömisest puhkab.

Kaitseb nibusid imetamise ajal



Nibukaitsemed võimaldavad mugavat ja õrnamat imetamist ka ärritunud, lõhenenud või valulike nibude korral. Kaitsemed aitavad vähendada imetamise käigus nibude hõõrumist või venimist, et saaksite oma beebit rahulikult imetada.

Söötke beebit tema enda tempos




Nibukaitsemed aitavad ka siis, kui ema piimavool on liiga suur või kui beebil ei ole imemiseks piisavalt jõudu. Kaitseme otsakus asuvad kolm auku aitavad reguleerida piimavoolu kiirust, kui seda tuleb korruga liiga palju. Nii saab beebi juua enda tempos.

Rinna ja pudeliga toitmise kombineerimine

Pehmest silikoonist valmistatud üliõhuke Philips Aventi nibukaitse sarnaneb meie beebide toitmise lahendustega, et pakkuda sujuvat üleminekut rinnaga toitmiselt pudeliga toitmisele.

Kahes suurus



Nibukaitsemed on saadaval kahes suurus. Väiksemad kaitsemed sobivad kuni 12 mm diameetriga nibudele ja keskmised kuni 21 mm diameetriga nibudele. Enda suuruse tuvastamiseks asetage üks rõngastest oma nibule. Keerake kaitset päripäeva ja suunake oma nibu läbi avause. Seejärel venitage ülejäänud osa, et see kataks teie nibuala. Kui nibu ja silikooni vahele jääb 2 mm tühimik, on tegemist õige suurusega. Nõuanne. Suurus põhineb rinnanibu, mitte nibuala suurusel. Kas te ei ole kindel? Küsige nõu oma tervishoiutöötajalt.

Kergesti puhastatav



Enne igat kasutamist tuleb nibukaitsemed puhastada, milleks kulub vähem kui 10 minutit. Asetage need viieks minutiks keevasse vette või kasutage hügieenilist karpi. Pange puhtaks loputatud nibukaitsemed karpi ja lisage 25 ml (0,9 unsi) vett. Seejärel asetage nibukaitsemed kolmeks minutiks 750–1000 W võimsusega mikrolaineahju. Laske viis minutit jahtuda. Seejärel kallake vesi ära ja võitegi kasutama hakata. Kasutage mugavat hügieenilist hoiukarpi nii nibukaitsete puhastamiseks kui ka hoiustamiseks.

Spetsifikatsioon

Ehitus

Liblikakujuline disain

Materjal

Nibukaitse: BPA-vaba*, silikoon

Mis on kaasas

Nibukaitsemed 21mm: 2 tk

Hügieeniline hoiukarp: 1 tk



* Lamedate, sissetõmbunud, ärritunud, tundlike, valulike ja lõhenenud nibude korral ning beebidele, kel on nibu haaramisega raskusi

* 0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011

* See jaotis sisaldab klientide arvamusi toote kohta. Philipsil ei ole seost selles jaotises esitatud klientide arvamusel ning siin edastatud tehnilise teabe ja/või nõuannetega toote kasutamise kohta. Klientide loodud sisu ei saa võtta Philipsi ametliku seisukohana.