

PHILIPS

Ultrafijn wegwerpfiler,
verpakking met 6 stuks

DreamStation 2

95% effic. bij deeltjes van
0,7 micron

Om de 30 dagen vervangen

Inclusief 6 wegwerpfilters

HH1544/03



Filter stof, pollen en meer

Philips 30-daagse wegwerpfijnfilters zorgen ervoor dat u schone lucht inademt door 95% van alle stof, pollen, schimmelsporen, huidschilfers van huisdieren en meer deeltjes van 0,5 tot 0,7 micron tegen te houden.

Accessoires voor PAP

- Duurzaam pollenfilter

Kenmerken

Duurzaam pollenfilter



Het pollenfilter kan worden hergebruikt door het om de twee weken met water af te spoelen. Combineer het filter met het ultrafijne wegwerffilter voor optimale filtratie.

Specificaties

Productgegevens

Vervanging: Om de 30 dagen

Materiaal: Gemengde synthetische vezels

