

PHILIPS

sonicare

Wiederaufladbare
Zahnbürste

1600-Series

1 Stufe

HX1630/02



Sanft zum Zahnfleisch, stark bei Plaque

Die ultimative elektrische Zahnbürste

Das Zahnfleisch ist ein wichtiger Bestandteil Ihrer Mundgesundheit. Deshalb verfügt die wiederaufladbare elektrische Zahnbürste HX1630 von Philips über eine patentierte Druckkontrolle (das sog. Gum Protection System), das sich anpasst, um einen optimalen Bürstendruck zu gewährleisten

Doppelte Reinigungsaktivität

- Natürlich weiße Zähne
- Bearbeitet schwer erreichbare Plaque zwischen den Zähnen
- Reinigung der sichtbaren Zahnflächen

Sanft zum Zahnfleisch, stark bei Plaque

- Zahnfleisch-Schutz
- Passt sich an, um einen optimalen Bürstendruck zu gewährleisten

Zusätzliche Funktionen

- 2-Minuten-Timer
- Aufladeanzeige
- 1 kostenloser Ersatz-Bürstenkopf! 2 insgesamt!

Besonderheiten

Zahnfleisch-Schutz



Die patentierte Druckkontrolle der Philips Sonicare (das sog. Gum Protection System) unterstützt einen optimalen Bürstendruck.

Patentierte Druckkontrolle



Passt sich an, um einen optimalen Bürstendruck zu gewährleisten

Doppelte Reinigungsaktivität



Reinigt die sichtbaren Zahnflächen, während die Aktivspitze Plaque in den schwer erreichbaren Zahnzwischenräumen entfernt.

Reichweite

Bearbeitet schwer erreichbare Plaque zwischen den Zähnen

Natürlich weiße Zähne



Natürlich weiße Zähne

1 kostenloser Ersatz-Bürstenkopf!


1 kostenloser Ersatz-Bürstenkopf!
2 insgesamt!

2-Minuten-Timer



Zahnärzte empfehlen eine Putzdauer von 2 Minuten.

Aufladeanzeige



Leuchtet auf, wenn die Zahnbürste richtig geladen wird.

Daten

Technische Daten

Stromspannung: 220 – 240 V

Kabellänge: 1,16 m

Stromverbrauch: 2,9 W

Frequenz: 50/60 Hz

Ladezeit: 16 hr

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):
25 minute(s)

Dual-Bürstenkopf: Kombinierte Bürstenkopf-
Bewegung für 15.000 Bewegungen pro
Minute

Akku: NiCd

Gewicht und Abmessungen

A-Box-Maße: 261 x 247 x 247 mm

F-Box-Gewicht: 339

Stückzahl A-Box: 6

F-Box-Maße (L x B x H): 117 x 82 x 225 mm

A-Box-Gewicht: 2354 g

Mitgeliefertes Zubehör

Ladestation mit Bürstenkopf-

Aufbewahrungsstiften

Bürstenkopf: 1

Weitere Funktionen

1 kostenloser Ersatz-Bürstenkopf

Zwei-Minuten-Timer

Aufladeanzeige

