

# PHILIPS

## sonicare



Sonische, elektrische tandenborstel - Roze

3100 series

Poetsdruksensor

2 minuten Smart timer

Verwijdert tot wel 3x zo veel tandplak

14 dagen batterijduur



HX3671/11

## Vergeet uw handtandenborstel. Poets met sonische technologie.

### Tot 3 keer betere tandplakverwijdering\*

Sonische technologie in combinatie met de werking van onze borstels verwijdert 3 keer meer\* tandplak dan een handtandenborstel.

#### Ontworpen voor u

- Batterij met een lange levensduur van 14 dagen
- Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen
- Het ergonomische ontwerp zorgt ervoor dat de tandenborstel gemakkelijk vast te houden en te gebruiken is
- Gebruik minder. Hergebruik meer

#### Optimaliseer het poetsen

- Optimaliseer uw poetsbeurt met Smartimer en QuadPacer

#### Easy transition to Sonicare

- Easy-Start om de overgang te vergemakkelijken

#### Protects your gums


- Ingebouwde druksensor beschermt uw tanden en tandvlees

#### Provides superior clean

- Verwijdert tot wel 3x zo veel tandplak als een gewone tandenborstel\*
- Onze unieke technologie biedt u een krachtige en toch zachte reiniging

## Kenmerken

### Geavanceerde sonische technologie




Krachtige borstelhaartrillingen drijven microbellen diep tussen uw tanden en langs uw tandvleesrand aan voor een verfrissende ervaring. U krijgt twee maanden aan handmatig poetsen in slechts 2 minuten.\*\* Elke dag maken 31000 borstelbewegingen per minuut uw tanden zachtjes schoon, wordt tandplak opgebroken en verwijderd voor een uitzonderlijke reiniging.

### Verwijdert tandplak 3x beter\*



Het is klinisch bewezen dat de Sonicare elektrische tandenborstel met geavanceerde sonische technologie tot 3x beter tandplak verwijdert dan een gewone tandenborstel. Hij verwijdert tandplak van uw tanden en langs de tandvleesrand en beschermt tegelijkertijd uw tandvlees.


### Beschermt uw tandvlees



De ingebouwde druksensor detecteert automatisch de druk die u uitoefent, waarschuwt u en vermindert automatisch de

trillingen van de tandenborstel om uw tandvlees te beschermen. De tandenborstel maakt een pulserend geluid om u eraan te herinneren dat u minder hard moet drukken. Deze functie heeft 7 op de 10 mensen geholpen hun tanden beter te poetsen.

### Smartimer en QuadPacer



Met de Smartimer van 2 minuten en de QuadPacer van 30 seconden poetst u alle gebieden van uw mond gedurende de aanbevolen tijd voor een volledige reiniging.

### Ontworpen voor u



Het slanke, lichte en ergonomische ontwerp zorgt ervoor dat de tandenborstel gemakkelijk vast te houden en te gebruiken is, zodat u een geweldige reiniging krijgt zonder dat u druk hoeft te zetten.


### BrushSync-vervangingsherinnering



Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Het is daarom goed om ook die van u in de gaten te houden, zodat u zeker weet dat uw gebit nog

steeds goed gereinigd wordt. Onze BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u uw opzetborstel al hebt gebruikt en hoe hard u hebt gepeetst. De BrushSync-vervangingsherinnering op uw handvat en een korte pieptoon laten u weten wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen.

### Easy-start



Ons Easy-Start-programma biedt u de mogelijkheid om de eerste 14 keer dat u uw nieuwe tandenborstel gebruikt geleidelijk de poetskracht te verhogen.

### Accu met lange levensduur



De levensduur van de batterij is maximaal 14 dagen, zodat u lange perioden kunt poetsen zonder tussendoor op te laden.

### Geen adapter meer. Hallo USB.

Voedingsadapters lijken misschien klein, maar als ze bij elkaar worden opgeteld, hebben ze een enorme impact op het milieu. Door alleen al in onze Philips Sonicare 1000-4000-serie over te stappen op een USB-oplader, kunnen we elk jaar tot 189,210 kg minder plastic gebruiken. Dat is krachtig, toch?

## 3100 series

Sonische, elektrische tandenborstel - Roze

HX3671/11

# Specificaties

### Vermogen

Spanning: DC 5 V

### Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):  
14 dagen\*\*\*\*

Batterijtype: Lithium-ion

### Ontwerp en afwerking

Kleur: Suikerroze

### Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

### Gebruiksgemak

**Systeem voor opzetborstel:** Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

**Batterij-indicator:** Het lampje geeft de batterijstatus aan

**Handvat:** Slank, ergonomisch design

**BrushSync-vervangingsherinnering:** Vervangingsherinnering, Weet altijd wanneer u de, opzetborstel moet vervangen, Herinneringsicoon gaat branden, om altijd de beste resultaten te garanderen

### Meegeleverde artikelen

**Handvat:** 1 3100-serie

**Opzetborstel:** 1 C1 ProResults-standaardborstels

**Docking station:** 1

### Reinigingsprestaties

**Prestaties:** Verwijdert tot 3 keer meer tandplak\*

**Timer:** Quadpacer en SmartTimer

**Snelheid:** Tot 31.000 poetsbewegingen/min

**Feedback bij te veel druk:** Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

### Poetsstanden

**Clean:** Buitengewoon schoon, elke dag

### Slimme sensortechnologie

**BrushSync-vervangingsherinnering:** Weet altijd wanneer u de, opzetborstel moet vervangen

**Poetsdruksensor:** Waarschuwt wanneer u te hard poetst

