

## Elektrische

Schallzahnbürste - Schwarz

### 3100 series

Drucksensor

2-Minuten-Timer

Entfernt bis zu 3 x mehr Plaque

14 Tage Betriebsdauer



HX3671/14

## Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo Schalltechnologie.

## Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung\*

Die Schalltechnologie in Kombination mit unserem Bürstenkopf entfernt Plaque sanft und bis zu 3 x mehr\* als eine Handzahnbürste.

### **Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse**

- Akkulaufzeit von 14 Tagen
- Das ergonomische Design macht das Halten und die Verwendung der Zahnbürste einfach
- So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

#### **Optimieren Sie Ihre Zahnpflege**

• Optimieren Sie Ihr Putzerlebnis mit dem 2-Minuten-Timer und dem 4-Quadranten-Timer

## Einfacher Übergang zu Sonicare

• Easy-Start erleichtert den Übergang

## Schützt Ihr Zahnfleisch

• Der integrierte Drucksensor schützt Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch

## **Hervorragende Reinigung**

- Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste\*
- Unsere einzigartige Technologie bietet eine leistungsstarke und dennoch sanfte Reinigung

# Besonderheiten

#### Fortschrittliche Schalltechnologie




Kraftvolle Borstenvibrationen lassen Mikrobläschen tief in Ihre Zahnzwischenräume eindringen und verteilen sie entlang des Zahnfleisches für ein erfrischendes Erlebnis. Das Putzen von 2 Minuten mit dieser Zahnbürste gleicht dem Zähneputzen von zwei Monaten mit einer Handzahnbürste.\*\* 31.000 Putzbewegungen pro Minute reinigen Ihre Zähne sanft, lösen und entfernen den Plaque für ein außergewöhnliches, tägliches Reinigungserlebnis.

#### Entfernt 3 x mehr Plaque\*



Die elektrische Sonicare Zahnbürste mit fortschrittlicher Sonicare Technologie entfernt nachweislich bis zu dreimal mehr Plaque\* von Ihren Zähnen und entlang des Zahnfleisches (im Vergleich zu einer Handzahnbürste) und schützt gleichzeitig das Zahnfleisch.

#### Schützt Ihr Zahnfleisch



Der integrierte Drucksensor erkennt automatisch den von Ihnen ausgeübten Druck, warnt Sie und reduziert die Vibrationen der Zahnbürste automatisch, um Ihr Zahnfleisch zu schützen. Die Zahnbürste gibt ein pulsierendes Geräusch aus, um den Druck zu reduzieren. 7 von 10 Personen fanden, dass diese Funktion ihnen zu einem besseren Putzerlebnis verhalf.

#### 2-Minuten-Timer und 4-Quadranten-Timer



Der 2-Minuten-Timer und der 30-Sekunden-4-Quadranten-Timer leiten Sie durch alle Bereiche in der empfohlenen Putzzeit, sodass eine gründliche Reinigung gewährleistet wird.

## **Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse**



Das schlanke, leichte und ergonomische Design erleichtert das Halten und die Verwendung der Zahnbürste, sodass Sie eine erstaunliche Reinigung ohne jede Belastung erhalten können.

#### **BrushSync Erinnerungsfunktion**



Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab, daher sollten Sie immer sicherstellen, dass Ihrer weiterhin ideal reinigt. Unsere BrushSync Technologie merkt sich, wie lange Sie Ihren Bürstenkopf bereits verwenden und wie intensiv Sie putzen. Die BrushSync Erinnerungsfunktion auf dem Handstück und ein kurzer Signalton machen Sie darauf aufmerksam, wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu ersetzen.

### **Easy-Start-Funktion**



Unser Easy-Start-Programm bietet Ihnen daher die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung für die ersten 14 Anwendungen Ihrer neuen Zahnbürste.

#### **Lange Akkulaufzeit**



Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 14 Tage, sodass Sie lange Zeit ohne Aufladen auskommen können.

## Daten

#### Leistung

Stromspannung: DC5V

#### **Technische Daten**

Batterie: Wiederaufladbar Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): 14 Tage\*\*\*\*\*

Batterietyp: Lithium-Ionen

#### **Design und Materialausführung**

Farbe: Schwarz

#### **Service**

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

## Benutzerfreundlichkeit

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an Handstück: Schlankes, ergonomisches Design Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

#### BrushSync Erinnerungsfunktion:

Erinnerungsfunktion, So wissen Sie immer, wann, Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten, Erinnerungssymbol leuchtet auf, Stellt jederzeit optimale Ergebnisse sicher

#### **Artikel enthalten**

Ladegerät: 1

Handstück: 1 Serie 3100

Bürstenkopf: 1 C1 ProResults (Standard)

## Reinigungsleistung

Geschwindigkeit: Bis zu

31.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute Leistung: Entfernt bis zu 3 x mehr Plaque\*
Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

Druck-Feedback: Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

#### **Programme**

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

#### **Intelligente Sensor-Technologie**

BrushSync Erinnerungsfunktion: So wissen Sie immer, wann, Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

**Drucksensor:** Warnmeldungen bei zu starkem Druck

© 2025 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

Ausstellungsdatum 2025-04-14 Version: 14.14.1

EAN: 87 10103 98558 7

www.philips.com



\* \*\*\*\* basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Standard-Putzprogramm

<sup>\*</sup> vs manual toothbrush for healthier teeth and gums

<sup>\*</sup> Individuelle Ergebnisse können variieren

<sup>\* \*</sup> Daten sind abrufbar