

Philips Sonicare Cordless  
Power Flosser 3000  
Szájzuhany

Quad Stream technológia  
Impulzushullámok vezetnek menet  
közben



HX3806/33

## A QuadStream technológiával újragondolt fogköztisztítás

A kezelt területeken található lepedék\* 99,9%-át eltávolítja

Erőfeszítés nélküli alapos fogköztisztítás a fogíny egészségének javítása érdekében. Az egyedülálló Quad Stream hegy kevesebb erőfeszítéssel több területet tisztít meg, így mindig hatékonyabb a fogköztisztítás. A megfelelő használat pedig egyszerűen kivitelezhető.

### Egyszerű és kényelmes

- Egyszerűen feltölthető 250 ml-es tartály
- Egyszerű technika
- Normál hegy célzott tisztításhoz
- Gyors, univerzális töltés USB-C kábellel

### Gyorsabb, hatékonyabb fogköztisztítás

- 2 fogköztisztító üzemmód, 3 intenzitási szint
- Teljes tisztítás 60 másodperc alatt
- A Pulse Wave technológia fogról fogra vezeti a felhasználót
- Quad Stream technológia a gyorsabb, hatékonyabb fogköztisztításért

**PHILIPS**  
**sonicare**


# Fénypontok

## Quad Stream technológia



Az egyedülálló X-alakú Quad Stream hegy a vízáramot 4 vízsugárba választja szét, amelyek több területet fednek le a fogak között és a fogíny mentén. Gyorsabb, alaposabb tisztítás a hagyományos fogselyemmel való bajlódás nélkül.

## Pulse Wave technológia



Gyengéd vízsugárimpulzus vezet a felhasználót fogról fogra a Deep Clean (Mélytisztítás) üzemmódban – így minden alkalommal megfelelő módon végezheti a tisztítást.


## 2 üzemmód, 3 intenzitási szint



Válassza a mosolyához illő tisztaságot. A Clean (Tisztítás) üzemmód folyamatos vízáramlást biztosít a hatékony mindennapos tisztításhoz. A Deep Clean (Mélytisztítás) üzemmód impulzusokat alkalmaz az alaposabb tisztítás

érdekében. Az állítható intenzitási szint biztosítja a kényelmet.

## Teljes tisztítás 60 másodperc alatt



A nehezen elérhető területeket is megtisztíthatja a 360 fokban elforgatható fejjel, vagyis bármilyen irányban használhatja a készüléket. Alapos, 360 fokos tisztítás mindössze 60 másodperc alatt az elejétől a végéig.

## USB-C töltés




Az USB-C kábellel történő kényelmes töltéshez ugyanaz a csatlakozás szükséges, mint a legtöbb mobiltelefon vagy táblagép esetén. Akár 14 nap tisztítás egyetlen feltöltéssel.

## 250 ml-es tartály




A 250 ml-es tartály elegendő vizet képes tárolni az ajánlott 60 másodperces tisztításhoz. Az egyszerű újratöltéshez egyszerűen csavarja el és vegye le, vagy használja az oldalsó betöltőnyílást.

## Egyszerű technika



A hatékonyabb fogköztisztításhoz egyszerűen csak irányítsa a megfelelő helyre, nyomja meg, és indul is a tisztítás. Irányítsa a hegyet a fogak közé és a fogíny vonalára – és hagyja, hogy a többi a készülék végezze el!

## Normál hegy célzott tisztításhoz



A normál, egyetlen vízsugarat kibocsátó hegy növeli a nyomást a célzott tisztításhoz és az ételmaradványok eltávolításához, amikor szükséges.

# Műszaki adatok

## Tápellátás

- Feszültség: Többfeszültségű töltő

## Szerviz

- Jótállás: 2 év korlátozott garancia

## Egyszerű használat

- Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás
- Fúvócső: Egyszerűen fel- és lepattintható

## Teljesítmény

- Tisztítás: A teljes száj megtisztítása 60–90 másodperc alatt

## Tartozékok

- Vez. nélk. elektromos fogköztisztító: 1
- F1 Standard fej: 1

- F3 Quad Stream fej: 1
- Utazótáska: 1
- USB töltőkábel: 1
- USB fali adapter: 1

## Módok

- Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért
- Deep Clean+: Az élénkítő mélytisztításért
- Intenzitási szintek: 3

## Egészségügyi előnyök

- Lepedék eltávolítás: A kezelt területeken található lepedék 99%-át eltávolítja\*

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete



Kiadás dátuma  
2023-10-18

Verzió: 11.11.1

EAN: 87 10103 99143 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Laboratóriumi körülmények között végzett vizsgálatban. Az egyedi eredmények eltérők lehetnek.