

PHILIPS

IPL-
hårborttagningssystem

Lumea

För män

TT3000/01



Förhindra håråterväxt

njut av len hud varje dag

Philips Lumea IPL-hårborttagningssystem använder lätta ljuspulser för att stimulera hårroten att gå in i en vilofas. Håret ramlar av naturligt och återväxten hämmas. Om du använder det en gång varannan vecka får du mjuk hud varje dag.

Effektiv håråterväxtkontroll

- Kroppsshårsåterväxtkontroll

IPL-teknik (Intense Pulsed Light)

- Lämplig för hemmabruk

Skonsam att använda

- Hår elimineras innan de visar sig

Tillämpningsområden

- Bodygroom-kroppsstrimmer ingår för förrakning och känsliga områden
- För bröstorg, mage, ben, underarmar, rygg och pubesområde

Lämpliga hår- och hudtyper

- INTE lämplig för rött, grått, ljusblont hår och hudtyp VI

Funktioner

Bodygroom-kroppsstrimmer ingår

Med originalet Bodygroom förrakar du appliceringsområdena utan hårutdragningar, skärsår eller hudirritation och trimmar och rakar känsliga kroppsområden

IPL-teknik



I Philips Lumea finns en innovativ ljusbaserad teknik som kallas IPL (Intense Pulsed Light) som har utvecklats utifrån teknik som används för hårborttagning i professionella skönhetsalonger. Med Philips Lumea får du den innovativa tekniken i ett utförande för hemmabruk och du kan använda den var som helst och när det passar dig.

Lämpliga hår- och hudtyper



Philips Lumea fungerar effektivt på (naturligt) mörkblont, brunt och svart hår. Philips Lumea fungerar INTE effektivt på (naturligt) rött, grått, ljusblont och ljusblont hår. Philips Lumea passar inte för mycket mörk hud (hudtyp VI)

Mjukare resultat än med ett blad



Hår elimineras innan de visar sig

Appliceringsområden på kroppen



Philips Lumea för män har utvecklats i nära samarbete med ledande dermatologer för en effektiv och mild behandling på armar, underarmar, axlar, mage, pubesområde (utom skrotum), ben, bröstorg och rygg.

Kroppshårsåterväxtkontroll



Philips Lumea för män ger lätta ljuspulser till hårrötterna. Håret faller naturligt och håråterväxten hindras. Upprepad behandling

varannan vecka för underarmar, pubesområdet, bröstkorgen, magen, benen och ryggen håller huden len varje dag. Behandlingen blir som mest effektiv om du rakar området före behandling med den medföljande Bodygroom-kroppsstrimmern så länge du upplever håråterväxt.

Lampan behöver inte bytas ut

Philips Lumea är utrustad med en lampa som har en livslängd på 80 000 ljussignaler

Specifikationer

Funktioner

3 cm² stort behandlingsfönster: För effektiv behandling av större ytor

5 lampenergiinställningar: Justerbar för din egna hudtyp

integrerat UV-filter: Skyddar din hud från UV-filter

lampa som visar att apparaten är klar att använda: Indikerar rätt användning på huden

Tillbehör

Förvaringsfodral: medföljer

Rengöringsduk: medföljer

AC/DC-adapter/-laddare: medföljer

Tekniska specifikationer

Batterityp: Litiumjon

Frekvens: 50–60 Hz

Effekt: 7,5 W

Spänning: 100–240 V

Lampenerginivå: 2 – 6,5 J/cm² (beroende på den valda inställningen)

Ljusspektrum: >570 nm

Högprestandalampa: Producerar > 80 000 ljussignaler

Logistisk information

Ursprungsland: Ungern

Medföljande tillbehör

Anvisningar för användning: Komplet
användarhandbok, Snabbstartshandbok

Effekt

Laddningstid: 100 minuter

Strömförsörjning: Laddningsbart batteri

Drifttid: Minst 320 ljussignaler

Spänning: 100–240 V

Säkerhetsinställning och justerbara inställningar

Säkerhetsringsystem: Förhindrar oavsiktliga ljussignaler

Service

Garanti: 2 års global garanti

