

PHILIPS

Sistema de depilação
por luz pulsada

Lumea

Para homem

TT3000/01



Evita o crescimento do pêlo desfrute de uma pele suave todos os dias

O sistema de depilação por luz pulsada Lumea for men da Philips utiliza suaves impulsos de luz para estimular a raiz do pêlo a entrar numa fase de repouso. O pêlo cai naturalmente e o seu crescimento é evitado. A repetição do tratamento a cada duas semanas permite-lhe desfrutar de uma pele suave todos os dias.

Controlo eficaz do crescimento do pêlo

- Controlo do crescimento de pêlos corporais

Tecnologia de Luz Pulsada Intensa (IPL)

- Adequado a uso doméstico

Aplicação suave

- Os pêlos são eliminados antes de aparecerem

Zonas de aplicação

- Para peito, barriga, pernas, axilas, costas e zona púbica

Tipos de pêlo e pele adequados

- NÃO adequado para pêlo ruivo, grisalho e louro claro e tipo de pele VI

Destques

Tecnologia IPL



O sistema Philips Lumea trabalha com uma tecnologia inovadora à base de luz denominada "Luz Intensa Pulsada" (IPL), baseada na tecnologia utilizada em salões de estética profissionais para remoção de pêlos. O sistema Philips Lumea disponibiliza agora esta nova tecnologia inovadora, adequada à utilização doméstica, para ser utilizada por si onde e quando quiser.

Tipos de pêlo e pele adequados



O sistema Philips Lumea tem um desempenho eficaz em pêlos louros escuros (naturais), castanhos e pretos. O sistema Philips Lumea NÃO é eficaz em pêlos ruivos (naturais), grisalhos e louros claros. O sistema Philips Lumea NÃO é adequado para peles muito escuras (tipo de pele VI)

Resultados mais suaves do que com uma lâmina



Os pêlos são eliminados antes de aparecerem

Áreas de aplicação corporais



O sistema Lumea Philips Lumea for men foi desenvolvido em cooperação com os melhores dermatologistas para uma aplicação segura e eficaz nos braços, axilas, ombros, barriga, zona púbica (excepto o escroto), pernas, peito e costas

Controlo do crescimento de pêlos corporais



O sistema Philips Lumea for men aplica suaves impulsos de luz na raiz do pêlo. Consequentemente, o pêlo cai naturalmente e o crescimento é inibido. A repetição regular deste tratamento a cada duas semanas para as axilas, a zona púbica, o peito, a barriga, as pernas e as costas irá manter a sua pele suave todos os dias. Para um tratamento mais eficaz, corte o pêlo na zona da aplicação antes do tratamento com o Bodygroom incluído, enquanto sentir algum crescimento

A lâmpada não necessita de ser substituída

O sistema Philips Lumea está equipado com uma lâmpada de longa duração com capacidade para 80 000 impulsos

Especificações

Características

janela de aplicação de 3cm²: Para um tratamento eficaz em áreas grandes
5 definições de energia da luz: Ajustável ao seu tipo de pele
filtro UV integrado: Protege a sua pele dos raios UV
Luz pronta a libertar flash: Indica a aplicação correcta na pele

Acessórios

Bolsa para arrumação: incluído
Pano de limpeza: incluído
Transformador/carregador CA/CC: incluído

Especificações técnicas

Tipo de bateria: Iões de lítio
Frequência: 50-60 Hz
Alimentação: 7,5 W
Voltagem: 100-240 V
Luz de nível da energia: 2 - 6,5 J/cm² (dependendo da definição escolhida)
Espectro da luz: >570 nm
Lâmpada de alto desempenho: Proporciona > 80 000 impulsos de luz

Dados logísticos

País de origem: Hungria

Itens incluídos

Instruções de utilização: Manual do utilizador completo, Guia de Iniciação Rápido

Alimentação

Tempo de carga: 100 min.
Alimentação: Bateria recarregável
Tempo de utilização: No mín., 320 impulsos de luz
Voltagem: 100-240 V

Segurança e definições ajustáveis

Sistema com anel de segurança: Evitar impulsos de luz acidentais

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia global

