



Sistema epilazione a luce pulsata

- Per uomo

TT3003/11

Previene la ricrescita

Pelle liscia ogni giorno

Il sistema di epilazione a luce pulsata Lumea Plus TT3003 di Philips utilizza degli impulsi di luce delicati che agendo sulla radice del pelo ne prevengono la ricrescita. I peli cadono in maniera naturale e la ricrescita si blocca. Utilizzandolo ogni due settimane potrai avere una pelle liscia ogni giorno.

Vantaggi

[Efficace controllo della ricrescita](#)

- Controllo della ricrescita dei peli del corpo

[Tecnologia Intense Pulsed Light \(IPL\)](#)

- Utilizzabile in casa

[Zone di applicazione](#)

- Per torace, addome, gambe, ascelle, schiena e zona pubica

[Tipi di pelle e di peli compatibili](#)

- NON adatto a peli di colore rosso, grigio, biondo chiaro e pelle di tipo VI

[Lunga durata della lampadina](#)

- Lampadina a lunga durata con autonomia fino a 250.000 impulsi di luce

PHILIPS

Caratteristiche

Tecnologia IPL



Il funzionamento di Philips Lumea è basato sulla tecnologia IPL (Intense Pulsed Light - intensi impulsi di luce) per l'eliminazione dei peli. Adesso, con Lumea questa tecnologia è a tua disposizione, quando e dove vuoi.

Tipi di pelle e di peli compatibili

Philips Lumea è efficace su peli di colore (naturale) biondo scuro, castano e nero. Philips Lumea non è consigliato su peli di colore (naturale) rosso, grigio e biondo chiaro. Philips Lumea NON è adatto a carnagioni molto scure (tipo di pelle VI)

Aree di applicazione sul corpo



Philips Lumea for Men è stato sviluppato in stretta collaborazione con dermatologi di fama per garantire la massima delicatezza e sicurezza su braccia, ascelle, spalle, addome area pubica (eccetto lo scroto), gambe, torace e schiena

Controllo della ricrescita dei peli del corpo

Philips Lumea for Men applica delicati impulsi di luce alla radice del pelo. L'effetto che ne consegue è la caduta naturale del pelo e l'inibizione della ricrescita. Ripetendo il trattamento ogni due settimane su ascelle, zona pubica, torace, addome, gambe e schiena, la tua pelle resterà sempre liscia e libera dai peli. Per una maggiore efficacia, radere la zona interessata prima del trattamento con il Bodygroom incluso

La lampadina non necessita di sostituzione



Philips Lumea è dotato di lampadina a lunga durata per un'autonomia di 250.000 impulsi di luce

Specifiche

Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Caratteristiche

| | |
|---|--|
| 5 impostazioni di intensità della luce | Regolabile in base al tuo tipo di pelle |
| filtro UV integrato | Protegge la pelle dai raggi UV |
| Spia di "pronto all'uso" | Indica la corretta applicazione sulla pelle |
| Finestra di applicazione da 4 cm ² | Per un risultato perfetto su zone estese del corpo |

Accessori

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Custodia | in dotazione |
| Panno per la pulizia | in dotazione |
| Adattatore/Caricatore CA/CC | in dotazione |

Specifiche tecniche

| | |
|---------------------------------|---|
| Tipo di batteria | Agli ioni di litio |
| Frequenza | 50-60 Hz |
| Assorbimento | 7,5 W |
| Voltaggio | 100-240 V |
| Livello di intensità della luce | 2 - 6,5 J/cm ² (a seconda dell'impostazione selezionata) |
| Spettro luminoso | >570 nm |
| Lampadina ad alte prestazioni | Assicura più di 250.000 impulsi di luce |

Dati logistici

| | |
|------------------|----------|
| Paese di origine | Ungheria |
|------------------|----------|

Accessori inclusi

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Istruzioni per l'uso | Manuale utente completo |
| | Guida rapida |

Assorbimento

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Tempo di carica | 60 minuti |
| Sistema di alimentazione | Batteria ricaricabile |
| Tempo di funzionamento | Minimo 370 flash |
| Voltaggio | 100-240 V |

Impostazioni di sicurezza regolabili

| | |
|---------------------------------|---|
| Sistema con anello di sicurezza | Impedisce l'attivazione accidentale del flash |
|---------------------------------|---|

Assistenza

| | |
|----------|--------------------|
| Garanzia | 2 anni di garanzia |
|----------|--------------------|

Dimensioni dell'imballo

| | |
|----------------------------|----------------|
| Altezza | 19,40 cm |
| Larghezza | 27,50 cm |
| Profondità | 13,70 cm |
| Peso netto | 1,16 Kg |
| Peso lordo | 1,66 Kg |
| EAN | 08710103616030 |
| Numero di prodotti inclusi | 1 |
| Paese di origine | HU |

Lumea

Codice del sistema armonizzato 854370

Altezza 20,60 cm
Peso lordo 3,55 Kg
EAN 18710103616037
Numero di confezioni consumatori 2

Scatola esterna

Lunghezza 55,50 cm
Larghezza 14,80 cm



Dati soggetti a modifiche
2018, Maggio 27

Version: 6.0.1
EAN: 08710103616030

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

www.philips.com