

# PHILIPS

IPL  
ontharingsysteem

Lumea

voor mannen

TT3000/01



## Vertraag de teruggroei van haartjes Elke dag een zijdezachte huid

Het Philips Lumea IPL ontharingsysteem brengt de haarwortel met behulp van zachte lichtpulsen in een rustfase. De haartjes laten vanzelf los en komen veel langzamer terug. Door deze behandeling elke twee weken te herhalen blijft uw huid dag in dag uit glad.

### **Blijf teruggroeiende haartjes effectief de baas**

- Blijf teruggroeiend lichaamshaar de baas

### **IPL-technologie (Intense Pulsed Light)**

- Geschikt voor thuisgebruik

### **Zacht in gebruik**

- Haren worden verwijderd voordat ze zichtbaar zijn

### **Toepassingsgebieden**

- Inclusief BodyGroom voor voorbehandeling en gevoelige gebieden
- Voor borst, buik, benen, oksels, rug en schaamstreek

### **Geschikte haar- en huidtypen**

- NIET geschikt voor rood, grijs en lichtblond haar en voor huidtype VI

# Kenmerken

## Inclusief BodyGroom

Met de originele BodyGroom kunt u de gebieden voorbehandelen zonder wondjes, sneetjes of irritatie, en gevoelige delen van uw lichaam trimmen en scheren

## IPL-technologie



Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die "Intense Pulsed Light" (IPL) wordt genoemd. Deze technologie is gebaseerd op het ontharingsproces dat in professionele schoonheidssalons wordt toegepast. Philips Lumea maakt deze innovatieve nieuwe technologie nu beschikbaar voor thuisgebruik, zodat u Lumea kunt gebruiken waar en wanneer u maar wilt.

## Geschikte haar- en huidtypen



Philips Lumea werkt effectief op (natuurlijk) donkerblond, bruin en zwart haar. Philips Lumea is NIET geschikt voor (natuurlijk) rood,

grijs en lichtblond haar. Philips Lumea is NIET geschikt voor een zeer donkere huid (huidtype VI).

## Gladdere resultaten dan met een scheermesje




Haren worden verwijderd voordat ze zichtbaar zijn

## Geschikte lichaamszones



Philips Lumea voor mannen is ontwikkeld in nauwe samenwerking met vooraanstaande dermatologen, voor een effectieve en zachte werking op armen, oksels, schouders, buik, schaamstreek (met uitzondering van het scrotum), benen, borst en rug

## Blijf teruggroeiend lichaamshaar de baas



Philips Lumea voor mannen stuurt zachte lichtimpulsen naar de haarwortel. Hierdoor vallen de haartjes op natuurlijke wijze uit en wordt de haargroei geremd. Door deze behandeling elke twee weken te herhalen voor de oksels, schaamstreek, borst, buik, benen en rug blijft uw huid elke dag zacht. De behandeling is vooral effectief als u het gebied eerst scheert met de meegeleverde BodyGroom zolang de haartjes nog teruggroeien

## Lamp hoeft niet te worden vervangen

Philips Lumea is voorzien van een duurzame lamp met een geschatte levensduur van 80.000 pulsen

# Specificaties

## Kenmerken

**Scherf van 3 cm<sup>2</sup>:** Voor een effectieve behandeling van grote gebieden

**5 lichtsterktes:** Aanpasbaar aan uw persoonlijke huidtype

**geïntegreerd UV-filter:** Bescherm uw huid tegen UV-straling

**'Klaar voor gebruik'-lampje:** Geeft juiste positionering van het apparaat aan

## Accessoires

**Opbergtui:** meegeleverd

**Schoonmaakdoekje:** meegeleverd

**AC/DC-adapter/oplader:** meegeleverd

## Technische specificaties

**Batterijtype:** Lithium-ion

**Frequentie:** 50-60 Hz

**Vermogen:** 7,5 W

**Voltage:** 100-240 V

**Lichtniveau:** 2 - 6,5 J/cm<sup>2</sup> (afhankelijk van de gekozen instelling)

**Lichtspectrum:** > 570 nm

**Lamp met hoge prestaties:** Kan meer dan 80.000 pulsen afgeven

## Logistieke gegevens

**Land van herkomst:** Hongarije

## Meegeleverde artikelen

**Instructies voor gebruik:** Gebruiksaanwijzing, Snelstartgids

## Vermogen

**Oplaadtijd:** 100 minuten

**Voedingssysteem:** Oplaadbare batterij

**Gebruikstijd:** Min. 320 pulsen

**Voltage:** 100 - 240 V

## Veiligheid en aan te passen standen

**Veiligheidssysteem met een ring:** Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

## Service

**Garantie:** 2 jaar algemene garantie

