




Philips Sonicare AirFloss
Fogköztisztító -
Újratölthető

1 fúvófejjel



HX8210/22

Nem használ fogselymet? Akkor használjon AirFloss-t.

Eltávolítja a lepedéket, ott is, ahol a fogmosás nem

Azok számára, akik nem használnak fogselymet következetesen, az AirFloss egyszerű módot biztosít a fogak közötti tisztításhoz. Az AirFloss egyaránt használható szájjal vagy vízzel. Egyedülálló, levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológiája segít eltávolítani a lepedéket a nehezen elérhető helyeken is.

Javítja a száj higiéniáját

- Több lepedéket távolít el a fogközből
- Egészségesebb fogíny mindössze két hét alatt
- Segíti a fogszuvasodás megelőzését a fogközökben

Tiszta eredmény 30 másodperc alatt

- Irányítsa a megfelelő helyre, nyomja meg, és már tisztíthat is!

Egyszerű használat

- Levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológia
- Kényelmes, ergonomikus kialakítású nyél
- A könnyű pozicionálást irányítófej segíti

Hozzájárul az egészségesebb szokások kialakításához

- Egyszerűen növelheti a fogak közötti tisztítás hatékonyságát

PHILIPS
sonicare


Fénypontok

Egyszerűen elkezdheti



A fogközők tisztítása nagyon fontos a szájhigiénia szempontjából. Az AirFloss fogköztisztítóval egyszerűen megtisztíthatja a fogak közötti rések mélyét, ez elősegíti az egészségesebb szokások kialakítását. A nem rendszeres fogselyemhasználók 96%-a három hónap után is folytatta az AirFloss heti legalább négyszeri használatát.

Több lepedéket távolít el a fogközőkből



Több lepedéket távolít el a fogközőkből

Könnyen utántölthető tartály



Szájvízzel vagy vízzel is feltöltheti a nyélen lévő tartályt, majd célozzon és tisztítson - a friss leheletért. A tartály akár két használathoz is elegendő folyadékot tárol.

Egészségesebb fogíny



Klinikailag bizonyított, hogy a Sonicare AirFloss használatával mindössze két hét alatt egészségesebb lesz a fogíny.

Segíti a fogszuvasodás megelőzését



A fogkefével elérhetetlen lepedék gyengéd eltávolításával a Sonicare AirFloss segít

megelőzni a fogak közötti területen kialakuló fogszuvasodást.

Levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológia



Levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológia

Ergonomikus fogantyú

A kényelmes, ergonomikus kialakításnak és a csúszásmentes nyélnek köszönhetően az AirFloss könnyen irányítható a szűk helyeken is.

Irányítófej



A karcsú, hajlított fej és az irányítófej segít, hogy könnyedén a megfelelő helyre irányítsa a fúvófejet. Csúsztassa végig az irányítófejet az ínyvonal mentén, amíg az meg nem állapodik a következő két fog között.

Műszaki adatok

Tápellátás

- Feszültség: Többfeszültségű töltő

Műszaki adatok

- Élettartam: 6 havonta cserélje a fúvófejet
- Akkumulátor: Újratölthető
- Elem típusa: Lítium-ionos
- Töltési idő: 24 óra a teljes feltöltéshez

Kivitelezési jellemzők

- Szín(ek): Fehér almazölddel

Szerviz

- Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Egyszerű használat

- Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás
- Töltöttségjelző: A villogó fény az akkumulátor

alacsony töltöttségi szintjét jelzi

- Akkumulátor élettartam: Akár 3 hétig is bírja egy teljes feltöltéssel
- Fúvócső: Könnyű felhelyezés

Tartozékok

- AirFloss nyél: 1
- Töltő: 1 többfeszültségű töltő
- AirFloss Nozzle: 1

Fogmosási teljesítmény

- Fúvófejek: A legjobb eredmény érdekében 6 havonta cserélje
- Egészségügyi előnyök: Egészségesebb fogíny mindössze 2 hét alatt
- Teljesítmény: Akár ötször több lepedéket távolít el*



Kiadás dátuma
2024-05-22

Verzió: 5.0.1

EAN: 87 10103 67372 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* mint önmagában a hagyományos fogmosás