




Philips Sonicare  
AirFloss Pro/Ultra –  
fogköztisztító

1 fúvófejjel



HX8331/02

## Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt\*

A nem rendszeres fogselyemhasználók számára tervezve

Azok számára, akik nem használnak fogselymet rendszeresen, az AirFloss Pro/Ultra\*\*\*\* biztosítja a legegyszerűbb módot a fogközök hatékony tisztításához. Az AirFloss Pro/Ultra egyaránt használható szájvízzel vagy vízzel, és klinikailag bizonyítottan a fogselyemmel azonos hatékonysággal segít megőrizni a fogíny egészségét.\*\*

### Javítja a száj higiéniáját

- Klinikailag bizonyítottan a fogselyemmel azonos hatékonyságú, az egészséges fogínyért\*\*
- Akár 99,9%-os lepedékeltávolítás\*\*\*
- Segíti a fogszuvasodás megelőzését a fogközökben

### Felülmúlhatatlan technológia

- Levegőt és mikroceppeket alkalmazó technológia
- Háromszoros fújás testre szabható beállításai
- Nagy teljesítményű fej


### A fogak közötti hatékony tisztítás legegyszerűbb módja

- Mindössze 60 másodpercet vesz igénybe: irányítsa a megfelelő helyre, nyomja meg, és már tisztíthat is!
- A szájüreg frissessége és tisztasága magabiztosságot nyújt egész nap
- Az egészséges rutin kialakításának egyszerű módja

**PHILIPS**  
**sonicare**

# Fénypontok

## Akár 99,9%-os lepedékeltávolítás




Az AirFloss Ultra a kezelt területeken található lepedék akár 99,9%-át eltávolítja.\*\*

## Mikrocsepp-technológia



A levegő és szájbájlító vagy víz segítségével működő egyedülálló technológiánk hatékony, mégis kíméletes tisztítást biztosít a fogak között és a fogíny mentén, ami lehetővé teszi, hogy ilyen kedvező, klinikailag igazolt eredményeink születhessenek.

## Egészséges rutin kialakítása egyszerűen



A fogközök tisztítása nagyon fontos a szájhigiénia szempontjából. Az AirFloss Ultra segítségével egyszerűen tisztíthatja a fogak közti rések mélyét, ami elősegíti az egészséges rutin kialakítását.

## Egészségesebb fogíny



A Philips Sonicare AirFloss Ultra fej klinikailag bizonyítottan a fogselyemmel azonos mértékben segít megőrizni a fogíny egészségét.\*\* Már két hét alatt segít megőrizni a fogíny egészségét.

## Mindössze 60 másodperc alatt elvégzi a tisztítást



Az AirFloss Ultra segítségével a teljes szájuüreg megtisztítása naponta kevesebb mint 60 másodpercet vesz igénybe. Csupán ki kell választania a fújás gyakoriságát (egyszeres, kétszeres vagy háromszoros), és nyomva kell tartania a bekapcsológombot a folyamatos automatikus fújásokhoz, vagy lenyomni és felengedni a manuális fújás üzemmódhoz.

## Segíti a fogszuvasodás megelőzését



A fogkefével elérhetetlen lepedék gyengéd eltávolításával a Philips Sonicare AirFloss Ultra segít megelőzni a fogak közötti területen kialakuló fogszuvasodást.

## Nagy teljesítményű fej



Az új AirFloss Ultra nagy teljesítményű fej fokozza a levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológiánk hatékonyságát, így az minden eddiginél hatékonyabb.

## Háromszoros fújás testreszabása



A nagy teljesítményű AirFloss Ultra fúvófeje a bekapcsológomb többszöri megnyomásával az Ön tetszése szerint beállítható egyszeres, kétszeres vagy háromszoros fújásra.

## Frissesség és tisztaság a szájbájlítónek köszönhetően



Töltse fel szájbájlítóvel vagy vízzel a markolaton lévő tartályt, majd irányítsa a megfelelő helyre, és nyomja meg. A tökéletes frissesség és az antimikrobiális hatás előnyei érdekében használja szájbájlítóvel.

# Műszaki adatok

## Tápellátás

- Feszültség: Többfeszültségű töltő

## Műszaki adatok

- Akkumulátor: Újratölthető
- Elem típusa: Lítium-ionos
- Töltési idő: 24 óra a teljes feltöltéshez

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér, rózsaszín díszítéssel

## Szervíz

- Jótállás: 2 év korlátozott garancia

## Egyszerű használat

- Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás
- Töltöttségjelző: A markolat LED-fényei jelzik a töltöttségi szintet
- Akkumulátor élettartam: 1-3 hét\*\*\*\*
- Fúvócső: Könnyű felhelyezés

## Tartozékok

- Töltő: 1
- AirFloss Ultra markolat: 1
- AirFloss Ultra fej: 1

## Fogmosási teljesítmény

- Egészségügyi előnyök: A teljes szájüreg megtisztítása 60 másodperc alatt, Egészségesebb íny már 2 hét alatt\*
- Teljesítmény: A lepedéknek akár a 99,9%-át eltávolítja\*\*
- Klinikailag bizonyított eredmények: Éppolyan hatékony, mint a fogselyem, a fogíny egészségének megőrzéséért, a fogínyvérzés csökkentéséért, a lepedék csökkentéséért
- Testre szabható beállítások: Automatikus fújás vagy kézi fújás, Egyszeres/kétszeres/háromszoros fújás\*\*\*
- A legjobb eredményekért: 6 havonta cserélje a fúvófejet



Kiadás dátuma  
2023-10-14

Verzió: 1.0.1

EAN: 87 10103 71483 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* vagy visszakapja a pénzt

\*\* \* ha enyhébb fogínygyulladásban szenvedő páciensek kézi fogkefével vagy antimikrobiális szájöblítővel használják; az AirFloss a fogselymet nem rendszeresen használók egészséges napi szájápolási rutinjának elősegítésére lett tervezve. További részletekért lásd a Támogatás lap Kérdések és válaszok részét.

\*\*\* A kezelt területekről. Laboratóriumi vizsgálat esetén. A tényleges szájtisztítási eredmények eltérőek lehetnek.

\*\*\*\* Az AirFloss Ultra és Pro ugyanaz a termék, azonban az elnevezésük országonként és kommunikációs csatornánként eltérő lehet.

\*\*\*\*\* a használt fújási beállítástól függően