

Philips Sonicare Cordless  
Power Flosser 3000  
Hambavahede puhastaja

Quad Stream-tehnoloogia  
Juhendav Pulse Wave-tehnoloogia



HX3806/31

## QuadStream-tehnoloogia tagab täiesti uue hambavahede puhastamise

Eemaldab töödeldavas alas kuni 99,9% hambakatust\*

Igemete tervise parandamiseks on hammaste vahesid kerge puhastada. Ainulaadne Quad Streami otsak puhastab suurema ala väiksema pingutusega, et hambavahede puhastamine oleks iga kord tõhus ja lihtne.

### **Lihtne ja mugav**

- Lihtsalt täidetav 250 ml nõu
- Lihtne tehnika
- Standardne otsak kohtpuhastamiseks
- Kiire, universaalne laadimine USB-C-kaabliga

### **Kiirem ja tõhusam hambaniidi kasutamine**

- 2 hambavahede puhastuse režiimi, 3 intensiivsust
- Täielik puhastamine 60 sekundiga
- Pulse Wave tehnoloogia juhib ühe hamba juurest teiseni
- Quad Stream tehnoloogia kiiremaks ja tõhusamaks puhastamiseks

**PHILIPS**  
**sonicare**

## Esiletõstetud tooted

### Quad Stream tehnoloogia



Ainulaadne X-kujuline Quad Streami otsak eraldab voolu neljaks veejoaks, mis katavad rohkem hammaste ja igemejoone vahelist ala. Puhastage kiiremini ja sügavamalt ilma tüütu hambaniidita.

### Pulse Wave tehnoloogia



Õrnad veeimpulsid tagavad liikumise ning juhivad sügavpuhastusrežiimis ühe hamba juurest teiseni – nii saavad hambad õigesti puhtaks.


### Kaks režiimi, kolm intensiivsust



Valige puhtus, mis sobib teie naeratusega. Puhastusrežiimis tagab pidev veevool tõhusa igapäevase puhastuse. Sügavpuhastusrežiimis

tagavad veeimpulsid põhjalikuma puhastuse. Reguleeritav intensiivsustase mugavuse eesmärgil.

### Täielik puhastamine 60 sekundiga



Puhastage ka raskesti ligipääsetavad kohad 360 kraadi pöörleva otsakuga, et saaksite seadet igas suunas kasutada. Puhastage põhjalikult 360° ulatuses kõigest 60 sekundiga

### USB-C laadimine




Mugav laadimine USB-C-kaabli abil, millel on sama ühendus nagu enamikul mobiiltelefonidel või tahvelarvutitel. Ühe laadimisega saate kuni 14 päeva puhastusaega.

### 250 ml nõu




250 ml nõusse mahub piisavalt vett soovitatavaks 60-sekundiliseks puhastamiseks. Nõu täitmiseks lihtsalt keerake seda eemaldamiseks või täitke nõu külgluugi kaudu.

### Lihtne tehnika



Tõhusaks hambavahede puhastamiseks lihtsalt suunake, vajutage ja puhastage. Suunake otsak hammaste vahele ja piki igemejoont – kõik ülejäänud jätke seadme hooleks!

### Standardne otsak kohtpuhastamiseks



Standardne ühe joaga otsak suurendab survet kohtpuhastamiseks ja toidujäätmete eemaldamiseks, kui seda vajate.

# Spetsifikatsioon

## Võimsus

- Pinge: Mitmevoldiline laadija

## Hooldus

- Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

## Kergesti kasutatav

- Käepide: Peenike, ergonomiline disain
- Hambaharjapea: Lihtne külge klõpsata ja eemaldada

## Talitlus

- Puhastamine: Puhastab kogu suu 60–90 sekundiga

## Kaasasolevad tarvikud

- Juhtmeta Power Flosser: 1
- F1 tavaline otsak: 1
- F3 Quad Stream otsak: 1

- Kandekott: 1
- USB-laadimiskaabel: 1
- USB-seinaadapter: 1

## Režiimid

- Puhastamine: Igapäevaseks tiptasemel puhastamiseks
- Deep Clean+: Tagab ergutava sügavpuhastuse
- Intensiivsusi: 3

## Kasu tervisele

- Katu eemaldamine: Eemaldab töödeldavas alas kuni 99% hambakatust\*

## Disain ja viimistlus

- Värv: Valge



Väljalaske kuupäev  
2023-06-20

Version: 14.14.1

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Tegelikud uuringu tulemused võivad erineda.